



الميكروبيولوجيا العامة
الجزء العملي



السنة: الثانية

القسم: العلوم البيئية



منشورات جامعة دمشق
كلية العلوم

الميكروبيولوجيا العامة

الجزء العملي

ميساء بكور الزيات

مديرة أعمال في قسم العلوم البيئية

١٤٤١ - ١٤٤٢ هـ
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

جامعة دمشق

الفهرس

الصفحة	الموضوع
١١	المقدمة
١٣	الفصل الأول: توجيهات وإرشادات عامة
١٣	مواصفات مختبر الأحياء الدقيقة
١٥	الملاحظات والتوصيات الواجب اتباعها في المختبر الجرثومي
١٩	تنظيف الأدوات الزجاجية
٢١	الفصل الثاني: الأدوات والتجهيزات المستعملة في المختبرات الجرثومية
٢١	الأدوات المستعملة في مختبر الأحياء الدقيقة
٢٣	الأجهزة المستعملة في مختبر الأحياء الدقيقة
٣٧	الفصل الثالث: التعقيم
٣٧	تعريف التعقيم
٣٧	آلية التعقيم
٣٨	ضبط عملية التعقيم
٣٩	طرائق التعقيم
٣٩	١ - التعقيم بالحرارة
٤٦	٢ - التعقيم بالأشعة

٤٧	٣ - التعقيم بالترشيح
٤٩	٤ - التعقيم بالغازات وأبخرتها
٥٠	٥ - التعقيم الكيميائي
٥١	المطهرات
٥١	تعريفها
٥١	آلية تأثيرها
٥٢	أنواع المطهرات
٥٩	الفصل الرابع: أوساط الاستزراع
٥٩	تعريف أوساط الاستزراع
٦١	الشروط الواجب تأمينها في الأوساط المغذية
٦٢	أنماط أوساط الاستزراع
٦٥	الفصل الخامس: مدخل إلى علم الجراثيم
٦٥	الصفات العامة للجراثيم
٦٥	تعريف الجراثيم
٦٦	أشكال الجراثيم
٧١	الفصل السادس: تقانة الزراعة العقيمة وطرائق الاستزراع
٧١	المحاذير التي يجب ملاحظتها عند أخذ النماذج الجرثومية وزرعها
٧٣	طرائق تحضير المزارع الجرثومية
٧٣	طرائق الاستزراع
٧٣	أولاً : الاستزراع في الأنابيب

٧٥	ثانياً : الاستزراع في الأطباق
٨١	صفات المزارع و نمط النمو
٨٥	عزل المزارع الجرثومية
٨٦	طرائق حفظ المزارع الجرثومية
٨٩	الفصل السابع: تقدير عدد الخلايا الجرثومية في عينة ما
٨٩	١- الطرائق المجهرية
٩٢	٢- طريقة الأطباق
٩٣	٣- طريقة الوسط السائل
٩٤	٤- طريقة الترشيح الغشائي
٩٦	الفحص الميكروبيولوجي للحليب
٩٦	مصادر تلوث الحليب
٩٧	معايير تصنيف جراثيم الحليب
٩٨	اختبارات الكشف عن جراثيم الحليب
٩٩	١- اختبار إحصاء الجراثيم في الحليب باستعمال طريقة الأطباق
١٠٣	٢- اختبار الإنزيمات المرجعة
١٠٧	الفصل الثامن: استزراع الجراثيم اللاهوائية المجرية
١٠٧	الوسائط المستعملة لنزع الأكسجين من أوساط الاستزراع
١٠٨	الطرائق المستعملة في زرع الجراثيم اللاهوائية
١١١	دراسة أشكال المستعمرات النامية لاهوائياً
١١٣	الفصل التاسع: الفحص المجهرى للجراثيم

١١٤	١- الفحص المباشر
١١٤	دراسة الحركة عند الجراثيم
١١٧	٢- الفحص بعد التثبيت والتلوين
١١٧	طبيعة الملونات
١١٩	تحضير النموذج للتلوين
١٢٢	طرائق التلوين
١٢٢	١- التلوين البسيط
١٢٣	٢- التلوين السلبي
١٢٤	٣- التلوين المركب
١٢٦	• طريقة صبغة غرام
١٣٢	• طريقة زيل - نلسون
١٣٥	• طريقة فونتانا
١٣٧	• طريقة ورث - كونكلين
١٣٨	• طريقة ليفسون
١٤١	• طريقة ولتش
١٤٢	• طريقة الحبر الصيني
١٤٥	الفصل العاشر: دراسة بعض خواص الجراثيم وتحديد أنواعها
١٤٦	١ - انتشار الأحياء الدقيقة
١٤٩	٢ - تحديد حاجة الجراثيم لأكسجين الهواء
١٥٢	٣ - تأثير درجة الحرارة في نمو الجراثيم
١٥٧	٤ - تأثير الـ pH في نمو الجراثيم

١٥٨	٥ - تأثير المواد المضادة للجراثيم
١٦٢	٦ - دراسة الخصائص الحيوية الكيميائية للجراثيم
١٦٣	أ: اختبارات استقلاب السكريات بواسطة الجراثيم
١٦٣	١- اختبار تخمر السكريات
١٦٦	٢- اختبار تحلل النشاء
١٦٩	ب : اختبارات تحلل البروتين
١٦٩	١- إمالة الهلام
١٧٣	٢- إمالة الكازئين
١٧٥	٣- اختبار إنتاج الإندول
١٧٧	٤- اختبار إنتاج غاز كبريت الهيدروجين
١٧٩	ج - اختبارات متفرقة
١٧٩	١- النمو على وسط لا يحتوي إلا على الكربون اللاعضوي
١٨٢	٢- اختبار نشاط الكتالاز
١٨٥	الفصل الحادي عشر: الجراثيم الممرضة
١٨٥	العلاقة بين المضيف والجراثيم
١٨٦	تشخيص الجراثيم الممرضة
١٨٧	المكورات ايجابية الغرام
١٨٧	العنقوديات الذهبية
١٨٩	العصيات سلبية الغرام
١٨٩	فصيلة الأمعائيات
١٩٠	العصية القولونية

١٩٣	العصية التيفية
١٩٥	الفصل الثاني عشر: الفطريات
١٩٦	أهمية الفطريات - فوائدها ومضارها
١٩٧	أشكالها
١٩٧	التكاثر
١٩٨	عزل الفطريات الدقيقة من التربة وإحصاؤها
٢٠٤	تصنيف الفطريات
٢١٧	الفصل الثالث عشر: الطحالب
٢١٧	أهمية الطحالب - فوائدها ومضارها
٢١٩	أشكالها
٢١٩	جمع الطحالب والعوالق النباتية وتحضيرها للدراسة وحفظها
٢٢١	استزراع الطحالب
٢٢٣	تصنيف الطحالب
٢٣٩	دليل أوساط الاستزراع
٢٥٧	دليل الصبغات والكواشف
٢٦١	المصطلحات
٢٧٥	المصادر و المراجع العربية
٢٧٧	المصادر والمراجع الأجنبية

مقدمة

تتناول موضوعات هذا الكتاب مفردات منهج (عملي مقرر الميكروبيولوجيا العامة لطلاب السنة الثانية- قسم العلوم البيئية)، من كلية العلوم في جامعة دمشق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى التعريف بالأحياء الدقيقة (الجراثيم Bacteria والفطريات Fungi والطحالب Algae) من الناحية العملية، لتُتمَّ ما جاء في الجزء النظري من هذا المقرر؛ الذي يُعدُّ من المقررات الأساسية لدراسة عدد من المسائل المتعلقة بحياة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة المحيطة.

لقد روعي في هذا الكتاب السلاسة والتسهيل في عرض معظم الموضوعات المتعلقة بعملية الأحياء الدقيقة، وبما يناسب الزمن المخصص لتدريس هذا المقرر. حيث بدأ بعرض مواصفات مختبر الأحياء الدقيقة والملاحظات والتوصيات الواجب اتباعها فيه.

ثم عُرضت الأدوات والتجهيزات الخاصة بمختبرات الأحياء الدقيقة، والمجاهر، وتقانات الفحص المجهرى، وطرائق التعقيم، وبعض المطهرات، وأوساط الاستزراع، وطرائق الاستزراع. كما عُرضت طرائق استزراع الجراثيم اللاهوائية، وبعضاً من طرائق تقدير عدد الخلايا الجرثومية في عينة ما، وخصص دراسة عملية لتقدير عدد الخلايا الجرثومية في الحليب.

ثم جاءت دراسة بعض خصائص الجراثيم الحيوية والحيوية الكيميائية وتحديد أنواعها، ودراسة بعض الجراثيم الممرضة الأكثر انتشاراً. وعُرض بإيجاز معلومات عن الفطريات الدقيقة، وطرائق استزراعها وعزلها وإحصائها، وتصنيفها مع ذكر بعض أنواعها.

وكذلك عُرض بإيجاز معلومات عن الطحالب الدقيقة، وطرائق استزراعها وعزلها وإحصائها وتصنيفها مع ذكر بعض أنواعها، وبعضاً من أنواع الجراثيم الزرقاء.

كما أُلحِق دليلٌ للأوساط والصبغات والكواشف وقائمة بالمصطلحات العلمية الواردة.

إن منتهى ما أرجوه أخيراً أن أكون قد وفقتُ في عرض الموضوعات باللغة العربية التي يتفهمها طلابنا، والتي أرسى قواعدها أبؤنا وأجدادنا، وأن يحقق هذا الكتاب الهدف الذي أعد من أجله.

والله ولي التوفيق

دمشق ٢٠١٩ م

المؤلفة

الفصل الأول

توجيهات وإرشادات عامة

قبل البدء بتعريف ما يجب على الطالب اتباعه والالتزام به في مختبرات الأحياء الدقيقة يتوجب عليه معرفة أشياء كثيرة عن هذا المختبر، وتبدأ هذه الأمور بمعرفة مواصفات مختبر الأحياء الدقيقة.

مواصفات مختبر الأحياء الدقيقة

وضعت مواصفات دولية لمختبر الأحياء الدقيقة لكي يكون أكثر راحة وأماناً، وللإقلال - قدر الإمكان - من التلوث ومخاطره.

وعليه فقد قُسم مختبر الأحياء الدقيقة إلى ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول: لتجهيز أوساط الاستزراع، وجميع المواد الكيميائية الأخرى اللازمة للاختبارات مع تجهيز لوازم التجارب العملية وأدواتها كافة.

القسم الثاني: للقيام بعملية الزرع الطاهر وإجراء الاختبارات والحضن.

القسم الثالث: لتلف النفايات الميكروبية والتخلص منها على نحو سليم، وتنظيف الأدوات الزجاجية.

يبدأ تجهيز مختبر الأحياء الدقيقة عند تصميم بنائه، فهناك شروط يجب اتباعها في أثناء بناء مختبرات الأحياء الدقيقة، فهي تختلف عن باقي المختبرات بنواح عديدة نذكر منها:

- يجب ألا يحتوي مختبر الأحياء الدقيقة على نوافذ مفتوحة على الوسط الخارجي، وإنما يتم تبادل الهواء بين المختبر والوسط الخارجي عن طريق فتحات مجهزة بمرشحات خاصة تسمح بمرور الهواء ولا تسمح بمرور الجراثيم من داخل المختبر إلى الخارج أو العكس.

- يُجهز مختبر الأحياء الدقيقة ببابين يفصل بينهما ممر طويل نوعاً ما، على أن لا يتم فتح البابان معاً، وإنما يفتح الباب الأول ليدخل منه العاملون في المختبر إلى الممر، ثم يُغلق هذا الباب ليستقر الهواء قليلاً في الممر، عندها يمكن فتح الباب الثاني، وذلك لكي لا تتشكل تيارات هوائية قوية وسريعة من شأنها أن تدخل الهواء من خارج المختبر إلى داخله أو العكس.

- يمكن أن يوضع عند الباب الأول ستائر هوائية لمنع دخول الحشرات إلى داخل المختبر.

- توضع المعاطف البيضاء عادةً في الممر المجهز بالأشعة فوق البنفسجية، حيث تسلط عليها الأشعة طوال الليل كي تعقم جيداً من أجل الاستعمال في اليوم التالي. ويجب تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية. وعند الاضطرار لذلك يجب الوقاية باستعمال نظارات خاصة لحماية العينين.

- يجب الإقلال من الزوايا في المختبر حيث تُشكّل الزوايا بين الجدران والسقف والأرض على نحو دائري أملس مستمر، لأن تنظيف الزوايا وتعقيمها صعبٌ إذا ما قورن بتعقيم الأسطح المستمرة.

- يجب الإقلال قدر الإمكان من السطوح الخشنة التي من شأنها تجميع الجراثيم بداخلها، لذلك يمنع استعمال البلاط والبورسلين التي تترك بينها شقوق خشنة، ويستعاض عنها بطلاء المختبر كاملاً من حيث الجدران والسقف والأرضية بمادة ملساء ومقاومة للحموض والأسس والحرارة مثل مادة الإيبوكسي. ويجب أن تبطن جميع مصارف المياه في المختبر بمادة الستانلس ستيل الملساء الخالية من النتوءات أو الحفر أو الثقوب كي لا تكون بؤرة لنمو الجراثيم وتكاثرها.

- عدم وضع ستائر قماشية على الإطلاق داخل المختبر لأن مسام القماش تلتقط الغبار المليء بالجراثيم.

- يجب أن تكون صنادير المياه من النوع الذي يفتح آلياً عند وضع اليدين تحته ولا يفضل إطلاقاً استعمال صنادير المياه العادية التي تُفتح بقبضة اليد، كيلا تكون سبباً لانتقال الجراثيم من شخصٍ لآخر.
- يجب أن تفتح الأبواب كهربائياً وليس بقبضة يدوية.

الملاحظات والتوصيات الواجب اتباعها في مختبر الأحياء الدقيقة

بما أن العاملين في حقل الأحياء الدقيقة يتعرضون إلى خطر الميكروبات الضارة والممرضة؛ لذلك يجب اتباع الاحتياطات اللازمة في مراحل العمل كافة؛ فالنظافة والتعقيم وتنفيذ التجارب بدقة وعناية من الأمور الأساسية في عملي الأحياء الدقيقة، وإن أي إهمال في تهيئة مكان العمل والأدوات والمواد المستعملة للتجربة سيؤدي إلى نتائج خاطئة ويعرض الطالب إلى خطر الإصابة بالجراثيم الممرضة.

هناك بعض الملاحظات والتوصيات التي يجب مراعاتها واتباعها في مختبر الأحياء الدقيقة:

- 1 - ارتداء المعطف الأبيض قبل البدء بالعمل، ويجب تعقيمه فوراً في حال تلوثه بالجراثيم، كما يجب عدم إخراجه من المختبر إلا في نهاية الفصل وبعد تعقيمه (إن أمكن ذلك).
- 2- تغطية شعر الرأس مع الأنف والفم بقناع قماشي، وارتداء القفازات.
- 3 - غسل اليدين قبل الخروج من المختبر بالماء والصابون أو بمحلول مطهر، والعناية بنظافة الأظافر وقصها باستمرار. على أن يراعى ما يأتي:
- عدم استعمال قطع الصابون الصلبة في تنظيف الأيدي في المختبر كي لا تكون عاملاً لنقل الجراثيم من شخص لآخر، ويستعاض عنها بالصابون السائل.

- عدم استعمال المناشف القماشية التي تستعمل لأكثر من مرة، ويستعاض عنها باستعمال مناشف ورقية تستعمل مرة واحدة فقط، وإذا كان لابد من استعمال المناشف القماشية فتستعمل مرة واحدة فقط، ولا يعاد استعمالها ثانية إلا بعد تعقيمها.

4 - عدم وضع الدفاتر والكتب على المنضدة.

5 - عدم التدخين والأكل داخل المختبر.

6 - عدم استعمال الماصات التي توضع في الفم لمص المعلقات الجرثومية، بل يجب استعمال أدوات سحب يدوية.

7 - تنظيف المكان قبل البدء بالعمل وبعد الانتهاء منه بالماء المضاف إليه قليل من ماء جافيل، لأن النظافة والعقامة أمران ضروريان جداً لنجاح العمل الجرثومي.

ويجب أن يكون مكان العمل طاولة ملساء مقاومة للحموض والأسس والحرارة، ويفضل أن يكون لونها أسود؛ مما يسمح عادة بتمييز مستعمرات الجراثيم، ودراسة تفاعلات التراص على الصفيحة الزجاجية.

8 - تجنب تلوث اليدين أو المنضدة أو حوض الغسيل بالجراثيم وبالصبغات المستعملة لتلوين الجراثيم.

9 - عدم سكب الأوساط الغذائية أو رمي القطن وعيدان الثقاب في أحواض الغسيل، وإنما وضعها في سلة المهملات أو الأمكنة المعدة لذلك.

10 - تجنب كل ما من شأنه الإخلال بنظام المختبر ونظافته، والمحافظة عليه نظيفاً مرتباً باستمرار.

11 - إعلام المشرف على الجلسة العملية عند حدوث أي كسر بالأدوات أو عطل في الأجهزة أو تعرّض أحد لجرح ما أو حدوث تلوث.

- 12 - اتباع كل الشروط الصحية في التعقيم لتجنب تسرب الأحياء الدقيقة الخارجية إلى العناصر المراد دراستها جرثومياً أو إلى لأوساط الزرع.
- 13 - قراءة التعليمات الخاصة بالتجربة بدقة قبل اتباع مراحل إجراء التجربة.
- 14 - عدم البدء بأي تجربة قبل التأكد من وجود المواد والتجهيزات والأدوات الضرورية لها كافة.
- 15 - عدم وضع إنبر التلقيح على المنضدة، ووضعها دائماً على حاملها الخاص أو إبقائها في اليد عند الاستعمال، والانتباه إلى تعقيمها قبل أي استعمال وبعده.
- 16 - الحذر عند استعمال الغاز، وعدم ترك الغاز مفتوحاً بلا داع.
- 17 - عدم إخراج المزارع الجرثومية والفطرية خارج المختبر على الإطلاق.
- 18 - عند ترقيم الأطباق والأنابيب تستعمل أقلام خاصة لذلك، أو تستعمل أوراق اللصق الخاصة مع الانتباه إلى عدم لصق هذه الأوراق باللسان، كما يجب تجنب وضع الأقلام في الفم خوفاً من الأحماج الجرثومية.
- 19 - تتم جميع مراحل التجربة في جو عقيم تماماً ضمن غرف زرع جرثومية خاصة.
- 20 - اربط أطباق بتري التي مازالت تحت التجربة بشريط لاصق واكتب عليها اسم المجموعة واسم التجربة واسم المقرر، وكذلك ضع الأنابيب الخاصة بمجموعتك في علبه خاصة، واكتب عليها اسم المجموعة واسم التجربة واسم المقرر، ثم ضع الأطباق والأنابيب في الحاضنات المعدة لذلك.
- 21 - عند استعمال المجهر بالتجارب، وللحفاظ عليه وعلى نظافته وخصوصاً العدسات، يجب اتباع التعليمات الآتية:
- لا تلمس أبداً العدسات باليد، وإذا كانت متسخة امسحها برفق باستعمال الورق الناعم الخاص لذلك.

- لا تترك شيئاً على المجهر في حال عدم استعماله، واحفظ المجهر بعيداً عن الغبار والسوائل، واتركه دائماً على العدسة ذات التكبير الأقل.

- أزل زيت الأرز بمسحة بكمية قليلة من الزيول (غول الخشب) Xylol مباشرة عند انتهاء استعمالك للعدسة الغاطسة؛ لأن تجمّد زيت الأرز على عدسة المجهر يقتضي استعمال المحالّات القوية مثل الزيول بغزارة لحله. ويمكن أن يؤدي الاستعمال الكثيف والمتكرر لهذه المادة إلى حلّ المادة اللاصقة للعدسات.

- لا تحرك المجهر في أثناء استعمالك لزيت الأرز؛ لأن سقوطه على الأجزاء الميكانيكية أو المكثف سيوقعك في أزمة تنظيفها الصعب، كما أن تركها دون تنظيف يعوق حركة المجهر مستقبلاً بسبب الزيت المتجمد وذرات الغبار التي تلتصق به.

22 - سجّل ملاحظاتك مباشرة فور القيام بالتجارب وقدمها بتقرير للأستاذ المشرف وفق النقاط الآتية والنموذج المرفق:

الاسم :

التاريخ :

الفئة :

اسم التجربة :

الهدف من التجربة :

ملخص طريقة العمل :

النتائج :

المناقشة والخلاصة :

نموذج كتابة التقارير في عملي الجراثيم

- عنوان التجربة ورقمها.
- غرض التجربة أو هدفها.
- طريقة العمل.
- النتيجة التي تكون مرتبة في جدول أو موصحة برسوم تخطيطية.
- المناقشة والخلاصة.

ويُفضل عند رسم الجراثيم عمل دوائر قطرها نحو 5 سم، ثم رسم الخلايا الجرثومية التي ترى تحت المجهر في هذه الدوائر.

تنظيف الأدوات الزجاجية المستعملة:

تزال جميع العلامات والكتابة المدونة على الأدوات الزجاجية، ثم توضع الأدوات الزجاجية المحتوية على المزارع الجرثومية أو الفطرية في الصاد الموصد Autoclave (المعقم) عند درجة حرارة 121^oم وضغط 15 ليبرة/انث² مدة 15 - 20 دقيقة، لقتل الأحياء الدقيقة وإسالة الوسط الغذائي الصلب، ثم تؤخذ وهي ساخنة حيث تفرغ من محتواها وتغسل.

ملاحظة:

إذا أريد استعمال الأدوات الزجاجية في اختبارات حساسة، يجب غسلها بالماء والصابون أولاً، ثم تنظيفها جيداً بمحلول ماء جافيل 6%، وبعدها تنقل إلى حمض كلور الماء 1%، ثم يزال أثر الحمض بوضعها في الماء المقطر، ثم تجفف وتصبح جاهزة للاستعمال.

الفصل الثاني

الأدوات والتجهيزات المستعملة في مختبرات الأحياء الدقيقة

لا بد أن يحتوي أي مختبر للأحياء الدقيقة على الأدوات والتجهيزات الأساسية اللازمة لإجراء الاختبارات المختلفة والتعقيم والحضن والحفظ وغيرها.

الأدوات المستعملة في مختبر الأحياء الدقيقة

هناك مجموعة من الأدوات الأساسية في مختبر الأحياء الدقيقة وهي:

1- عروة البلاتين (إبرة الزرع) Platinum loop

يُستعمل لأخذ العينات المختلفة وزرع الأحياء الدقيقة ونقلها، وهو عبارة عن قضيب معدني ينتهي بسلك من البلاتين الذي يُحمى بسرعة ويبرد بسرعة، أو من معدن آخر لا يتأكسد عند تسخينه (مثل التنغستين)، ويكون لسلك البلاتين أشكال متعددة منها المستقيم كالإبرة Inoculation needles يستعمل للزرع بالوخز وآخر حلقي Inoculation loop needles ذو عقدة لأخذ المواد اللزجة (الشكل ١).

2- ممص باستور pipette Pasteur

هو أنبوب شعري يحضّر عادةً من أنابيب زجاجية عادية قابل للتعقيم ويستعمل عدة مرات، أو قد يكون من البلاستيك المعقم ويستعمل مرة واحدة.

3- مسحة قطنية معقمة Sterile swab

هي عود خشبي يُلف أحد نهايتيه بقطعة من القطن، توضع في أنابيب محكمة الإغلاق وتعقم لاستعمالها عند الحاجة إليها (الشكل ٢).

وتستعمل هذه المسحات لأخذ نماذج من اللوزتين والبلعوم والأغشية المخاطية. ومسحات الجدران والمنضدة وغيرها.



الشكل ١ عروة البلاطين

4- ملهب بنزن Bunsen burner

يُستعمل لتعقيم إبر الزرع وغيرها من الأدوات الزجاجية والمعدنية الصغيرة كالمشارط وفوهات الأنابيب وغيرها.

5- زجاجيات مختلفة

مثل الأنابيب والحوجلات والدوارق المخروطية والعيارية والماصات والسباتيولات الزجاجية والمخابير المدرجة والسحاحات والبواتق وأطباق بيتري وأنابيب الاختبار.

الشكل ٢ المسحة القطنية

الأجهزة المستعملة في مختبر الأحياء الدقيقة

1- المعقم أو الصاد الموصد (الأوتوغلاف) Autoclave

يستعمل للتعقيم بالبخار تحت الضغط، وهي طريقة من طرائق التعقيم بالحرارة الرطبة، (الشكل ٣) أوتوغلاف يضبط يدوياً (الشكل ٤) أوتوغلاف يضبط أوتوماتيكياً.

هو جهاز مكون من وعاء أسطواني الشكل مصنوع من معدن مقاوم يستر بغطاء، فيه ثلاث فتحات: إحداها قابلة للسد والفتح لخروج الهواء والبخار، نسميها منفذ البخار. والفتحة الثانية متصلة بمقياس للضغط والحرارة، والثالثة سداًة أمان مجهزة بنابض قوته أقل من تحمل الوعاء لانتقاء خطر الانفجار. يوجد داخل الجهاز سلّة معدنية لوضع المواد المراد تعقيمها، ويسخن هذا الجهاز بالكهرباء أو بالغاز.

تُعقم فيه جميع الأوساط الغذائية التي لا تتخرب بدرجة الحرارة 121°م وكذلك جميع المواد الزجاجية والمعدنية والمطاطية والورقية المتحملة للحرارة، ويُعد حالياً من أسرع وسائل التعقيم وأسهلها.

الشكل ٣ جهاز الصاد الموصل (أوتوغلاف) يضبط يدوياً

الشكل ٤ : جهاز الصاد الموصل (أوتوغلاف) المضبوط أوتوماتيكياً

وتجدر الإشارة إلى وجود بعض المواد التي لا ينصح بتعقيمها بالمعقم، كما في المواد التي تتأثر بالحرارة المرتفعة، أو التي لا تمتزج بالماء مثل الدهون والزيوت.

2- الأفران Ovens

يستعمل للتعقيم بالهواء الجاف، وهو غرفة معدنية معزولة ذات جدار مضاعف مع ميزان حرارة، تضبط حرارته بمنظم حراري (ترموستات) لتبقى ثابتة على درجة حرارة معينة، ويتعلق زمن التعقيم بدرجة الحرارة المستعملة للتعقيم، ويجهز الفرن بمؤقت زمني، يوقف الجهاز عن العمل عند انتهاء الزمن المحدد. وتنظم الأفران على أن يكون توزع الحرارة متجانساً فيها وثابتاً في جميع أرجاء الفرن. لتعقم فيه جميع الأدوات الزجاجية والمعدنية من ملاقط وأطباق بتري وماصات وغيرها، بعد لفها بالورق المقاوم للحرارة ووضعها في علب معدنية خاصة تسمى علب التعقيم، حيث تحفظ العلب مغلقة بعد التعقيم لوقت الاستعمال.

ويجب سدّ الأنابيب والدوايق والماصات بسدادات قطنية قبل تعقيمها، كما يجب الانتباه إلى عدم فتح علب التعقيم قبل أن تبرد تماماً تحاشياً للتلوث بالجراثيم الخارجية التي تدخل مع دخول الهواء الخارجي.

3- الحاضنات Incubators

هي غرف معدنية تستعمل لحضن الأحياء الدقيقة بعد زرعها على الأوساط الزرعية، تشبه أفران الهواء الساخن لكنها مخصصة للاستعمال بدرجات حرارة أخفض، ويجب أن يكون الارتياح بدرجة الحرارة ضئيلاً جداً. تجهز الحاضنة أيضاً بفتحات تهوية خلفية تضبط حسب هدف التجربة.

تنظم درجة حرارتها بمنظم حراري، يتم اختيار درجة الحرارة المناسبة عادة حسب التجربة والأنواع الجرثومية المراد استزراعها.

توجد اليوم تصاميم جديدة لحاضنات روعي في بعضها ضبط نسبة ثنائي أكسيد الكربون والرطوبة ألياً داخل الحاضنة، فقد أصبح معروفاً أهمية حضن بعض الأنواع الجرثومية الطبية خصوصاً في جو من ثنائي أكسيد الكربون يتراوح بين 5-8%.

وزوّد بعضها الآخر بجهاز رجّاج Shaker يعمل على خلط ومجانسة وتهوية المزارع الجرثومية النامية على الأوساط السائلة التي تؤثر درجة التهوية في إنتاجيتها من المواد الاستقلابية المختلفة (الشكل ٥).

الشكل ٥ حاضنة مزودة بجهاز هزاز Shaker

4- غرفة الزرع الجرثومي (اللامنير) Laminar flow

ويطلق عليها أيضاً اسم غرفة العزل الجرثومي الأمانة Microbiological Safety cabinet وهي غرفة زجاجية مجهزة بمرشح تتراوح ثقوبه بين 0.2 - 0.3 ميكرون، ويجب أن يكون من الصف أ (١٠٠)، class A (100)، يمرّ الهواء عبر المرشح ليخرج عقيماً وخالياً من جميع الأحياء الدقيقة (الشكل ٦). يوجد نموذجان لغرفة

الزرع، وذلك حسب مكان المرشح في الجهاز وحركة الهواء داخل الجهاز، هما النموذج العمودي والنموذج الأفقي.

يستعمل النموذج العمودي للزرع الجرثومي، أما النموذج الأفقي فلا يستعمل للزرع الجرثومي إطلاقاً؛ وإنما يستعمل لأغراض أخرى.

كما يمكن أن تُجهز هذه الغرفة بجهاز أشعة فوق بنفسجية ومصباح لهب كحولي أو يعمل على الغاز لتعقيم إبر الزرع قبل الاستعمال وبعده، إضافة إلى تجهيزها بمخلية هواء (Vaccium) من أجل إجراء الاختبارات التي تحتاج إلى عمليات ترشيح.



الشكل ٦ غرفة زرع جرثومي (يسار)
رسم يوضح أجزاء غرفة الزرع الجرثومي وحركة الهواء بداخله (يمين)

5- ميزان حساس Micro balance

يُستخدم عادة لوزن العينات ومكونات الأوساط، ويفضل عادة الوزن تحت غرفة الزرع إن أمكن ذلك (منعاً للتلوث الجانبي ولاسيما للأوساط التي لا تعقم). ولتلافي تأثير تيارات الهواء الجوي في تقدير أوزان الأجسام والمواد المختلفة، فقد تم صنع الميزان الكهربائي ذي الكفة الواحدة في صندوق، وفيه تبين شاشة

العرض الوزن مباشرة، ويفضل أن تكون دقة الميزان لأقرب رابع رقم عشري على الأقل (الشكل ٧).

الشكل ٧ ميزان حساس

6- عداد المستعمرات الجرثومية Bacterial colony counter

يستعمل لتسهيل عملية عد المستعمرات الجرثومية، وله عدة أشكال، منها اليدوي والإلكتروني (الشكل ٨) :

الشكل ٨ نماذج من عدادات الجراثيم

7- حمام مائي Water -bath

تضبط حرارته بمنظم حراري دقيق، يستعمل لتحضير أوساط الاستزراع الصلبة وإسالتها وتحضير محاليل بعض المواد والملونات كما يستعمل لإجراء

بعض الاختبارات الخاصة التي يجب أن تجرى في درجات حرارة معينة (الشكل ٩).

الشكل ٩ الحمام المائي

8- المثقلة Centrifuge

يسمى أيضاً جهاز الطرد المركزي ويستعمل لفصل المواد المعلقة في محاليلها والأحياء الدقيقة العالقة في أوساط استزراعها.

9- الرجّاج Shaker

يُستعمل في عمليات رجّ المزارع الجرثومية السائلة ومجانستها. ولاسيما تلك التي تحتاج إلى تهوية مستمرة، وكثيراً ما يزود الرجّاج بمفاتيح للتحكم في عدد الهزات المطلوبة في الدقيقة الواحدة (الشكل ١٠).

10- المطيافية الضوئية Spectrophotometer

يُستعمل مقياس الطيف الضوئي لتقدير النمو الكمي للجراثيم من خلال معرفة كثافتها الخلوية، كما يحدد امتصاصية الأصبغة والمحاليل التي تختلف في قدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية UV والأشعة المرئية والأشعة القريبة من تحت الحمراء (IR).

شكل ١٠ جهاز الرج Shaker

11- مقياس الرقم الهيدروجيني PH Meter

يُستعمل لتنظيم وتحديد رقم حموضة الأوساط المغذية والمحاليل المختلفة، ولقراءة نتائج الاختبارات، وتتباين أجهزة تقدير الرقم الهيدروجيني في تصميماتها لكن هذه الأجهزة تحتاج لمعايرة مستمرة بالمحاليل المعيارية المرافقة.

12- جهاز تقطير المياه

يُستعمل للحصول على الماء المقطر distilled water على أن يكون الماء المقطر خالياً من عنصر النحاس الذي يُعدُّ من العوامل المثبطة لنمو الجراثيم.

13- جهاز لنزع الشوارد من الماء

يُستعمل لنزع الشوارد من الماء المراد استعماله في تحضير أوساط الاستزراع.

14- مخلية هواء (Vaccum)

تربط هذه المخلية على أجهزة الترشيح، لتسريع عملية الترشيح (الشكل ١١).
- وهناك أيضاً السخانات الكهربائية Electrical Hot plates والمقلبات الكهربائية Electrical Stirrers التي تستعمل في خلط مكونات المحاليل والأوساط الغذائية. والمحركات المغناطيسية Stirrers (الشكل ١٢).

شكل ١١ مخليّة هواء (فاكيوم)

شكل ١٢ المحركات المغناطيسية Stirrers

يجب على الفني القائم على مختبر الأحياء الدقيقة متابعة هذه الأجهزة ومعايرتها باستمرار للتأكد من صلاحيتها للعمل لكي يضمن نتائج جيدة.

15- المجهر Microscope

إن استعمال المجهر في دراسة الشكل الظاهري للجراثيم أمر ضروري ومهم نظراً إلى كون الجراثيم صغيرة الحجم؛ إذ لا يمكن رؤيتها وفحصها بالعين المجردة، فهو الذي يساعد على تكبيرها وتمييزها، وهناك عدة أنواع من

المجاهر ، تختلف باختلاف تركيبها والغرض من استخدامها، ومن هذه المجاهر :
نذكر :

المجهر الضوئي (LM) Light Microscope

يُستعمل لدراسة الأحياء الدقيقة غير المرئية بالعين المجردة، وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة في تصميم المجاهر ، وهي أن العامل المهم ليس فقط زيادة قوة التكبير Magnification وإنما هو قوة التمييز أو التوضيح Resolution (R.P) Power ، وتعرف بأنها أصغر مسافة بين نقطتين حيث تبدو كل نقطة منها منفصلة عن الأخرى بوضوح، وهي تتناسب عكساً مع طول موجة الضوء المستعمل λ ، وطرذاً مع الفتحة العدديّة للعدسة الجسمية (N-A) Numerical Aperture ، التي تعبّر عن النسبة بين قطر العدسة وبعدها البؤري. وتعدّ الفتحة العدديّة الجسمية للمجهر الضوئي محدودة، فهي للعدسات الجافة أقل من واحد وللعدسات الغاطسة في الزيت أكثر من واحد (1.2-1.4). ويمكن حساب قوة التمييز R.P بعلاقة أبي Abbe :

$$R.P = 0.16 \lambda / n \sin \theta$$

حيث: λ = طول موجة الضوء المستعمل.

n = قرينة انكسار الوسط بين العدسة الجسمية والجسم المدروس، وهي تساوي 1 في حالة الهواء و 1.53 عند استعمال زيت الأرز Cedar – Wood Oil مع العدسة الغاطسة.

$$\sin \theta = \text{جيب زاوية انعكاس الضوء على المحضر.}$$

وعليه، يمكن تحسين قوة التمييز بتقليل طول موجة الضوء المستعمل (كما هي الحال في مجهر الأشعة فوق البنفسجية) أو بزيادة قرينة انكسار الوسط أو زيادة انعكاس الضوء على المحضر. وإن استعمال زيت الأرز يخفض هذه القوة

حتى 0.24 ميكرومتر، بينما يمكن خفضها حتى 0.22 ميكرومتر باستعمال أحادي بروم النفتالين.

وهناك عدة أنواع من المجاهر الضوئية تتشابه في استعمالها لأشعة الضوء العادي أو أحد مكوناته في إضاءة الجسم المفحوص، وتختلف في قوة تكبيرها والأغراض التي تستعمل من أجلها، وهي:

1- **المجهر البسيط Simple Microscope**: يتكون من مجموعة واحدة من العدسات وظيفتها تكبير الأجسام المفحوصة.

2- **المجهر المركب Compound Microscope** (الشكل ١٣): هو المجهر المستعمل، وقد تعرف عليه الطالب في أكثر من مقرر فلا داع للإسهاب في الشرح عنه.



الشكل ١٣ مسار الأشعة الضوئية في المجهر الضوئي المركب

وإن أكثر ما يستعمل للدراسة الجرثومية العدسة الغاطسة ذات التكبير 90-100، ولكن، المهم معرفة أن المشكلة ليست مشكلة تكبير بقدر ما هي مقدرة

المجهر على تمييز الأجزاء الدقيقة المتجاورة بعضها من بعض أو ما يسمى بقوة التمييز (القوة الفاصلة)، حيث إن زيادة التكبير تؤدي إلى ظهور صورة غير واضحة المعالم؛ لذلك عند استعمال العدسة ذات التكبير 90 أو 100 التي تدعى بالعدسة الغاطسة أو الزيتية، لا بد من غطس العدسة بزيت الأرز النقي الذي يملك معامل انكسار للضوء يساوي 1.53، وهو معامل انكسار الضوء والزجاج نفسه. مما يؤدي إلى إيقاف بعثرة الضوء ومنع انكساره نتيجة نفاذه في وسطين متساويين في الكثافة (الزيت والصفحة الزجاجية) عكس ما يحدث إذا ما مرّ الضوء في الزجاج ذي قرينة الانكسار 1.53 إلى الهواء ذي قرينة الانكسار 1؛ مما يؤدي إلى انكساره وتشتيته وعدم وضوح الرؤية (الشكل ١٤).

ولكن يجب ملاحظة ومراعاة الآتي عند استعمال زيت الأرز:

- 1- يجب أن يكون الزيت خالياً من الشوائب.
- 2- يجب تنظيف العدسة الغاطسة بمادة الزيلول بعد استعمال زيت الأرز مباشرة، وكذلك جميع العدسات إذا ما تلوثت بزيت الأرز.
- 3- عند استعمال العدسة الغاطسة نضع المكثف إلى أقصى علوه ونترك حاجز المكثف مفتوحاً.

3 - مجهر الأشعة فوق البنفسجية Ultra Violet Light Microscope:

يستخدم في الدراسات الميكروبيولوجية ولاسيما الجراثيم، ويختلف عن المجهر العادي باستعمال الأشعة فوق البنفسجية UV بدلاً من الضوء المرئي، وبالمقابل يجب أن تكون عدساته من الكوارتز لتستطيع تأمين نفاذية الأشعة فوق البنفسجية ومرورها، وتصل قوة التمييز فيه حتى 1000 \AA .

4- المجهر الفلورسيني Fluorescence Microscope: يفيد هذا المجهر

بدراسة تفاعلات المناعة والأجسام المضادة Antibodies الموسومة أو المضاف إليها الأصبغة الفلورسينية مع مولدات الضد Antigens الموجودة على الأحياء الدقيقة، إذ تتحد الأجسام المضادة والأصبغة الفلورسينية اتحاداً كيميائياً، فتشكل جزيئات بروتينية فلورسينية كبيرة، تقوم - بدورها- بالاتحاد مع مولدات الضد فتبدو الأحياء الدقيقة المصبوغة بالفلورسين متوهجة عند فحصها بمجهر الأشعة فوق البنفسجية (الفلورسيني). تسمى هذه الظاهرة بالفلورة (التألق) Fluorescence ويسمى المجهر بالمجهر الفلورسيني.

والمواد الفلورسينية (الأصبغة الفلورسينية) Fluorescent هي مواد كيميائية تتميز بقدرتها على امتصاص موجات الأشعة فوق البنفسجية وإظهارها على هيئة موجات مرئية. ولذلك تبدي هذه المواد لوناً واحداً عند تعرضها للضوء العادي، بينما تعطي ألواناً متعددة عندما تتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

5 - مجهر الحقل المظلم Dark-Field Microscope: يتميز هذا المجهر

باحتمائه على مكثف من نوع خاص يحول الضوء إلى مخروط أجوف يميل بزاوية حادة بحيث تتفرق الأشعة بعد اختراقها المحضر، فلا تدخل إلى العدسة الجسمية مباشرة؛ مما يظهر حقل الرؤية مظلماً، ولكن عند وجود الأحياء الدقيقة أو الجراثيم في الشريحة الزجاجية فإنها تعكس بعض أشعة الضوء داخل العدسة الجسمية، وبذلك نرى الأجسام مضيئة في الحقل المجهر المظلم، وهنا لا بد أن

نؤكد على النظافة التامة عند تحضير العينات، واستعمال صفائح زجاجية خالية من الخدوش كي لا تكون سبباً في انكسار الضوء. يُستعمل هذا المجهر في دراسة الخلايا الحية غير المصبوغة ولاسيما لرؤية الحركة.

6- مجهر الأطوار المتباينة Phase Contrast Microscope : يرتكز

صنع هذا المجهر على ظاهرتين أساسيتين هما:

- ظاهرة انحراف الضوء نتيجة اختلاف قرائن الانكسار بين المكونات الخلوية المختلفة.

- يؤخر الضوء الجانبي أو يقدم $\frac{1}{4}$ الموجة الضوئية على ما هي عليه في المركز.

وبهذا فهو يحول الاختلاف الطبيعي للمكونات إلى اختلاف أقوى وأوضح، حيث يمكننا رؤية هذه المكونات الخلوية دون الحاجة إلى صبغها أو قتلها من جهة، كما أنه ينتج قوة تمييز أفضل للتفاصيل الدقيقة من جهة أخرى. يستعمل هذا النوع من المجاهر في الدراسات الحيوية النظرية والتطبيقية ولاسيما فحص الخلايا الحية والنسج غير المصبوغة.

7- المجاهر الإلكترونية Electron Microscopes : تكون المجاهر الإلكترونية بعدة أشكال:

1 - المجهر الإلكتروني الناقل T.E.M. Transmission Electron
Microscope.

2 - المجهر الإلكتروني الماسح S.E.M. Scanning
Electron Microscope

الفصل الثالث

التعقيم

Sterilization

تعريف التعقيم:

هو وقف نشاط جميع أشكال الحياة الميكروبية أو إبادةها، أو هو إتلاف كل الأحياء الدقيقة الممرضة وغير الممرضة من جراثيم وأبواغ وفطريات وطفيليات وفيروسات Virus التي يمكن أن تكون في الأواني والأجهزة والأوساط الزرعية المستعملة في دراسة علم الأحياء الدقيقة.

وبما أن كل ما يحيط بنا من هواء وتراب وماء غنيّ بالجراثيم المختلفة وأبواغها وغيرها من الأحياء الدقيقة، لذلك يُعدّ التعقيم من أهم الأسس التي تركز عليها جميع العمليات الميكروبيولوجية.

ويجب التفريق بين التعقيم والتطهير Disinfection الذي يعني تقليل العدد الكلي للجراثيم الملوثة بقتل الخلايا الإعاشية دون قتل أبواغها، علماً بأننا غالباً ما نستعمل التعبيرين للغرض نفسه ولاسيما عند وجود جراثيم غير متبوغة حيث يتساوى المعنيان. وقد عرّف بعضهم عملية التطهير بأنها قتل الجراثيم الممرضة. ومن غير الممكن الشروع بأي عمل يتعلق بزرع الجراثيم وعزلها دون التعرف مسبقاً على الطرائق التي تسمح بتجريد أوساط الزرع والسوائل والأدوات المستعملة من الأحياء الدقيقة العالقة بها؛ فالتعقيم هو أساس التقنية لعلم الأحياء الدقيقة.

آلية التعقيم: تختلف آلية التعقيم باختلاف الطريقة المستعملة، ولكنها تؤدي في النهاية إلى تثبيط أحد الإنزيمات أو كلها الموجودة في الخلية أو قتلها؛ مما يؤدي

إلى وقف عمليات الاستقلاب الخلوية، ووقف مقدرتها على النمو والتكاثر، ويجب أخذ الآتي في الحسبان عند التعقيم:

- **معدل موت الخلايا الجرثومية:** عندما تتعرض المستعمرات الجرثومية للتعقيم فإنها لا تموت كلها في آن معاً؛ بل يحدث ذلك في أوقاتٍ منقطعة؛ حيث إن عدد الخلايا الميتة يتناسب مع زمن التعقيم أو شدته. مما يحتم علينا مضاعفة الزمن أو الطاقة الحرارية أو شدة الإشعاع عند إبادة ٩٩.٩٠% من الخلايا الجرثومية بدلاً من ٩٩% كما تلزم المضاعفة مرة أخرى عند زيادة الإبادة إلى ٩٩.٩٩% وهكذا. وكثيراً ما نعتمد على قواعد معينة وثابتة للحصول على تعقيم جيد.

- **مقاومة الجراثيم:** يختلف رد فعل الجراثيم للتعقيم باختلاف النوع الجرثومي، وعموماً فإن الجراثيم الموجودة في أوساطها الطبيعية تقاوم التعقيم أكثر من تلك الموجودة في الأوساط الصناعية. وكذلك فإن الأبواغ الجرثومية تظهر مقاومة أكبر من الخلايا الإعاشية.

- **ضبط عملية التعقيم (اختبار كفاءة عملية التعقيم):** ويتم ذلك للتأكد من إتمام عملية التعقيم، وعادة تضبط عملية التعقيم (خاصة في الصاد الموصد) بإحدى الطرائق الآتية:

1- **الاختبارات الحيوية:** تستعمل فيها الأوساط الغذائية لتعداد الجراثيم المقاومة للتعقيم. أو تستعمل أبواغ جراثيم مقاومة توضع مع المواد المراد تعقيمها، ثم يتم التأكد من قتلها أو عدمه.

2- **المزدوجات الحرارية:** طريقة سهلة ومباشرة، حيث توضع الأقطاب بنقاط مختلفة داخل الوسط المراد تعقيمه وتسجيل درجة الحرارة.

3- الأنايبب الشاهدة: تستعمل في حالة التعقيم بالبخار حيث توضع في أنابيب صغيرة مغلقة مادة كيميائية ذات درجة انصهار معروفة وتمزج معها أحياناً ملونات معينة، فعندما ترتفع درجة الحرارة تنصهر المادة، وتنتشر عبر الملون وتلون الأنايبب. من المواد المستعملة Antipyrine الذي ينصهر عند الدرجة 114° م وحمض البنزويك Benzoic acid الذي ينصهر عند الدرجة 121° م، وتدل الأنايبب السابقة على الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، ولكنها لا تعطي أي فكرة عن المدة التي تبقى عليها.

4- المشعرات اللونية: تتميز بعض المواد بقدرتها على إعطاء لون رمادي ثم أسود، تبعاً لتغيرات درجة الحرارة أو تغير زمن التعقيم. وكثيراً ما تضاف لهذه المواد قصاصات ورقية بيضاء تساعد على كشف تغير اللون. وتعد أملاح الرصاص (كربونات الرصاص) وأملاح الليتيوم (كبريتات أو كربونات الليتيوم) من أكثر المواد المستعملة.

طرائق التعقيم: تضم الطرائق الشائعة للتعقيم استعمال الحرارة الجافة أو الرطبة والترشيح والإشعاعات وأحياناً استعمال بعض المواد الكيميائية، ولاسيما الغازية للتعقيم على البارد، ولكل من هذه الطرق استخداماتها.

أولاً: التعقيم بالحرارة

1- التعقيم بالحرارة الجافة Dry heat

آليتها: تقوم الحرارة الجافة بأكسدة المركبات الكيميائية للخلية، وكثيراً ما تستعمل

إحدى الطريقتين الآتيتين:

أ - التعقيم باللهب: يمكن أن نستعمل باللهب (الغاز - المصباح الكحولي) للتعقيم الآني أو المؤقت بعمليتي الإحماء والتلهيب.

الإحماء : يستعمل لتعقيم الإبر البلاتينية وبعض الأدوات المعدنية التي لا تتغير إذا سخنت حتى الاحمرار والتشهب، ولا تستعمل الأداة المعقمة إلا بعد أن تبرد ولمرة واحدة فقط، ويجب إعادة تعقيمها قبل كل استعمال.

التلبيب: بتعريض الأشياء الملساء كأطراف الممص والقضبان الزجاجية وفوهات الأنابيب والقوارير للهب. بإمرارها 3-4 مرات بحركة ليست بالسرعية أو البطيئة مع تدويرها. أما المشارط المعدنية فتعقم بغمسها في الكحول أولاً، ثم تعريضها إلى اللهب.

ويقسم اللهب إلى ثلاثة أقسام:

- القسم السفلي: تكون درجة حرارته منخفضة نوعاً ما، ويستعمل عادةً لتعقيم الصفائح الزجاجية وفي حال تثبيت اللطخة الجرثومية (الغشاء الجرثومي).

- القسم المتوسط: تكون حرارته أكثر ارتفاعاً ويستعمل لتعقيم إبر التلقيح وفوهات الأنابيب والحوجلات والسدادات.

- القسم العلوي: تكون درجة حرارته منخفضة نوعاً ما بالإضافة إلى وجود هباب الفحم في حال عدم الاحتراق الكامل، لذلك نتجنبه في عمليات تحضير اللطخة الجرثومية خشية التأثير في نظافة الصفيحة الزجاجية وعدم وضوح الرؤية.

ب- التعقيم في أفران الهواء الساخن: يستند مبدأ هذه الطريقة إلى رفع درجة حرارة الهواء الموجود داخل الأفران، وضبط هذه الدرجة بالمنظم الحراري Thermostat على أن تبقى ثابتة طيلة مدة التعقيم. أما الحرارة الأكثر استخداماً فهي من 160°م حتى 190°م. ويبين الجدول ١ الزمن اللازم للتعقيم بالحرارة الجافة بمختلف درجات الحرارة .

تعقم في هذه الأفران جميع الأدوات المعدنية والزجاجية بعد لفها بورق يتحمل درجات الحرارة المرتفعة؛ لمنع تلوثها، بعد إخراجها من الفرن.

الجدول 1 - الزمن اللازم للتعقيم بالحرارة الجافة في درجات حرارة مختلفة.

الزمن بالدقيقة	درجة الحرارة المئوية
180	140
150	150
120	160
60	170
30	180

2- التعقيم بالحرارة الرطبة Water heat

آليتها : تعمل الحرارة الرطبة على تخثر سريع لبروتينات الخلايا، ويمكن إجراء التعقيم بالحرارة الرطبة بعدة طرائق:

أ - التعقيم بالبخار تحت الضغط: يعتمد مبدأ هذه الطريقة على التسخين في جو مشبع ببخار الماء، وتحت ضغط مناسب، ومن المعروف أن درجة غليان الماء ترتفع كلما ارتفع الضغط فوق سطحه؛ فالماء يغلي عند الدرجة 100°م تحت الضغط الجوي العادي (1 جو) أو صفر ليبرة/إنش²، وهناك تناسب طردي بين زيادة الضغط وارتفاع درجة حرارة غليان الماء، كما هو مبين بالجدول ٢.

وهذه الطريقة من أفضل طرائق التعقيم وأكثرها استعمالاً. كما أنها تمتاز بميزتين: الأولى التسخين السريع، والثانية: وفرة الرطوبة، مما يسهل عملية تخثر البروتينات الخلوية بزمن قصير. ويبين الجدول ٣ الزمن اللازم للتعقيم بالحرارة الرطبة بمختلف درجات الحرارة.

ويستعمل لهذا الغرض الأوتوكلاف (المعقم) (راجع فقرة الأدوات والتجهيزات الخاصة بالمختبرات الجرثومية)، أما طريقة استعمال الجهاز فهي كالآتي:

جدول رقم 2/ الزمن المطلوب والضغط المطبق لدرجات الحرارة الأكثر استخداماً في طريقة التعقيم بالحرارة الرطبة

درجة الحرارة المئوية	ضغط بخار الماء ليبرة/ انش ²	درجة الحرارة المئوية	ضغط بخار الماء ليبرة/ انش ²
°118	12	°100	0
°119.1	13	°102.3	1
°120.2	14	°105.7	3
°121.3	15	°108.8	5
°122.4	16	°111.7	7
°123.3	17	°114.3	9
°124.3	18	°115.6	10
°126.2	20	°116.8	11

جدول رقم 3/ يبين الزمن المناسب الموافق لدرجة الحرارة المستخدمة للتعقيم بالحرارة الرطبة مع الضغط المطبق.

درجة الحرارة المئوية	الزمن بالدقيقة	الضغط (ليبرة/ انش ²)
°121	15	15
°126	10	20
°134	5	30

توضع المواد المراد تعقيمها في السلة المعدنية المرافقة بالجهاز، وتوضع كمية كافية من الماء في الجهاز حسب التعليمات الواردة في دليل التشغيل، ثم نغلق

الغطاء بإحكام، ونفتح منفذ البخار، ونسخن الجهاز حتى غليان الماء بداخله، فيخرج الهواء من منفذ البخار منقطعاً، ثم ممزوجاً مع البخار، ثم يخرج البخار صافياً على هيئة صفاة متواصلة، عندها نغلق منفذ البخار، فتبدأ إبرة مقياس الضغط بالحركة؛ أي يبدأ الضغط بالارتفاع، وترتفع معه درجة الحرارة. وعند وصول مقياس الضغط للدرجة المطلوبة يخفف منبع الحرارة، ويضبط الجهاز على تلك الدرجة من الحرارة مدة كافية، والمدة الكافية للتعقيم عادةً هي 15 - 20 دقيقة بدرجة 121°م تحت الضغط 15 لبيره/إنش² أو ما يساوي 2 بار. ولكن ينبغي زيادة هذا الزمن في حال تعقيم حجم كبير من الأوساط أو أوساط ذات حمولة جرثومية كبيرة، أو أحياناً يمكن زيادة درجة الحرارة. بعدها نطفئ الجهاز، وننتظر عودة إبرة مقياس الضغط إلى الصفر، عندها فقط نقوم بفتح الجهاز وإخراج المواد.

• عند التعقيم بالمعقمة (الأوتوكلاف) ينبغي ملاحظة الآتي:

- 1- يكون بدء التعقيم عند الوصول للحرارة المطلوبة 121°م ويجب أن تبقى هذه الحرارة ثابتة خلال مدة التعقيم.
- 2- لا يبدأ برفع الضغط في الأوتوكلاف إلا بعد طرد الهواء كلياً، ووجود الهواء داخل المعقمة يؤثر في عملية التعقيم، إذ إن بقاء الهواء داخل الجهاز من شأنه أن يخفّض درجة الحرارة المسجلة مقارنة بالضغط المشار إليه في الجهاز. درجة الحرارة العالية للبخار المضغوط هي التي تقتل الخلايا. بالإضافة إلى أنه عندما تتناقص نسبة الرطوبة تزداد مقاومة الجراثيم لدرجات الحرارة العالية بوضوح.
- 3- بعد الانتهاء من التعقيم ينتظر دوماً انخفاض حرارة الجهاز حتى تصبح مساوية لحرارة المختبر قبل إخراج الأدوات خشية تصدعها نتيجة فارق الحرارة أو فارق الضغط.

- تستعمل هذه الطريقة لتعقيم الأوساط الزرعية التي لا تتخرب بدرجة الحرارة 121°C ، وإنما تتخرب بالدرجات الأعلى من الحرارة. كذلك تعقم فيه جميع المواد الزجاجية والمعدنية والورقية والمواد الغذائية التي لا تتخرب بتلك الدرجات من الحرارة.

ملاحظة : إن الزيوت والدهون التي لا تمزج بالماء لا يصلها بخار الماء وتبقى الأحياء الموجودة داخلها حية.

ب- التعقيم بالبخار المتقطع بدرجة حرارة 100°C أو التندلة Tyndallization : سميت هذه الطريقة بالتندلة نسبة إلى الباحث تندال مكتشف هذه الطريقة في التعقيم، وتستعمل هذه الطريقة لتعقيم المواد التي تتغير خواصها الطبيعية أو الكيميائية وتتخرب بدرجات الحرارة العالية.

تتم هذه الطريقة بجهاز خاص يدعى أرنولد Arnold وهو نوع من المعقمات يحتوي على منفذ للبخار يبقى مفتوحاً على نحو لا يسمح بتجاوز درجة الحرارة 100°C ، أو يمكن أن تستعمل المعقمة نفسها بعد فتح منفذ البخار، ويجري التعقيم فيه بتعريض الأوساط المراد تعقيمها للبخار ثلاث مرات مدة نصف ساعة في ثلاثة أيام متتالية متناوبة مع أوقات من الحضان، مما يؤدي إلى إنتاش الأبواغ الموجودة في هذه الأوساط، وتم القضاء عليها بتعريضها للبخار في اليوم التالي، إذ إنه من المعروف أن درجة حرارة البخار 100°C تقتل الخلايا الإعاشية فقط، وتُبقى على الأبواغ.

ملاحظة : إن تسخين الأدوات بالماء بدرجة مئة مئوية لا يُعد تعقيماً ولاسيما حتى بضع دقائق، وإنما هو تطهير؛ فالتعقيم بالغلان يحتاج إلى ساعتين على الأقل ولاسيما أن بعض الفيروسات وخصوصاً الفيروس الذي يسبب داء الإنتان الكبدي لا يتلف بحرارة الغلان.

ج- التعقيم بالتسخين المتقطع بدرجة أقل من مئة (البسترة)

Pasteurization: تستعمل هذه الطريقة في تعقيم المواد التي تفسد بالحرارة المرتفعة كالمصل الدموي الذي يتخثر بدرجة حرارة أعلى من 56°م. ويتم التعقيم بغمس السوائل المراد تعقيمها والموضوعة في زجاجات مغلقة بحمام مائي على نحو يعلو فيه مستوى الماء الساخن مستوى السائل الموجود في الزجاجاة والمراد تعقيمه.

يمكن أن تُجرى عملية البسترة مرة واحدة أو مرات عديدة 3- 8 يفصل بينها 24 ساعة من الحضان؛ أي تتم العملية خلال 3 - 8 أيام متتالية، حسب المادة المراد تعقيمها.

أما المواد الغذائية (اللبن - الحليب) المراد حفظها مدة مؤقتة، فتعقم بدرجة حرارة 75°م أو 85°م مرة واحدة بإمرارها نصف دقيقة بالحرارة المطلوبة ضمن أجهزة خاصة.

ملاحظة: عند بسترة الحليب تقتل الخلايا الإعاشية، وتبقى الأبواغ حية؛ لذلك ينلف الحليب بعد مدة من الزمن.

ملاحظة: يفضل إجراء عملية تبريد مفاجئ للمواد الغذائية المعقمة بالبسترة مرة واحدة بعد التسخين مباشرة، فهذا من شأنه إحداث صدمة للأبواغ ثم يقتل منها قسم لا بأس به منها.

د- التعقيم باستعمال الحرارة الرطبة مع مادة قاتلة للجراثيم: تعتمد هذه الطريقة على التأثير الكبير للحرارة المرتفعة، بوجود مادة كيميائية قاتلة للجراثيم؛ إذ يكفي تسخين السائل حتى 100°م مدة 30 دقيقة، أما المواد الكيميائية القاتلة للجراثيم فهي عديدة، مثل: كلور الزئبق $HgCl_2$ - الفورم ألدهيد - الفينولات - أملاح الزئبق - الفينيل . بتركيز قليلة تتراوح بين 0.002 - 0.5 % .

والمحظور الوحيد لهذه الطريقة هو وجود المادة القاتلة للجراثيم في الوسط المراد

تعقيمه؛ لذلك لا يمكننا استعمالها عند تعقيم الأوساط الغذائية المستعملة في تنمية الجراثيم، إنما يمكن استعمال الحرارة بوجود حمض أو قلوي بحيث لا يؤثر في نمو الجراثيم. وكثيراً ما تستعمل هذه الطريقة لتعقيم علب الفواكه في الصناعات الغذائية حيث تكون pH دون 4.5.

3- التعقيم بالأشعة تحت الحمراء **Infra-Red**: تستعمل الحرارة الصادرة عن الأشعة تحت الحمراء في تعقيم الأدوات الصغيرة مثل إبر التلقيح والماصات، إذ تمرر هذه الأدوات داخل أنبوبة تحتوي على سلسلة من الوحدات الحرارية، ويضبط الجهاز بحيث يتم التعقيم خلال 15 دقيقة على درجة حرارة 180°م، أما الزمن الكلي للتعقيم فهو 22 دقيقة .

4 - التعقيم بالأمواج الدقيقة **Micro Waves**: تستعمل الأمواج التي تقع بين 1000 - 2500 ميغا هرتز (الميغا = مليون هرتز M.Hz) للتعقيم والبسترة والتجفيف. وتكمن أهمية هذه الأمواج بسرعة تسخينها للوسط، وبذلك فهي تحمل الحرارة بسرعة فائقة إلى جميع أجزاء المادة المراد تعقيمها. وخلال زمن قصير تستطيع كميات كبيرة من الطاقة أن تتحول إلى حرارة بحيث يقصر زمن التعقيم مقارنة بالزمن اللازم لوسائل التعقيم الأخرى.

ثانياً: التعقيم بالأشعة:

1- الأشعة ذات الأمواج القصيرة (غاما γ -X): هي أشعة مؤينة أو مُشردة لبعض المكونات الخلوية بسبب قصر موجتها (أشعة X من 1-100 Å ، وأشعة غاما γ من 0.01-1 Å) واحتوائها على طاقة عالية تؤدي إلى نفوذها الشديد داخل الخلية الجرثومية، فتمنع تركيب DNA وتسبب تراكم RNA في السيتوبلازما وتوقف الانقسام الخلوي، وتعد جراثيم *Pseudomonas* أكثر الأنواع الجرثومية تأثراً بهذه الأشعة، بينما تعد جراثيم *Clostridium* أقلها

تأثراً. أما الأبواغ Spores والفيروسات فإنها تتأثر أيضاً على أن تكون كمية الأشعة التي تتعرض لها كبيرة.

2- الأشعة فوق البنفسجية Ultra Violet : تستعمل الأشعة فوق البنفسجية خصوصاً لتعقيم المياه والهواء بسبب عدم قدرتها على النفوذ داخل الأجسام الصلبة. إن طول الموجة الضوئية لهذه الأشعة يتراوح بين 2500 - 2800 A° يعد كافياً لقتل الجراثيم؛ لأنه يؤثر في الحموض النووية، وإن أفضل طول موجة لقتل الجراثيم هو 253.7 نانومتراً ولكن هذه الأمواج لا تستطيع النفوذ إلا في الماء الصافي، ومن هنا يأتي عدم استعمالها الواسع في التعقيم، ويقتصر استخدامها على تعقيم السطوح فقط. للأشعة فوق البنفسجية تأثير ضار بل وخطير أحياناً بالعيون؛ لذلك يجب على العامل أن يضع نظارات خاصة أو أن يطفى هذه الأشعة في أثناء وجوده في المختبر.

3- الأشعة الإلكترونية Electronic Radiations: تستعمل لذلك أجهزة خاصة تعتمد على إصدار الإلكترونات من منبع ما. ثم تسريع هذه الإلكترونات ضمن حقل كهربائي مفرغ من الهواء، مما يجعلها تملك القدرة على التعقيم تماماً كأشعة غاما إلا أنها أقل نفوذاً منها. لكن المحذور السيئ لهذه الطريقة أنها تحدث تغيرات كيميائية كبيرة في المواد العضوية.

4- النظائر المشعة Isotope: تستعمل هذه الطريقة لتعقيم المعدات والألبسة، حيث تملك النظائر المشعة القدرة على قتل الجراثيم والفيروسات، لكن بسبب خطورة هذه النظائر فإن التعقيم بها يتم عادة في مراكز خاصة بالدراسات النووية أو بمستشفيات كبيرة.

ثالثاً: التعقيم بالترشيح:

يستعمل الترشيح لتعقيم السوائل التي قد تتغير صفاتها عند تعقيمها بالحرارة؛

أي يستعمل لتعقيم المواد السائلة الحساسة لدرجات الحرارة العالية كالدّم وبعض السكريات والفيتامينات، إذ تقوم المرشحات بإيقاف الجراثيم والتخلص منها

بطريقتين:

- الطريقة الأولى آلية (ميكانيكية): تعتمد مبدأ الغربلة، وتتوقف على قطر الثقوب الدقيقة لهذه المرشحات.

- الطريقة الثانية كهربائية: تتضمن امتزاز الجراثيم نتيجة الاختلاف في الشحنات الكهربائية لكل من المرشحة والخلايا الجرثومية. ويمكن استعمالها لعزل الجراثيم من عينة ما.

تكون المرشحات بأشكال مختلفة الشكل ١٥:



الشكل ١٥: بعض أشكال المرشحات

١- أغشية الترشيح: هي أغشية صناعية ذات مسام مختلفة الأقطار تتراوح بين ١٤-٠.١ ميكرونًا. تفيد لتعقيم المواد الغذائية بكفاءة عالية. كما أنها تستعمل لعزل الجراثيم من عينة سائلة يُراد اختبار وإحصاء محتواها الجرثومي (راجع فقرة تقدير عدد الخلايا الميكروبية في عينة ما) وهي تستخدم بكثرة في التحاليل الميكروبيولوجية للماء والسوائل سواء أكانت أغذية أم غير ذلك.

2- أقراص الترشيح : هي أقراص مصنعة من الأميانت أو الزجاج أو مواد أخرى. من أمثلتها مرشحة Seitz filter.

3 - أسطوانات الترشيح (الشمعات): هي أسطوانات مصنعة من اليورسلين أو من أغلفة المشطورات أو من مواد أخرى. من أمثلتها مرشحة شامبرلند Chamberland filter ومرشح بيركفيلد Berkefeld filter.

وفي جميع الحالات السابقة يجب أن تكون المرشحات معقمة ونظيفة، كما يجب تنظيفها وتعقيمها مع الجهاز المستقبل قبل الاستعمال وبعده. ويتم تنظيفها عادة بعد الاستعمال مباشرة بالماء ثم بمحلول 5% من مماء الصوديوم إذا كانت تستعمل أكثر من مرة. أما الأغشية الدقيقة وبعض الأقراص فتستعمل عادة مرة واحدة فقط، ويُفضل ربط وعاء الاستقبال بنفير مائي أو مخلية هواء لتسريع عملية الترشيح.

رابعاً: التعقيم بالغازات وأبخرتها:

يطلق على التعقيم بالغازات التعقيم بالبرودة. وكثيراً ما يستعمل لتعقيم المواد التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية ولا تقبل الترشيح. ومن أهم الغازات السائدة:

1- أكسيد الإيتلين C_2H_4O : أو مشتقاته كالكربوكسيد Carboxyd الذي يستعمل لتعقيم المواد البلاستيكية والمطاطية التي تتخرب بالحرارة. مثال أنابيب البولي إيتلين (البلاستيك) والأجهزة الإلكترونية الطبية والمحاقن وأيضاً يستعمل في تعقيم القلب والرئة الصناعية. أما تأثيره فبطيء ويحتاج لثلاث ساعات لقتل الأبواغ.

2- أكسيد البروبيلين $CH_2-CH-CH_2-O$: يستعمل أحياناً عوضاً عن أوكسيد

الإيتلين، لتأثيره القاتل في عدد كبير من الجراثيم حتى بتركيز 1 مل/ل، علماً

أن قدرته على دخول الخلايا ضعيفة جداً.

3- الفورم ألدهيد HCOH: يستعمل لقتل الجراثيم وأبواغها على أن نأخذ في

الحسبان مدة التعقيم وتركيز الغاز. ويُفضل أن يجري التعقيم في رطوبة نسبية تتراوح بين 80-90% ودرجة حرارة 55-60°م إذ إن تأثيره في هذه الدرجة سيكون أسرع من تأثيره في الدرجة 37°م أما في الدرجة 18°م فهو عديم التأثير.

4- الأوزون O₃: يتميز بلون أزرق ورائحة خاصة وتأثيره التعقيمي يكون

أكبر عند توافر الرطوبة والحرارة المرتفعتين. وعندما يكون بتركيز 3 ppm (أجزاء في المليون) يقتل الفيروسات في الماء خلال 4 دقائق، أما بتركيز 1 ppm فيقتل الخلايا الجرثومية خلال ساعتين. و يستطيع القضاء على العديد من الأبواغ الجرثومية، لذلك فهو يستعمل في تعقيم مياه المجاري وتنقية مياه الشرب. الأوزون غاز سام، لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تعقيم الأجهزة والأدوات به.

5- بيتا بروبيولاكتون β -Propiolactone : غاز عديم اللون يصبح

سائلاً في درجة الحرارة العادية؛ لذلك كثيراً ما تستعمل أبخرته للتعقيم؛ إذ يقتل الجراثيم وأبواغها كما يقتل الفيروسات أيضاً. وفعاليتها أكبر من الفورمول بمقدار 25 مرة ومن أكسيد الإتلين بنحو 4000 مرة. وهو غير قابل للاشتعال ولا للانفجار. يستعمل بكثرة في تعقيم الأدوات الجراحية والأوساط الغذائية وتطهير غرف العمليات.

خامساً: التعقيم الكيميائي:

تستعمل المطهرات كالكلوروفورم في تطهير الأيدي والمناضد وغيرها، ونظراً

إلى كثرتها وتنوعها سنتحدث عنها بشيء من التفصيل:

المُطهّرات Disinfectants

تعريفها:

المطهّرات Disinfectants هي مواد كيميائية قاتلة للجراثيم تستعمل في التعقيم والتطهير والمداواة، ويكون استعمالها خارجياً لأن سميتها لا نوعية، فهي لا تؤثر فقط في الجراثيم، بل في خلايا العضوية، وهي تستعمل للقضاء على الأحياء الدقيقة الحيّة والحد من انتشارها ولاسيما في البيئة المحيطة بمكان العمل أو على سطح الجلد، ولا يمكن استعمالها داخلياً بسبب سميتها وعدم فعاليتها في النسيج. كما تشمل المطهّرات المواد الكيميائية المُعدّة لتعقيم الأدوات والأجهزة الطبية.

آلية تأثيرها:

يكون تأثيرها إما مبيداً للجراثيم أو كابحاً لها، ويمكن لهذه المواد أن تؤثر في الجراثيم بآليات مختلفة:

- 1- بعضها يؤثر بتراكيزه العالية في بروتينات الخلية الجرثومية، ويؤدي إلى ترسب هذه البروتينات أو مسخها وبالنتيجة قتل الخلية الجرثومية.
- 2- بعضها يتراكم على سطح الخلية الجرثومية ويبدل الخواص الفيزيائية والكيميائية للجدار الخلوي ثم يؤدي إلى تخريب هذا الجدار وموت الخلية.
- 3- يمكن أن يؤثر بعضها بالأكسدة، أو يتحد مع جذر الكبريت للإنزيمات الجرثومية، ويؤدي إلى اضطراب استقلاب الخلية الجرثومية وموتها.
- 4- يؤثر بعضها في التوتر السطحي للغشاء السيتوبلازمي للخلية الجرثومية، ويؤدي إلى اضطراب في نفوذيتها.

وهناك عدة عوامل تؤثر في فعالية هذه المواد منها:

- 1- تركيزها في الوسط، فحسب تركيزها يمكن لفعالها أن يكون مبيداً أو كابحاً للجراثيم.
 - 2- تماسها مع الجراثيم.
 - 3- درجة الحرارة.
 - 4- درجة انحلال هذه المواد.
 - 5- نوع الجراثيم.
 - 6- رقم pH.
 - 7- وجود البروتينات والصوابين والشوارد في الوسط.
- ونظراً إلى ذلك فإن تقدير فعالية هذه المواد يعد أمراً معقداً.
- أنواع المطهرات:**

بسبب اختلاف نوعية المركبات المستعملة كمطهرات، ليس هناك سوى طريقة واحدة لتصنيفها وهي طريقة التصنيف المعتمد على تركيبها الكيميائي. فحسب ذلك يمكن تصنيفها وفق الآتي:

1- الهالوجينات:

- **اليود Iode:** يعد اليود حتى يومنا هذا من أفضل المطهرات بسبب رخص ثمنه وسميته القليلة للنسج، وفعاليته على معظم الجراثيم والفيروسات والحيوانات الأوالي، ويستعمل على هيئة صبغة اليود أو محلول لوغول أو محلول اليود الغولي أو على هيئة بوفيدون إيودين وهو مركب حامل لليود يحرره عند الاستعمال باستمرار، مما يزيد من انحلاله وفعاليته.

- **الكلور Chlore:** يعد مبيداً لمعظم الجراثيم باستثناء العصيات السلّية، وهو يؤثر بالأكسدة من جهة وبالاتحاد بالبروتينات الجرثومية وتخريبها، يستعمل لتعقيم المياه ولا يستعمل طبيياً، وإن مستحضره المعروف بماء جافيل (محلول

هيبو كلوريد الصوديوم) بتركيز 5% يستعمل لتعقيم الأدوات والحمامات والمراحيض، وتعد مركبات الكلور قاتلة للجراثيم بسبب تحريرها الكلور، كما أنها تؤثر في أبواغ الجراثيم.

2- الألهيدات Aldahydes:

إن العديد من الألهيدات لها مقدرة مبيدة للجراثيم فهي سامة بتركيزها الخفيفة، ومرسبة للبروتينات بتركيزها المرتفعة، وهي تؤثر ذات التأثير في خلايا العضوية والأحياء الدقيقة.

- الفورمول **Formaldahyde**: وهو فعال في قتل الجراثيم والفطريات والفيروسات، ولكن تأثيره بطيء.

- الغلوتار ألدهيد **Glutaraldahyde**: أكثر فعالية من الفورمول وأقل تطايراً ورائحته أقل تخريباً.

3- الغوليات (الكحولات) Alcools :

مركبات مبيدة للجراثيم بدرجات مختلفة، وتعد من المطهرات متوسطة الفعالية.

- الإثانول **Ethanol**: تختلف فعاليته حسب درجة تركيزه، ويعد مبيداً لمعظم الجراثيم الممرضة، بتركيزه الملائمة، ومع ذلك تبقى بعض الأنواع الجرثومية حية في تراكيزه المنلى، وهو غير فعال في الأبواغ والفطريات والفيروسات.

ويعد الإثانول بتركيز يعادل 40-60% الأكثر فعالية في المكورات العنقودية، وبتركيز 70% يقتل 90% من الجراثيم الموجودة على الجلد خلال دقيقتين شرط أن يبقى الجلد مبللاً به دون أن يجف، أما التراكيز الأكبر من 80% تعد ضعيفة الفعالية في الجراثيم.

يعد الإثانول من مرسبات البروتينات؛ لذلك فإن وضعه على الجلد لمدة طويلة قد يؤدي إلى تهيجه، كما أنه لا يستعمل لتطهير الجروح العميقة؛ لأنه يزيد

الحالة سوءاً بترسيبه للبروتينات، وقد يشكل جلطة (خثرة) تحتمي بها الجراثيم وتتكاثر في طياتها.

- الإيزوبروبانول Isopropanol : يستعمل بتركيز 70 % مبيداً للجراثيم وهو فعال في التراكيز الأعلى من ذلك.

4- الفينول ومشتقاته Phenol :

- الفينول (حمض الكربوليك Carbolie acid): تأثيره مبيد للجراثيم بمسحه للبروتينات، ولكن استعماله محدود بسبب رائحته وسميته الشديدة.

- الكريزول Cresol : هو من مشتقات الفينول، له تأثير مبيد لمعظم الجراثيم الممرضة بما فيها المتفطرات *Mycobacterium* بأنواعها، ولكنه سام جداً.

- الهكزيلريزورسينول Hexylresorcenol: تستعمل محاليله بتركيز 1/ 1000 مطهرة للفم والبلعوم.

- الهكزاكلوروفين Hexachlorophene : فعال في الجراثيم إيجابية الغرام لاسيما المكورات العنقودية، فهو يقتلها بتركيز 3 % بمدة 15-30 ثانية، أما الجراثيم سلبية الغرام فتحتاج إلى 24 ساعة كي تموت به، ولكن بعضها يمكن أن تقاومه، وتتكاثر بداخله، فتشكل أوبئة في المستشفيات عند استعماله للتطهير.

4- الحموض Acids:

استعملت الحموض قديماً كمادة حافظة للأغذية، ويستعمل بعضها الآن مادة مطهرة وكأدوية، أما تأثيرها فيعود إلى زيادة تركيز شوارد الهيدروجين في الوسط، مثال: حمض الخل Acetic acid ، حمض البنزويك Benzoic acid ، حمض البوريك Boric acid ، حمض اللاكتيك Lactic acid.

6- الأملاح المعدنية:

مثال أملاح الزئبق، وأملاح الفضة.

7- المؤكسدات:

إن بعض المطهرات تكون سامة للجراثيم لأن لها المقدرة على أكسبتها، ومن أهم هذه المؤكسدات:

- الماء الأوكسجيني (بيروكسيد الهيدروجين): إن محلول الماء الأوكسجيني 3% في الماء يعدّ من المطهرات الخفيفة التي تستعمل لتطهير الجلد. وإن فعاليته تعود لمقدرته على تشكيل جذر الهيدروكسيل. يستعمل كمطهر للأدوات الجراحية والعدسات العينية اللاصقة.

- بنزويل بيروكسيد: مبيد للجراثيم بسبب تحريره البطيء للأوكسجين، يؤثر في الجراثيم اللاهوائية والأليفة لكميات قليلة من الهواء.

- برمغنات البوتاسيوم: تعد تراكيزها الأكبر من 500/1 مبيدة للجراثيم ولكنها مهيجة للنسج، أما محاليلها بتركيز 1000/1 فهي الأكثر استعمالاً ولكنها تحتاج إلى أكثر من ساعة لقتل الجراثيم، ومع ذلك يمكن أن يبقى بعض من الجراثيم حياً بداخله في مثل هذا التركيز.

8- الملونات:

لا يقتصر عمل بعض الملونات على التلوين فقط؛ بل يمكن أن يكون قاتلاً للخلايا الجرثومية وخصوصاً الملونات الأساسية، فهذه الملونات لها ألفة خاصة نحو المجموعة الفسفاتية الحمضية للبروتينات النووية أو بعض مكونات الخلية الجرثومية. ومن أهم هذه الملونات:

- مشتقات التري فينيل ميثان **Triphenylmethan**: أهمها بنفسجية الجانسيان (البلورات البنفسجية Violet crystal) التي تؤثر كمبيدة للجراثيم أو كابحة لها بتنشيطها لتصنيع الجدار الخلوي ولاسيما للجراثيم إيجابية الغرام وبعض الفطريات، أما الجراثيم سلبية الغرام والجراثيم المقاومة للحمض والغول فإنها

شديدة المقاومة لهذا الملون. ومن هنا أتت أهمية هذا الملون؛ إذ إن إضافته إلى الأوساط الزرعية للجراثيم تعطي الوسط صفة الاصطفائية لتنمية الجراثيم سلبية الغرام فقط دون السماح للجراثيم موجبة الغرام بالنمو؛ وبذلك يتم عزل الجراثيم سلبية الغرام عن باقي الجراثيم.

تستعمل محاليل البلورات البنفسجية بنسبة تتراوح بين 0.02 % حتى 0.1 % لمعالجة الأخماج القيحية، ولكن من سيئاتها أنها تصبغ الجلد بلون بنفسجي. وأيضاً من مشتقات تري فينيل ميتان نذكر ملون الخضرة اللامعة (أخضر المالاكيت) لكن استعماله محدودة.

- مشتقات الأكريدين **Acridin**: هي ملونات صفراء تثبط تركيب الحموض النووية والبروتينات في الخلايا الجرثومية وخلايا الثدييات، وتعدّ مبيدة للجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام وكذلك تؤثر في الفطريات والمشعرة المهبلية.

- ملونات أخرى: مثل الإيوزين **Eosine** بمحلوله المائي 2 % الذي يُعدّ من المطهرات الجيدة، وكذلك أزرق الميتلين.

9- العوامل الفعالة في التوتر السطحي:

تستعمل هذه المركبات على نطاق واسع في المنازل أو في الصناعة كالمنظفات، وإن لبعضها المقدرة على ترسيب البروتينات أو مسخها والقضاء على الأحياء الدقيقة. ومن أهم هذه المركبات:

- **العوامل الهابطة**: وأهمها مركبات الأمونيوم الرباعية التي تؤثر في نفوذية الغشاء السيتوبلازمي للجراثيم، وإن فعالية هذه المواد تزداد في الأوساط القلوية وتعدّ مبيدة للعديد من الجراثيم وخصوصاً إيجابية الغرام، ووجود الصوابين وبعض العوامل الصاعدة يقلل من فعاليتها، وهي غير فعالة في الأبواغ.

- **العوامل الصاعدية:** من أهمها الصابون والحموض الدسمة ولوريل سلفات الصوديوم Lauryl sodium sulfate التي تتفكك لتوليد الشوارد السلبية، وهذه المواد فعالة في الأوساط الحمضية وتؤثر في الجراثيم إيجابية الغرام خصوصاً. وتزداد فعاليتها بمشاركتها مع الحموض إذ تبيد معظم الجراثيم خلال 30 ثانية، تستعمل لتنظيف الأدوات والأجهزة المعدة للصناعات الغذائية. وإن فعالية هذه المواد تعود إلى تأثيرها المفكك للبروتينات الشحمية الموجودة في الغشاء السيتوبلازمي مما يحرض الإنزيمات الحالة على تفكك الخلية الجرثومية. إن وجود العوامل الهابطة مع العوامل الصاعدية معاً يؤدي إلى تعديل فعالية كل منهما وإبطال تأثيرهما.

10- مطهرات متفرقة:

- الكلورهيكزدين: فعال في الجراثيم إيجابية الغرام وسلبية الغرام بتخريبه للغشاء السيتوبلازمي للخلية الجرثومية.
- الأسيتون: يعد مبيداً للجراثيم والفيروسات ولكنه غير فعال على الأبواغ، ومزيج من الغول مع الأسيتون، من أفضل المطهرات.
- أكسيد الإتلين: يعد من العوامل المؤكلة المبيدة للجراثيم والمستعملة على نطاق واسع للتعقيم الغازي.



الفصل الرابع

أوساط الاستزراع Culture Media

تعريف أوساط الاستزراع (الاستنبات)

هي الأوساط التي تستطيع الأحياء الدقيقة أن تجد فيها جميع احتياجاتها الغذائية لتنمو وتتكاثر؛ مما يمكننا من عزلها ومعرفة نوعها. وتتألف هذه الأوساط من عناصر مغذية تلبي متطلبات النمو والتكاثر لهذه الأحياء، ونظراً إلى اختلاف هذه المتطلبات من مجموعة إلى أخرى تبعاً لخصائصها الفيزيولوجية والبيئية ومقدراتها الاستقلابية فإنه من البديهي أن نجد اختلافات مقابلة في تركيب هذه الأوساط وطبيعتها الفيزيائية والكيميائية، وهكذا يمكننا أن نميز بين مجموعتين أساسيتين من الأوساط:

- الأوساط الحية **In - Vivo**: تستعمل لتنمية الأحياء غيرية التغذية إجبارية التطفل مثل الفيروسات - الراكسيا - الكلاميديا (المتدثرات)، من هذه الأوساط بيض الدجاج - قطع الكبد - الجراثيم - خصية الأرنب.

- الأوساط في الزجاج **In - Vitro**: تعني الأوساط التي تُركبها في المختبر من مواد طبيعية أو صناعية ونضعها في الزجاج تمهيداً لاستعماله.

لكن تباين المتطلبات الغذائية والأنماط الاستقلابية والبيئية يقود إلى تنوع حتمي أكبر في الأوساط لتلبية احتياجات المجموعات التصنيفية على مستوى الفصيلة والجنس حتى النوع والسلالات المختلفة داخل النوع الواحد؛ وهذا ما يجعل الأوساط المستعملة عملياً متعددة جداً على الرغم من أن معظمها لا يزيد على كونه وليد تعديل طفيف أو كبير لأوساط أساسية عامة بغرض جعلها أكثر

ملاءمة لتلبية حاجات الأنواع المختلفة أو أكثر كفاءة في استزراع (استنبات) أنواع محددة وعزلها للحصول على مزارع نقية. وهذا يعني أن استعمال وسط معين دون غيره يتوقف أيضاً على الغرض من الدراسة.

ويمكن أن تكون الأوساط Media المصنعة في المختبر على عدة أنماط

حسب تركيبها:

- **طبيعية Natural:** تتركب من مواد طبيعية معقدة التركيب مثل مرق اللحم - الدم الآغاري - الحليب - البطاطا.

- **صناعية Synthetic:** تتركب من مواد صناعية محددة التركيب والأوزان مثل وسط شابيك - وسط سيمون.

- **نصف طبيعية Synthetic Natural:** يدخل في تركيبها مواد طبيعية ومواد صناعية مثل خلاصة الشعير المضاف إليها بعض الأملاح اللاعضوية والسكريات.

قوام الوسط: يمكن أن تكون الأوساط سائلة أو صلبة (جامدة) أو نصف صلبة (نصف جامدة) تبعاً لهدف التجربة. ويجمد الوسط عادة بمادة الآغار آغار، وهي مادة مستخرجة من بعض الطحالب البحرية مثل الجيليديوم *Gelidium* وتتكون من بروتينات سكرية، ولا تستطيع معظم الأحياء الدقيقة استقلابها والتغذي عليها (باستثناء بعض الأنواع الجرثومية). ويكون الآغار صلباً (جامداً) في درجة حرارة 42°م فما دون، ومصهوراً (مانعاً) في درجة حرارة 42°م فما فوق.

ويكفي إضافة 15 غ لكل 1 لتر من الوسط المغذي السائل لكي يصبح الوسط صلباً (جامداً) و 7 - 8 غ لكل 1 لتر ليكون نصف صلب. ولكن الآغار عندما يتصلب يطلق كمية من بخار الماء، لذلك يجب عند زرع الأطباق

بالخلايا الجرثومية وضعها بالوضع المقلوب في الحاضنة كي لا يسيل عليها الماء ويمزج المستعمرات بعضها مع بعض.

- ويمكن أن يجمد الوسط بمادة الهلام gelatin ، وهي مادة بروتينية تستخلص من العظام وتتصلب بدرجة حرارة 25°م فما دون، وتكون مصهورة بدرجة حرارة 25°م فما فوق. ويمكن أن يستعمل وسط الهلام وسطاً تفريقياً يفرق بين نوعين أو مجموعتين من الجراثيم، المجموعة الأولى محللة للهلام والمجموعة الثانية غير محللة له حيث إنّ المجموعة الأولى تستطيع التغذي على الهلام وتحليله وتحويله من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة حتى في درجات الحرارة المنخفضة دون 25°م.

ملاحظة: الأطباق الحاوية على وسط الهلام لا تحضن بالوضع المقلوب في الحاضنة كي لا يسيل الهلام إذا ما تحلل أو يسيل إذا كانت درجة حرارة الحضانة 37°م.

- ويمكن أن يجمد الوسط بمادة هلام السيليس.

الشروط الواجب تأمينها في الأوساط المغذية

1- **مصدر للطاقة:** إما أن يكون من الضوء مباشرة (جراثيم ذاتية التغذية) أو من بعض المركبات الكيميائية العضوية أو اللاعضوية.

2- **مصدر للكربون:** وهو إما غاز ثنائي أكسيد الكربون الجوي أو من مركبات كربونية عضوية أو لا عضوية.

3- **مصدر للأزوت:** إما من الأزوت الجوي أو من مصدر عضوي أو لا عضوي.

4- **مصدر لعنصري الكبريت والفسفور:** قد يكون الكبريت حراً أو الفسفور حراً أو أن يكون مصدرهما عضوي أو لا عضوي.

5- عناصر نادرة : مثل الصوديوم و الكوبالت والمغنيزيوم والمنغنيز والنحاس والتوتياء وغيرها وتستعمل بكميات زهيدة جداً، وإن زيادتها أحياناً تكون مؤذية للجراثيم.

6- الفيتامينات وبعض الحموض الأمينية: تساعد على نمو الجراثيم وتكون مهمة أحياناً من أجل زيادة نمو نوع معين دون الآخر .

7- الماء: تحتاج الجراثيم لنسبة عالية من الرطوبة، وانخفاض هذه النسبة يؤدي إلى إيقاف نموها أو موتها.

8- الشروط البيئية والفيزيائية: تكون هذه الشروط ضرورية لنمو الجراثيم؛ بل هي عوامل نمو محددة قد تثبط هذا النمو كلياً أو جزئياً عندما لا تكون ملائمة. ومن هذه العوامل: درجة الحرارة، الرقم الهيدروجيني pH (التي تضبط بإضافة بعض المحاليل الموقية Buffer)، الضغط الحلولي والأكسجين والإضاءة وغيرها. وأخيراً يجب أن يكون الوسط ملائماً للجراثيم نفسه.

أنماط أوساط الاستزراع (الاستنبات):

يمكن أن تُصنّف الأوساط الزرعية وفق الهدف من استعمالها إلى:

1- الأوساط الغنية: مثل وسط الدم الأغارى ووسط مرق اللحم. تنمو على هذه الأوساط معظم الأنواع الجرثومية وتستعمل أيضاً لتنمية الجراثيم غيرية التغذية.

2- الأوساط المختارة: هي أوساط مغذية أضيف إليها بعض المواد الخاصة؛ لتؤثر في نمو بعض الجراثيم مثل إضافة البلورات البنفسجية بتراكيز معينة لتزيد من نمو الجراثيم سلبية الغرام وتحدّ من نمو الجراثيم إيجابية الغرام.

3- الأوساط التفريقية: تساعد على التفريق بين نوعين من الجراثيم، إذ يضاف إليها بعض المواد لاختبار إمكان تحليلها من قبل مجموعة من الجراثيم أو عدم

تحللها ، مثال إضافة الكازئين لمعرفة إذا ما كانت الجراثيم محللة له أو غير محللة، وكذلك إضافة الجيلاتين والدم وغيرها.

4- **أوساط التقدير الحيوي:** تكون عادة محددة التركيب، وتستعمل لقياس كمية مادة ما منتجة من قبل الجراثيم مثل قياس كمية الفيتامين أو الحمض الأميني أو الصاد الحيوي المنتج من قبل نوع معين.

5- **أوساط خاصة بتعداد الجراثيم:** تستعمل لتقدير أعداد نوع معين من الجراثيم.

6- **أوساط تحدد صفات الجراثيم:** هي أوساط نوعية تستعمل لعزل الأنواع الجرثومية التي لها مقدرة وظيفية ما، مثل الأوساط التي تحدد مجموعة جراثيم *Azotobacter* أو مجموعة جراثيم دورة الكربون.

7- **أوساط منظمة:** تستعمل للحفاظ على الجراثيم واستمرارية نموها زمنياً طويلاً، حيث تضاف بعض المواد التي تحفظ المستعمرات من الفناء، وتبقيها حية أطول مدة ممكنة.

8- **أوساط اصطفاية تشخيصية:** تصطفي نوعاً واحداً وتميزه من باقي الأنواع الجرثومية معتمدة على خاصية معينة يملكها دون سواه، مثال وسط E.M.B الذي يميز *E.coli* من غيرها من الجراثيم التي تنمو عليه.



الفصل الخامس

مدخل إلى علم الجراثيم

Introduction to Bacteriology

الصفات العامة للجراثيم

تعريف الجراثيم: أحياء صغيرة الحجم جداً تنتشر انتشاراً واسعاً في الطبيعة، تعيش في المياه والتربة والهواء وفي الفجوات الطبيعية للإنسان والحيوان وعلى الجلد، تتصف بالآتي:

- مفردة الخلية.
- قد تكون متحركة أو عديمة الحركة.
- تحتوي على مادة نووية مكونة من صبغي وحيد غير محاط بغلاف (غشاء) نووي، فهي بدائية النواة procaryote .
- تتكاثر بالانقسام المباشر (الانشطار الثنائي) وبعضها يتكاثر جنسياً، يمكن لبعضها أن ينتج الأبواغ الداخلية Endospores .
- لا تحتوي الكيتين Chitin ولا السيلولوز Cellulose وإنما هناك بديل عنها حمض التيكويك Teichoic acid .
- تعيش إما بوجود الأوكسجين فتكون هوائية Aerobic أو لا تستطيع العيش بوجوده فتكون لاهوائية Anaerobic أو تستطيع العيش بوجود أوكسجين الهواء أو عدم وجوده فتسمى الجراثيم اللاهوائية المخيرة Facultatively anaerobic، وهناك بعض الجراثيم تعيش بوجود كميات قليلة من الأوكسجين وتتأثر بالكميات الكبيرة منه، تسمى بالجراثيم أليفة قلة الأوكسجين Microaerophilic .

تختلف أبعاد الخلايا الجرثومية حسب النوع، ومعظم الجراثيم الممرضة للإنسان بقطر 0.5 - 1 ميكرون، وعندما تكون الخلايا الجرثومية عصوية لايتجاوز طولها بضعة ميكرونات، أما بعض الملوّيات فيمكن أن يصل طولها حتى 50 ميكروناً، وقد يقصر طول بعض الجراثيم إلى 0.2 ميكرون في حال بعض الركتسيات.

أشكال الجراثيم: للجراثيم أربعة أشكال رئيسة (الشكل ١٦) هي:

1- **المكورات Cocci:** ذات شكل كروي، تضم جراثيم غير متحركة وغير متبوغة^{١١}، قطرها غالباً أقل من 1 ميكرون، تصنف تبعاً لتوضع خلاياها بعد الانقسام (حسب اصطفاؤها أي حسب نظام تجمعها) وفق الآتي:

- منفردة Micrococci .

- مزدوجة Diplococci ، قد تكون ذات شكل بيضوي ومثالها المكورات السحائية، والمكورات البنيّة التي لها شكل حبة البن. أو تكون ذات شكل مدبب كالمكورات الرئوية.

- رباعية Tetracocci تتألف من أربع خلايا.

- رزمية Sarcinae حيث تتجمع الخلايا على هيئة كتلة مكعبية الشكل.

- عقدية وتدعى المكورات العقدية Streptococci وقد تكون مزدوجات Streptodiplococci .

- عنقودية وتدعى المكورات العنقودية Staphylococci .

2 - **العصيات Bacilli** أو **Rods** : ذات شكل أسطواني عصوي، وتتميز باختلاف أحجامها وتعدد أشكالها وأنماط توضعها بعد الانقسام، ويمكن تمييز الأشكال الآتية:

¹¹ هناك جنس وحيد متبوغ يتبع إلى الجراثيم المكورة هو Sporsarcina .

- عصيات ذات نهاية محدبة مثل العصيات القولونية *E. coli*.
- عصيات ذات نهاية مبتورة مثل عصيات الجمره *Bacillus anthracis*.
- وتدية مثال الوتديات الخناقية *Corynebacterium diphtheriae*.
- مغزلية كالعصيات المغزلية.
- عصيات منحنية كالضمة مثال ضمات الهيضة (الكوليرا) *Vibrio cholerae*.
- عصيات مكورة (عصورات) Coccobacilli وهي عصيات قصيرة.
- أما تجمع العصيات فيكون كالآتي:
- منفردة Bacilli مثل العصية التيفية *Salmonella typhi*.
- مزدوجة Diplobacilli مثل الكليسله الرئويه *Klebsiella pneumoniae*.
- سلسلية Streptobacilli مثل عصيات الجمره *Bacillus anthracis*.
- مجتمعة كأحرف صينية مثل الوتدية الخناقية *Corynebacterium diphtheriae*.
- مجتمعة كالحزمة مثل عصيات الجذام *Mycobacterium leprae*.
- مجتمعة بشكل ريشي مثل عصيات السل *Mycobacterium tuberculosis*.



الشكل ١٦ أشكال الجراثيم.

3 - الملوّيات **Spirals** : تبدو كالخيوط الملتوي أو كالنابض الحلزوني، وتختلف في أطوالها وتتألف من قطعة واحدة من النابض فتأخذ شكل الضمة، أو تكون مؤلفة من 15 أو أكثر من هذه القطع. وتكون متحركة على الأغلب وفق محور رئيس. وهي على عدة أشكال:

- البورليات *Borrelia* مثل البورلية الراجعة.
- البريميات *Leptospira* مثل بريمية اليرقان النزفي.

- اللولبيات Treponema مثل اللولبيات الشاحبة.

- الملويّات Spirochaete .

4 - الشعيات **Actinobacteria**: جراثيم خيطية توجد على هيئة خيوط

متفرعة بأنماط عديدة حتى في الجنس الواحد، كانت تسمى الفطريات الشعاعية
. Actinomycetes

ويجب التنويه إلى إن الأشكال السابقة ليست ثابتة ويمكن أن تتغير حسب
وجود الجراثيم في العضوية الحية أو في المزارع وحسب تركيب هذه المزارع.

-هناك جراثيم لا تنتمي للمجموعات السابقة، مثل الركتسيات
Rickettsiaceae والمتدثرات (الكلاميديا Chlamydiaceae) والمفطورات
(الميكوبلاست Mycoplasma).



الفصل السادس

تقانة الزرع العقيم وطرائق الاستزراع

Culturing Methods

إن استزراع الأحياء الدقيقة في مزارع نقية وعزل الأنواع المختلفة يتطلب تقنية خاصة وحذراً وحرصاً شديدين، وهو يقتضي قبل كل شيء تعقيم أوساط الاستزراع وإجراء عملية الزرع في شروط صارمة تمنع حدوث أي تلوث جانبي، ثم حفظ هذه المزارع في حالة نقية وإمكان تلقیح أوساط مغذية جديدة بالمزارع النقية، على أن تجرى العمليات كافة أمام اللهب، وتعقم إبرة الزرع باللهب قبل التلقیح وبعده، بينما تمسك الأنابيب باليد اليسرى وسداداتها باليد اليمنى، ولا يجوز وضع السدادات على الطاولة، كما ينبغي إبقاء أنابيب الاختبار أفقية تقريباً وعدم تركها مفتوحة مدة طويلة من الزمن، وكذلك تمرير فوهاتنا على اللهب قبل عملية النقل أو التلقیح وبعدها. وهذه العملية من شأنها قتل الجراثيم التي يمكن أن تكون على السطح الخارجي لفوهة الأنبوب، كما أنها تخلق تياراً هوائياً صاعداً يقلل من احتمالات التلوث الجانبي بجراثيم الهواء.

ونظراً إلى أن تقنية الزرع الطاهر أساسية جداً في جميع الدراسات الميكروبيولوجية يجب التدريب عليها وإتقانها قبل كل شيء. كما ينبغي دائماً في أثناء عمليات الاستزراع ترك أنبوب اختبار (أو طبق) دون تلقیح حيث يستعمل شاهداً ويدلنا في الوقت نفسه على كفاءة عملية التعقيم ودرجة إتقاننا لتقنية الزرع الطاهر.

المحاذير التي يجب ملاحظتها عند أخذ النماذج الجرثومية وزرعها:

يجب أن يتم العمل في مراحلها كافة بصورة عقيمة، ويجب تجنب التلوث

الجانبي. من أجل ذلك هناك عدة توصيات يجب أن نتذكرها في أثناء العمل:

1- نظافة الأيدي ولاسيما الأظفار التي يجب أن تكون قصيرة، مع ارتداء القفازات.

2- يُغطى الشعر والأنف والفم بقناع قماشي عادة.

3- يجب أن يكون مكان العمل مغلقاً تماماً، وتتم تدفئة أو تهوية المكان بأجهزة خاصة، وأحياناً يضطر إلى تنظيف مكان العمل بأكمله بالفورمول أو أية مادة معقمة أخرى، وأحياناً نعقم المكان بمصاييح للأشعة فوق البنفسجية التي نوقفها عند بدء العمل خوفاً من قتل الأحياء الدقيقة المراد دراستها من جهة، ولكي لا تؤثر تأثيراً سلبياً في العاملين من جهة أخرى.

بعد الانتهاء من عملية الزرع توضع الأحياء المزروعة في الحاضنة بدرجة حرارة مناسبة ولزمن مناسب مع مراعاة الآتي:

1- عدم فتح باب الحاضنة إلا للضرورة تحاشياً لانخفاض درجة الحرارة في أثناء الحضان.

2- وضع الأنبيب على حامل الأنبيب على نحو قائم.

3- وضع الأطباق مقلوبة لمنع تبخر الماء من الوسط وتكاثفه على السطح الداخلي للطبق ولتجنب التلوث.

يمكن تعرّف نوع الجراثيم بعد عمليتي العزل والزرع السابقتين بإجراء الآتي:

1- دراسة خصائص المستعمرات الظاهرية على الأوساط الزرعية المعروفة.

2- فحص الجراثيم وتلوينها لمعرفة شكل الجراثيم وتحديد نوعيّة تلوينها.

3- دراسة متطلباتها الغذائية.

4- دراسة خواصها الحيوية الكيميائية (تخمر السكريات - إماهة الهلام - إطلاق H_2S وغيرها).

5- دراسة خواصها المصلية باستعمال المصول وتفاعل التراص

. Agglutination

6- استخلاص الدنا DNA وتحديد هويته.

7- دراسة خواصها الممرضة على بعض الحيوانات أو النباتات.

وتجرى دراسة الخواص المصلية والممرضة في حال الدراسات الطبية على نحو خاص.

طرائق تحضير المزارع الجرثومية

يطلق اسم المزرعة الجرثومية على النمو الحاصل عند استزراع الجراثيم على الأوساط الغذائية المختلفة، وهي ناتج لـ ٢٠-٣٠ عملية انقسام خلوي متتابعة لجرثوم واحد على وسط صلب. ويجب التمييز بين المزرعة الجرثومية النقية Pure التي تحتوي على نوع واحد فقط من الجراثيم، والمزرعة الجرثومية المختلطة Mixed التي تحتوي على عدة أنواع جرثومية، وهو ما يميز البيئات الطبيعية التي تختلط فيها الأنواع مما يحتم علينا عزلها اعتماداً على بعض الصفات الشكلية لمستعمرات هذه الأنواع، تختلف طرائق تحضير المزارع الجرثومية باختلاف الأنواع الجرثومية واختلاف هدف الدراسة، فإذا كانت كمية الجراثيم كبيرة فإننا نزرعها في أوساط صلبة، بينما نزرع الكميات القليلة من الجراثيم على أوساط سائلة بغية زيادة عددها. وبهذا يمكن التمييز بين نوعين من المزارع (الشكل ١٧).

أ - المزارع السائلة التي تجرى عادة في أنابيب اختبار .

ب - المزارع الصلبة ويوجد منها ثلاثة أنواع تختلف باختلاف هدف الدراسة وهي: 1- مزارع الأطباق. 2- مزارع الأغار المائل. 3- مزارع الأغار العميق.

طرائق الاستزراع

أولاً : الاستزراع في الأنابيب

١- الاستزراع في وسط سائل Liquid culture: تُعدُّ هذه الطريقة من أسهل الطرائق وتتضمن استزراع الجراثيم في أنابيب اختبار تحتوي على وسط مغذ

الشكل ١٧ أنماط المزارع الجرثومية.

مناسب (ماء + مواد مغذية) ويبدو نمو الجراثيم في مثل هذه الأوساط بأحد الأشكال الآتية:

١- عكر ٢- تشكل غشاء رقيق على السطح ٣- ظهور ترسبات في قعر الأنبوب ٤- حدوث لزوجة للوسط نتيجة إفراز مواد مخاطية ٥- تكوّن غاز ذائب في الوسط.

ويتم نقل الجراثيم إلى الوسط الغذائي السائل بإبرة التلقيح ذات العقدة حيث تكفي قطرة من السائل لنقل ملايين الجراثيم من وسط إلى آخر.

نستعمل الوسط السائل لعدة أهداف مثل إكثار الجراثيم - دراسة إطلاق غاز - دراسة بعض الخصائص الحيوية الكيميائية وغير ذلك.

2 - الاستزراع فوق سطح مائل من الوسط الصلب: تدعى هذه الطريقة من الاستزراع الأغار المائل Agar slope أو Slant وتتضمن الاستزراع في أنابيب اختبار حاوية على وسط مغذ مضافاً إليه الأغار ومبرداً في وضعية

مائلة. وتعد هذه الطريقة مجدية نظراً إلى أن من شأنها زيادة السطح القابل للزرع وسهولة تلقیح الأنابيب وملاءمتها لاستزراع الجراثيم الهوائية أو اللاهوائية المخيرة، بالإضافة إلى ذلك فهي تمكننا من ملاحظة بعض خصائص المستعمرات الجرثومية كإنتاج الأصبغة. ويتم النقل بوضع إبرة التلقيح الحاملة للجراثيم في الجزء السفلي من الأنبوب ثم فرشها على سطح الأغار من الأسفل إلى الأعلى بطريقة التخطيط (الشكل ١٨).

3- الاستزراع في الأغار العميق: تنمو الجراثيم داخل أنابيب اختبار حاوية على وسط مغذٍ صلب، ويتم ذلك بطريقتين:

- طريقة الوخز Stab: (طريقة الأغار المطعون) ويتم تحضير الأغار العميق بصب الأغار المغذي داخل الأنابيب وبعد التعقيم يترك ليبرد ويتجمد في وضعية قائمة، ثم تغرس إبرة التلقيح الحاملة للجراثيم مرة واحدة وعلى نحو مستقيم داخل الوسط المغذي وتسحب أيضاً على نحو مستقيم بحيث لا تؤثر في تماسك الوسط المغذي (الشكل ١٨).

- طريقة الرّج Shake: يتم تحضير المزرعة بتلقيح الوسط الصلب داخل الأنبوب بعد تمييعه، ثم رج الأنبوبة بهدف الحصول على توزيع منتظم للجراثيم قبل تصلب الوسط. وتسمى المزرعة في هذه الحالة، مزرعة متساوية التوزيع، وكثيراً ما تستعمل لعزل الجراثيم اللاهوائية. وتستعمل هاتان الطريقتان خصوصاً لمعرفة الاحتياجات الهوائية للجراثيم (الشكل ١٩).

ثانياً - الاستزراع في أطباق plates:

يجري الاستزراع في أطباق حاوية على وسط مغذٍ بثلاث طرائق رئيسية. وهي طرائق جيدة للحصول على مستعمرات جرثومية معزولة بعضها عن بعض.

الشكل ١٨ رسم يوضح طريقة الوخز وطريقة التخطيط في الأنبوب.

الشكل ١٩ مناطق نمو الجراثيم في الأغار العميق حسب الاحتياجات الهوائية.

إن إضافة مادة مجمدة كالأغار إلى الوسط السائل broth تؤدي إلى تكوين وسط صلب، والخلايا الجرثومية التي تزرع في مثل هذا الوسط تتكاثر في مكانها لتكوين كتلة مرئية بالعين المجردة ندعوها المستعمرة Colony فكل خلية حية

(أو مجموعة خلايا) تعطي عند زرعها مستعمرة منفصلة مستقلة يمكن تمييزها من بقية المستعمرات وعزلها، ونعتمد في ذلك على بعض الخصائص الشكلية لمستعمرات الأنواع المختلفة في وسط معين.

هذه الطرائق هي:

1- طريقة التخطيط **Streak plates** فوق سطح الوسط المجمد: تتضمن

هذه الطريقة ثلاث خطوات متتالية هي:

الخطوة الأولى: صب الوسط المغذي المعقم في طبق بتري معقم مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي تلوث جانبي.

الخطوة الثانية: تعقيم إبرة التلقيح على اللهب بطريقة الإحماء.

الخطوة الثالثة: بعد تجمد الوسط المغذي نلقحه على السطح بطريقة الخطوط التي يمكن تنفيذها بأنماط عديدة.

ويهدف التخطيط إلى تخفيف اللقاح إلى أقصى درجة ممكنة، وبهذا يظهر

النمو الجرثومي في نهاية الخطوط على هيئة مستعمرات نقية مفردة **Single colonies** مناسبة للعزل والدراسة. ويمكن تخطيط الأطباق الحاوية على وسط عزل مناسبة للحصول على مستعمرات منعزلة (الشكل ٢٠) وفق مراحل العمل الآتية:

1 - اقسام الطبق بخطوط وهمية إلى أربعة أقسام.

2- ضع قليلاً من المزرعة المراد تخطيطها على طرف طبق بتري بإبرة التلقيح المعقمة والمبردة ثم خطط في الاتجاه الأول.

3- عقم الإبرة وبردّها ثم أدرّ الطبق وخطّط في الاتجاه الثاني ابتداءً من آخر خط وصلت إليه في الاتجاه الأول.

- 4- عَقَمُ الإبرة مرة أخرى وبردّها ثم أدر الطبق وخطط في الاتجاه الثالث ابتداءً من آخر خط وصلت إليه في الاتجاه الثاني.
- 5- عَقَمُ الإبرة مرة أخرى وبردّها ثم أدر الطبق وخطط في الاتجاه الرابع ابتداءً من آخر خط وصلت إليه في الاتجاه الثالث.
- 6 - احضن الطبق، فتنمو عليه مستعمرات نموذجية.

الشكل ٢٠: يوضح تخفيف اللقاح بطريقة التخطيط.

2- طريقة النشر على سطح طبق بتري: تستعمل للتحري عن محتوى عينة سائلة من الجراثيم وإحصاء الجراثيم الموجودة داخل هذه العينة. وتتم بأخذ كمية معينة من العينة السائلة وفرشها على سطح طبق الأغار بالملقوة (السياتيل)،

المعقم إما بالحرارة الجافة بعد لفه (قبل إجراء التجربة)، أو بغمسه بالكحول (في أثناء العمل) ثم تمريره على اللهب (الشكل ٢١)، وبعد عملية الفرش يُترك الطبق كي يجف ويمتص السائل الموجود على سطحه، ثم يحضن بالموضع المقلوب.

الشكل ٢١ طريقة النشر على سطح طبق بتري

(a) مراحل إجراء طريقة النشر :

- 1 - انقل كمية معينة من العينة المدروسة باستعمال الماصة المعقمة ، إلى مركز سطح الأغار المغذي في الطبق
- 2 - ضع الملوقة (الناشر) في الكحول
- 3 - عقم الملوقة باستعمال اللهب ، ثم برده.
- 4 - انشر العينة على كامل مساحة الطبق الحاوي على الوسط المغذي باستعمال الناشر، ثم احضن الطبق.

(b) مستعمرات جرثومية نموذجية نمت على الطبق المزروع بطريقة النشر .

3- طريقة الآغار المصبوب: تتضمن توزيع الجراثيم أو الفطريات المراد استزراعها في جميع أرجاء الوسط، وهذه الطريقة مفيدة للحصول على مستعمرات مستقلة ثم عزل الأنواع الميكروبية المختلفة الموجودة في خليط من الوسط الطبيعي أو المرق المغذي، كما أنها الطريقة الدستورية لتقدير عدد الخلايا الجرثومية في عينة ما (راجع فقرة تقدير العدد الجرثومي في عينة ما).

وتختلف عن الطريقة السابقة في أن عملية الاستزراع تتم قبل تجمد الوسط الأغارى بدرجة 45°م - 50°م ، كما تسمح بإجراء تخفيف للأحياء الموجودة بكثافة في الوسط، وهذا التخفيف يتضمن استعمال تراكيز متدرجة من معلق العينة. ويفضل استعمال التخفيف المناسب الذي يسمح بالحصول على مستعمرات منفصلة من جهة، وتظهر فيه جميع الأشكال النامية في الوسط من جهة أخرى. وهذا يعني أن التخفيف البسيط المحدود والتخفيف الشديد غير مناسبين، والتجربة تدلنا على التخفيف الأفضل الواجب تطبيقه (الشكل ٢٢).

ونذكر أن عملية التجانس (التوزيع المنتظم للجراثيم) مهمة جداً في هذه الطريقة، فيجب علينا أن ندور الأنبوب بين راحتي اليدين عدة مرات أولاً قبل أخذ العينة إلى الأطباق، ثم إدارة الطبق، بعد صب الآغار على العينة، بحركة دائرية وهو على سطح المنضدة.

وهذه الطريقة تسمح عند استعمال التخفيف المناسب بالحصول على مستعمرات سطحية منفصلة من جهة ومستعمرات مغموسة في الوسط المغذي من جهة أخرى، مما يمكن من عزلها وإتمام دراستها.

الشكل ٢٢ رسم يوضح مراحل طريقة الأغار المصبوب مع التخفيف.

صفات المزارع ونمط النمو

تتم هذه الدراسة لتوصيف أشكال ومظاهر النمو المختلفة للجراثيم على مختلف الأوساط الغذائية:

أولاً: مظاهر النمو على أنبوبة الأغار المغذي المائلة (الشكل ٢٣):

- 1- نمو خيطي منتظم على طول خط التلقيح.
- 2- نمو مسنن (قوقعي) تكون فيه أطراف خط النمو مسننة.

3- نمو حبيبي تكون المستعمرات النامية منفصلة أو شبه مندمجة على طول خط التلقيح.

4- نمو متناثر حيث يكون النمو رقيقاً على هيئة ستار ويكون منتشرأ عادة.

5- نمو شجري (متفرع) يكون النمو على هيئة شجرة.

6- نمو جذري يكون على هيئة الجذر.

الشكل ٢٣ مظاهر النمو على سطح أنبوية آغار مائلة.

ثانياً: مظاهر النمو الجرثومي في وسط المرق المغذي: يصنف النمو في المرق كالاتي:

أ- السطح: أشكال النمو السطحي أربعة (الشكل ٢٤) وهي:

1- حلقي: يكون النمو على هيئة حلقة حول حواف الأنبوبة.

2 - أملس رقيق: يكون النمو على هيئة طبقة رقيقة ملساء تغطي سطح الوسط.

3- غشائي: النمو يشبه الغشاء الرقيق، لكنه أرق من سابقه.

4 - مجعد: يكون النمو على هيئة كتل طافية متماسكة.

الشكل ٢٤ أشكال النمو السطحي في بيئة المرق المغذي

ب - تحت السطح: يكون النمو كالآتي:

- 1- عكر: يظهر النمو على نحو سحابي.
 - 2- حُببيبي: يظهر النمو على هيئة حبيبات صغيرة.
 - 3- صوفاني: يظهر النمو على هيئة كتل صغيرة طافية ومنتشرة.
 - 4- قشري (رقائق): يظهر النمو على هيئة كتل كبيرة في المعلق.
- ج - الراسب: تتفاوت كمية الراسب في الأنبوبة من لا شيء إلى كمية كبيرة. لتوصيف نوعية الراسب نهز الأنبوبة بحيث يصبح الراسب على هيئة معلق، ويمكن أن يكون عندها الراسب إما حُببيبياً أو رقيقاً (قشرياً) أو خيطياً حريرياً أو لزجاً (لاختبار اللزوجة يمكن أن نلمس قاع الأنبوب بإبرة التلقيح).

د - كمية النمو: لتقدير كمية النمو يجب هز الأنبوبة ثم نقدر النمو بالنظر على أنه ضئيل أو متوسط أو غزير.

ثالثاً : مزرعة الوخز في الهلام: بعد تلقيح أنابيب الهلام المغذي العميق بطريقة الوخز والحضن بالحرارة المناسبة، تُفحص الأنابيب من النواحي الآتية:

1- النمو: وجوده من عدم وجوده. أغلب الجراثيم لا تنمو على الهلام المغذي.

2- إسالة الجيلاتين: بعض الجراثيم تنتج إنزيمه الجيلاتيناز Gelatinase التي تعمل على حلمهة الهلام وتؤدي إلى سيولته أو ميوعته، وتكون الإسالة حسب النماذج الموضحة (الشكل ٢٥) وهي:

- أ- إسالة على هيئة طبق صغير (إبريق).
- ب- إسالة على هيئة كأس.
- ج - إسالة على هيئة قمع أو مخروط مقلوب.
- د- إسالة على هيئة أنبوب.
- هـ - إسالة على هيئة أسطوانة، يكون التحلل في الجزء العلوي من الأنبوبة فقط.



الشكل ٢٥ أنواع إسالة الجيلاتين.

رابعاً: طبق الأغار المغذي: تدرس المستعمرات النامية على سطح الأغار المغذي باستخدام عدسة يدوية أو بمساعدة مكبرة، حيث يتم تسجيل الأتي: لون المستعمرة، وعتامة المستعمرة ، وشكل المستعمرة، وارتفاع المستعمرة عن سطح


الوسط، وحافة المستعمرة، لزوجة المستعمرة، وحسب ما هو موضح (الشكل ٢٦).



أ - مظهر المستعمرة على سطح طبق الآغار



ب - ارتفاع المستعمرة عن سطح طبق الآغار



ج - حواف المستعمرة النامية على سطح طبق الآغار

الشكل ٢٦ أوصاف المستعمرات النامية على سطح الآغار.

عزل المزارع الجرثومية

يمكن عزل الجراثيم من بيئتها الطبيعية (الماء- الهواء- التربة- الأغذية- عينات مرضية). وتختلف طرائق العزل هذه حسب البيئة؛ فلكل بيئة خاصية

معينة وتُعزل الأنواع الجرثومية عموماً بدءاً من المستعمرات المنفصلة النامية فوق وسط من الأغار المغذي والمستنبئة بطريقة الخطوط أو بطريقة النشر على سطح طبق بتري أو بطريقة الأغار المصبوب، ويكون ذلك بنقل جزء من هذه المزارع بإبرة الزرع على وسط مغذ مناسب ثم حضنه بدرجة حرارة مناسبة ولزمن مناسب كي نحصل على نمو جيد.

ويمكن اختبار عملية العزل هذه بإعادة الزرع على وسط مغذ مناسب في أطباق بتري بطريقة الخطوط أكثر من مرة حتى نحصل على نمط واحد من المستعمرات الجرثومية.

وينبغي تجديد الجراثيم المعزولة والمحفوظة بين مدة وأخرى، لأن بقاءها مدة طويلة جداً في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى حدوث الطفرات، ولكي نتجنب ضرورة تجديد الوسط والنقل المتكرر للمزارع النقية نعد إلى حفظها في شروط تسمح ببقائها حية دون نمو ودون أن تعاني من تغيرات وراثية أو فيزيولوجية. وتعدُّ طرائق التبريد والتجفيف أفضل الطرائق لحفظ المزارع الجرثومية في حالة سبات.

طرائق حفظ المزارع الجرثومية

أولاً : الحفظ لمدة قصيرة الأجل

1- الزراعة المتكررة: وهي طريقة تقليدية لحفظ المزارع الجرثومية حيث تتم عملية الزرع المتكرر في أوساط حديثة التحضير ضمن أنابيب من الأغار المغذي المائل. وتختلف المدة الزمنية للحفظ حسب النوع الجرثومي ونوع الوسط والظروف الخارجية، تصلح هذه الطريقة لحفظ الجراثيم عدة أسابيع عادة (نحو شهرين).

2- الحفظ تحت طبقة من الزيت المعدني: يستطيع العديد من الأنواع الجرثومية أن يظل حياً أشهراً وسينياً تحت طبقة من الزيت المعدني المعقم. حيث تتم تدميرها في الوسط المناسب في صورة سائلة، وعند درجة حرارة مناسبة حتى نحصل على نمو جيد، ثم يضاف الزيت المعدني المعقم، وتحت ظروف التعقيم بحيث يغطي النمو (يضاف بنسبة 15-20 % من حجم الوسط) وتحفظ المزارع في الثلاجة عند الدرجة صفر إلى 20°م، وتتم مراقبة حيوية هذه الجراثيم على أوقات زمنية منتالية، ويمكن نقل المزرعة الجرثومية من تحت الزيت المعدني إلى وسط حديث التحضير مع أخذ الحذر إذ إن الزيت المعدني قابل للاشتعال.

3- الحفظ بالجليسرول المعقم: تجري تنمية الجراثيم بأنبوب حاوٍ على وسط سائل مناسب، حتى يبلغ بداية العكارة (ما يعادل 0.3 Mc. Farland) ^{*}، ثم نضيف إليه مقداراً من الجليسرول المعقم يساوي ثلث كمية الوسط السائل، ونمزجها جيداً، ثم نحضن لمدة ساعة كاملة في درجة حرارة مناسبة. نوزع ما بداخل الأنبوب على أنابيب صغيرة معقمة (مثل أنابيب التنقيط سعة 1.5 مل ذات الغطاء، Ependrove) بمقدار 1 مل لكل أنبوب ونحفظها بالمجمدة عند درجة حرارة - 20 م - 80 م، وعند الاستعمال نقوم بتنشيط الخلايا الجرثومية بزرعها على أوساط استزراع سائلة مناسبة.

4- التجميد المباشر: يجري ذلك بتجميد الخلايا الجرثومية مباشرة عند الدرجة صفر إلى -20°م، وربما تنجح هذه الطريقة ولكن لا يوصى باتباعها حيث

* Mc. Farland وحدة قياس تستعمل لتقدير عدد الخلايا الجرثومية في الأوساط السائلة. وكل (1) MC.F. يساوي 10×3^8 خلية جرثومية /مل.

تتعرض الخلية الجرثومية للتخريب، ومع ذلك فهناك بعض الأنواع الجرثومية يمكن أن تحفظ بهذه الطريقة مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين.

5- التجفيف: يموت معظم الأنواع الجرثومية إذا ترك يجف في المختبر إلا أن الأنواع التي تستطيع إنتاج الأبواغ Spores يمكن أن تحفظ بالتجفيف في الوسط المناسب سواء في التربة أم في شرائط أم أقراص الترشيح أم في الهلام.
ثانياً: الحفظ لمدة طويلة الأجل:

1-التجفيف مع التجميد (التجفيد) Freeze-drying (Lyophilization):

هذه واحدة من أفضل الطرائق لحفظ الجراثيم والأحياء الدقيقة الأخرى، حيث تظل هذه الكائنات في صورة حية مدة تصل إلى ثلاثين عاماً. تعتمد فكرة هذه الطريقة على إزالة الماء من داخل المعلق الجرثومي، وعند الحاجة إليها يمكن إعادة تعليقها في الماء بسهولة مرة أخرى.

2- التجميد العالي والحفظ تحت النتروجين السائل:

يتم التجميد السريع والحفظ في حالة مجمدة عند درجة حرارة النتروجين السائل (-196°م) وتصلح هذه الطريقة لحفظ المزارع الجرثومية لمدة عشرين عاماً.

الفصل السابع

تقدير عدد الخلايا الجرثومية في عينة ما

Estimating Microbial Cell Count in a Sample

بما أن الاختبارات الميكروبيولوجية تعتمد على إجراء اختبارين أساسيين هما:
- اختبار كمي للأحياء الدقيقة: أي تقدير عدد الجراثيم والخمائر والفطريات الموجودة في العينة عموماً.

- اختبار نوعي للأحياء الدقيقة: ويتعلق هذا الاختبار بتحديد الزمرة الجرثومية؛ أو النوع الجرثومي المراد التحري عنه.

لذلك يتحتم علينا معرفة الطرائق التي تمكننا من تقدير العدد الكلي للخلايا الجرثومية في عينة ما، والتي تقسم إلى:

١- تقدير العدد الكلي للخلايا الميكروبية باستعمال المجهر.

٢- تقدير العدد الكلي للخلايا الميكروبية بإجراء إحصاء للمستعمرات على أوساط خاصة بالعد.

١- الطرائق المجهرية

يتم التعداد مباشرة بالمجهر في محضرات ملونة، حيث ينشر حجم معلوم من المزرعة أو المعلق الجرثومي (٠.٠١ مل) بانتظام على مساحة معلومة من صفيحة زجاجية حيث يثبت الغشاء الناتج ويلون، ثم تحصى الجراثيم الفردية في الساحة المجهرية؛ ويحسب عدد الخلايا في ١ مل من المعلق (هذه طريقة قديمة)، تستعمل حالياً صفائح خاصة مثل صفيحة بتروف هوسر Petroff-Hausser وهي صفيحة فيها حجرة للعد تساعد على إجراء الإحصاء بدقة وسرعة دون تلوين (الشكل ٢٧) تستعمل غالباً على التكبير 400x أو 500x.

ولحساب وسطي عدد الجراثيم نحسب عدد الجراثيم بأفضل تركيز للخلايا في المربع (الموضح بالشكل ٢٧) وفق الآتي:

- كل ٢٥ مربعاً تغطي مساحة ١مم^٢، وعليه يكون العدد الكلي للجراثيم في ١مم^٢ في الحجرة يساوي عدد الجراثيم في المربع ٢٥ × . وبما أن عمق الحجرة ٠.٠٢مم فعليه يكون حجم السائل المحجوز في شبكة المربعات (حجم العينة) يساوي:

$$١ \times ١ \times ٠.٠٢ \text{ مم}^٣ = ٠.٠٢ \text{ مم}^٣ = ٠.٠٢ \times ١٠^{-٣} \text{ سم}^٣ \text{ (مل)}$$

وحسب القانون:

$$\frac{\text{عدد الجراثيم في العينة}}{\text{حجم العينة}} = \text{عدد الجراثيم في ١ مل}$$

$$\text{إذا: عدد الجراثيم في ١ مل} = \frac{\text{عدد الجراثيم في المربع} \times ٢٥}{٠.٠٢ \times ١٠^{-٣}}$$

وبالتالي: عدد الجراثيم في مل = عدد الجراثيم في المربع ٢٥ ×

$$١٠ \times ٥٠ \times$$

مثال: إذا أمكن عد ٢٨ خلية جرثومية في المربع يكون عدد الجراثيم في ١ سم^٣ يساوي

$$\text{عدد الجراثيم في ١ سم}^٣ = ١٠ \times ٥٠ \times ٢٥ \times ٢٨ = ١٠ \times ٣.٥ \times \text{خلية} / \text{سم}^٣.$$

وإذا كانت العينة المدروسة ممددة، فعلياً أن نضرب بمقلوب التخفيف.



الشكل ٢٧ حجرة بيتروف هوسر للعد.

a-منظر جانبي لحجرة العد يظهر الساترة الزجاجية التي تحتجز تحتها عينة البكتريا المراد عدّها.

b- منظر علوي لحجرة العد يظهر شبكة العد في وسط الصفحة.

c- تكبير لشبكة عد الجراثيم في مركز المربعات المعدودة، وعدد المربعات ٢٥ مربعا.

من عيوب هذه الطريقة :

- أ- أنها تعطي العدد الكلي للخلايا الحية والميتة.
- ب- ليست كافية في حالة المعلقات المخففة جداً.
- ج- طريقة مجهدة للنظر .

٢- طريقة الأطباق

تعتمد هذه الطريقة على استزراع الجراثيم (١ مل أو ١ غ من العينة المراد فحصها) في أوساط غذائية صلبة ملائمة داخل أطباق بتري معقمة، وتحضين هذه الأطباق بدرجة حرارة مناسبة ثم إحصاء عدد المستعمرات النامية فيها (أو ما يسمى cfu=colony forming unit) بعد مدة زمنية معينة تختلف باختلاف النوع الجرثومي المدروس، يمكن أن نحصل بهذه الطريقة على عدد كبير من المستعمرات التي تتداخل في حدودها فيكون احتمال الخطأ كبيراً، لذلك يجرى تخفيف متدرج للعينة المدروسة (انظر الشكل ٢٢) لدرجة تسمح بظهور عدد من المستعمرات في الأطباق يتراوح بين ٣٠ و ٣٠٠ مستعمرة.

وبمعرفة التخفيف نستطيع معرفة عدد الجراثيم الموجودة في ١ مل؛ عن طريق إجراء عملية ضرب لمعدل وسطي عدد الجراثيم في المكررات للتخفيف الواحد بمقلوب التخفيف نفسه.

يمكن إجراء العدّ بالعين المجردة، أو يمكن استعمال المكبرة، أو استعمال عدّاة الجراثيم لتسهيل عملية العد.

ولكن لهذه الطريقة عيوب أيضاً من أهمها:

- أ- تحتاج إلى وقت طويل نسبياً.
- ب- قد تشترك أكثر من خلية جرثومية لإعطاء مستعمرة واحدة.

ج- قد تكون شروط ووسط الاستزراع غير ملائمة لنمو جميع الخلايا الجرثومية، فقد يكون هناك جراثيم لم تستطع التعبير عن نفسها وإظهار المستعمرات. وبذلك يكون العدد الكلي المقدر أقل من العدد الحقيقي الموجود في ١ مل من العينة. نظراً إلى أهمية هذه الطريقة وكثرة استعمالها، سنشرح مثالاً مفصلاً في نهاية الفصل من خلال تطبيقها على دراسة جراثيم الحليب.

٣- طريقة الوسط السائل

تستعمل هذه الطريقة لتقدير العدد التقريبي للجراثيم أو المجموعات الجرثومية الحية والنشيطة الموجودة في عينة ما مثل الأغذية أو الماء، وتجرى خصوصاً لإحصاء الجراثيم القولونية Coliforms؛ حيث تلتحق أوساط غذائية سائلة ملائمة (مثل وسط ماکونكي السائل) وموزعة في أنابيب اختبار بمعلق العينة المتدرج في التخفيف؛ وتحضن في شروط مناسبة مدة زمنية مناسبة.

تتم الجراثيم القولونية في هذه الأوساط على هيئة عكر أو غشاء أو راسب مع إطلاق غاز أو تغيير لون المشعر... حسب النوع الجرثومي.

وتعد هذه الأنابيب موجبة مقارنة بالأنابيب السلبية التي لا تبدي مثل هذه الصفات، ثم نحسب العدد الأكثر احتمالاً أو العدد الأرجح (MPN). Most probable number والذي يسمى بالعدد الاحتمالي أو التقريبي؛ ويمثل تقدير كثافة الأحياء الحية Viable organisms في الوسط الغذائي أو العينة؛ وهو مشتق من تطبيق نظرية الاحتمالات عند حساب كثافة الأحياء الدقيقة في الوسط الغذائي. ويقدر العدد الأرجح الأعداد الحية لجراثيم القولون فقط (مجموعة الكوليفورم Coliform bacteria).

نقدر العدد الأرجح بالرجوع إلى جداول العد التقريبي (الجدول ٤).

يمكن حساب عدد الجراثيم الأكثر احتمالاً في ١ غ أو ١ مل من العينة بعد تلقيح أوساط الزرع السائلة بكمية معلومة من معلق متدرج بالتخفيف من العينة، حيث يعمل ٣ أو ٥ مكررات من التخفيف الواحد؛ وتستعمل لذلك ٣ تخفيفات. ويحدد عدد الأنايبب الموجبة في كل تخفيف. وبالرجوع إلى الجداول نحصل على العدد الأكثر احتمالاً MPN/g.

الجدول ٤ : العدد الأكثر احتمالاً MPN لجراثيم الكوليفورم في عينات الأغذية.

Pos. tubes			Conf. Lim.			Pos. tubes			Conf. lim		
1	.1	.01	MPN/g	Low	High	1	01	.01	MPN/g	Low	High
0	0	0	.000	.000	.950	2	2	0	2.11	.452	4.25
0	0	1	.301	.015	.960	2	2	1	2.76	.870	9.45
0	1	0	.305	.015	1.07	2	2	2	3.48	.870	9.45
0	1	1	.611	.124	1.81	2	3	0	2.86	.870	9.45
0	2	0	.619	.124	1.81	2	3	1	3.60	.870	9.45
0	3	0	.944	.356	3.75	3	0	0	2.31	.458	9.45
1	0	0	.357	.017	1.81	3	0	1	3.85	.870	10.5
1	0	1	.723	.126	1.82	3	0	2	6.36	1.68	18.3
1	0	2	1.10	.356	3.75	3	1	0	4.27	.900	18.3
1	1	0	.736	.126	2.03	3	1	1	7.49	1.69	20.0
1	1	1	1.12	.356	3.80	3	1	2	11.5	3.70	42.5
1	2	0	1.14	.356	4.20	3	1	3	15.9	4.00	42.5
1	2	1	1.54	.450	4.20	3	2	0	9.33	1.81	42.5
1	3	0	1.57	.452	4.20	3	2	1	14.9	3.70	42.5
2	0	0	.918	.144	3.75	3	2	2	21.5	4.00	42.7
2	0	1	1.43	.362	4.20	3	2	3	29.2	9.00	100.
2	0	2	1.99	.452	4.20	3	3	0	24.0	4.20	100.
2	1	0	1.47	.368	4.20	3	3	1	46.2	9.00	200.
2	1	1	2.05	.452	4.20	3	3	2	110.	18.0	410.
2	1	2	2.68	.870	9.45	3	3	3	-	42.5	-

٤ - طريقة الترشيح الغشائي

طريقة مهمة وضرورية في حال دراسة العينات التي تحتوي على أعداد قليلة جداً من الجراثيم مثل اختبار تلوث عينات الماء بالسلمونيلة، واختبار تلوث

الهواء، كما يمكن استعمالها لاختبارات تلوث الأغذية، حيث يجري ترشيح جراثيم العينة وحجزها بأوراق ترشيح خاصة مختلفة في أقطار مسامها، ثم توضع ورقة الترشيح هذه داخل أطباق إحصاء خاصة؛ وتحصى إما مباشرة أو بعد تلوينها أو يمكن أن تحضن أوراق الترشيح في شروط مناسبة؛ ثم تحصى المستعمرات النامية بعد مدة معينة (الشكلين ٢٨، ٢٩).

الشكل ٢٨ رسم تخطيطي يوضح طريقة الإحصاء باستعمال أغشية الترشيح.

الشكل ٢٩ مستعمرات نامية على أغشية الترشيح، عينات من أغشية الترشيح على أوساط مختلفة:
(a) وسط الآغار المغذي لعد الجراثيم. (b) وسط الجراثيم المعوية البرازية حيث تبدو المستعمرات زرقاء. (c) وسط وراث آغار لتنمية الخمائر والفطور.

الفحص الميكروبيولوجي للحليب Microbiological Testing of Milk

يعد الحليب وسطاً جيداً لنمو كثير من أنواع الأحياء الدقيقة كالجراثيم وبعض الخمائر والأعفان. وما أن تصل هذه الأحياء إلى الحليب حتى تنشط وتتكاثر بسرعة في درجة الحرارة الملائمة لها، نظراً إلى أنه يحتوي على جميع المواد الغذائية الضرورية لنموها.

تتلخص أهمية دراسة الأحياء الدقيقة في الحليب ومنتجاته بالآتي:

- الأضرار التي تسببها للحليب ومشتقاته، سواء أكانت في مراحل التحضير أم بعدها؛ وتقع المسؤولية على المنتج.
- الاستفادة من بعض أنواع الأحياء الدقيقة في صناعة بعض المشتقات مثل اللبن والجبنة والزبدة وغيرها.
- الأمراض التي تسببها بعض الأحياء الدقيقة للإنسان بوساطة الحليب ومشتقاته، مثل السل، الحمى التيفية ونظيرة التيفية، الهيضة (الكوليرا) وغيرها.

مصادر تلوث الحليب

هي مصادر عديدة جداً منها:

- ١- الحيوانات الحلوبة: أهم مصادر التلوث من الحيوانات الحلوبة هي الأحياء الدقيقة الموجودة طبيعياً داخل الضرع وخارجه، وعندما يكون الحيوان مصاباً بمرض.
يكون الحليب معقماً عادة عندما يُفرز من الحيوانات السليمة، إلا أنه قد يتلوث بالأحياء الدقيقة. وتحتوي القطرات الأولى من الحليب على أعداد أكثر من الجراثيم، لذلك تُستبعد عندما يُراد الحصول على حليب محتواه الجرثومي منخفض.

٢- الهواء: مصدر جيد للتلوث ولاسيما عندما يثار الغبار قبل الحلابة أو في أثنائها، لكن ذلك لا يتعدى إضافة بضعة آلاف من الأحياء الدقيقة إلى كل مليونتر حليب.

٣- جلد الحيوان الحلوب: يسقط خلال عملية الحلابة بعض المواد الغريبة مثل الروث والتراب من على الجلد وغيرها، فيصل من التراب كثير من أنواع *Bacillus* و *Clostridium* ، ومن الروث أنواع من جنس *Escherichia* و *Clostridium*.

٤- الآلات والأدوات المستعملة في الإنتاج: تشمل كل الأجهزة والأوعية التي يلامسها الحليب مثل أوعية الجمع والمصافي والمبردات والفرزات والزجاجات وأجهزة تعبئتها.

٥- الحلاب: قد يكون الحلاب مصاباً بأمراض تنتقل إلى الحيوان السليم، أو تنتقل إلى الحليب نفسه.

٦- الذباب: يحمل الأحياء الدقيقة على جسمه وينقلها إلى الحليب، ولاسيما الجراثيم الممرضة.

معايير تصنيف جراثيم الحليب

- ١- التصنيف القائم على أساس القدرة على إحداث إصابات وأمراض.
- ٢- التصنيف القائم على استجابتها لدرجات الحرارة (جراثيم مقاومة للبرودة- جراثيم أليفة للبرودة- جراثيم أليفة للحرارة وغيرها).
- ٣- التصنيف القائم على خصائصها الحيوية الكيميائية؛ حيث نميز المجموعات الآتية:

- جراثيم منتجة للحموض مثل *Lactobacillus*

- جراثيم منتجة للغاز مثل *E.coli*

- جراثيم محللة للبروتينات مثل *Proteus*

- جراثيم محللة للدهون مثل *Pseudomonas*

اختبارات الكشف عن جراثيم الحليب

إن بسترة الحليب أو غلي الحليب تقضي على الخلايا الإعاشية للجراثيم فقط؛ لكنها لا تقضي على أبواغ الجراثيم، كما أنها تقضي على الجراثيم الممرضة مثل السلمونيلة والعصيات السلية والريكيتسيا. وإن عملية البسترة تحافظ على القيمة الغذائية للحليب عكس عملية الغلي التي تفقد الحليب جزءاً من قيمته الغذائية. وتتم عملية البسترة بعدة طرائق.

تأتي عمليات الكشف الجرثومي للحليب سواء على الحليب الخام أم الحليب المبستر ليس فقط للتأكد من صلاحيته للشرب؛ وإنما للتأكد من أن الحليب يصلح للتصنيع (تحويله للأجبان والألبان)، أو للتأكد من نجاح عملية البسترة. ويتم ذلك عادة حسب عدة طرائق منها:

- تقدير عدد الجراثيم بالفحص المجهرى المباشر، بفحص قطرة من الحليب بعد تلوينها بأزرق الميتلين (تستعمل لذلك شريحة ميكرومترية)، أو باستعمال صفيحة بنزرووف هوسر ومن دون استعمال ملون.

- إحصاء عدد الجراثيم بزرع حجم معين من الحليب في أطباق بتري تحتوي على وسط مغذ مناسب (كشف كمي).

- اختبار الإنزيمات المرجعة، وتسمى بالطريقة غير المباشرة.

- اختبار إنزيم الفسفاتاز، للتأكد من نجاح عملية البسترة.

- اختبار أزرق بروم تيمول، للكشف عن جراثيم التهاب الضرع.

- الاختبار الكيفي لبعض المجموعات الفيزيولوجية باستزراعها في أوساط اصطفائية.

- اختبار الكشف عن الخمائر.

١ - اختبار إحصاء الجراثيم في الحليب باستعمال طريقة الأطباق:

يعد عدد الجراثيم الموجودة في عينة الحليب دليلاً مهماً على ظروف إنتاجه وتداوله وجودته (الحفاظ على الجودة (keeping quality) فزيادة عدد الجراثيم بالحليب الخام (الطازج) يدل على تلوثه بدرجة كبيرة عند إنتاجه وتداوله أو عدم تبريده، قد يحتوي الحليب على عدد مرتفع نسبياً من الجراثيم دون أن يظهر عليه أي تغير غير طبيعي، ويرجع سبب ذلك إلى أهمية وجود الجراثيم بأعداد كبيرة (تزيد على مستوى معين) لإظهار التغيرات غير الطبيعية. ولنوع الجراثيم ومصادرها أهمية بالغة في تحديد نوع الفساد، فمثلاً وجود الجراثيم العصوية المتبوعة، وكذلك جراثيم القولون (مجموعة الكوليفورم Coliform) يدل على تلوث الحليب بالتربة عند الإنتاج.

ملاحظة: إن عدد جراثيم القولون المسموح بها حسب المواصفات السورية هي خمس خلايا جرثومية في ١ مل فقط. وأكثر من ذلك يعد الحليب ملوثاً بالبراز وذلك للحليب المبستر والخام معاً.

- لا تنمو جميع الأحياء الدقيقة الموجودة في الحليب بسوية واحدة بدرجة حرارة معينة، لذلك اعتمدت طريقة موحدة باستعمال درجة حرارة معينة ووسط زرع مناسب لتقدير أعداد الجراثيم التي تنمو في هذه الظروف.

الأدوات والمواد اللازمة:

- عينات من الحليب الخام أو المبستر المراد اختباره.
- أطباق بتري معقمة فارغة، ماصات معقمة.
- ٦ أنابيب اختبار مرقمة من ١ إلى ٦ في كل منها ٩ مل من الماء المقطر المعقم، أو من المحلول الفيزيولوجي المعقم (محلول ملحي تركيزه ٨.٥-٩/١٠٠٠).

- حمام مائي.

- وسط عد جرثومي، مثل الأغار المغذي Nutrient Agar.

طريقة العمل:

١- ضع دوزق وسط الاستزراع في الحمام المائي حتى يسيل (يتميع أو يصهر) Liquidize ثم برده حتى درجة حرارة ٤٥° م، (احفظه بهذه الدرجة من الحرارة لحين الاستعمال).

٢- رج عينة الحليب نحو ٢٥ مرة، ثم اعمل منها التمديدات تحت ظروف التعقيم من (١/١٠ ، ١/١٠٠ ، حتى ١/١.٠٠٠.٠٠٠) باستعمال الماء المقطر أو المحلول الفيزيولوجي المعقم، بأخذ مقدار ١ مل من عينة الحليب وإضافته إلى الأنبوب رقم ١ الذي يحوي على مقدار ٩ مل من الماء المقطر المعقم، ثم أدر الأنبوب بين راحة الكفين لتمام مزج الحليب بالماء فنحصل على التمديد ١/١٠ أو ١٠^{-١}.

٣- انقل بوساطة ماصة معقمة أخرى مقدار ١ مل من التمديد ١/١٠؛ أي من الأنبوب رقم ١ إلى الأنبوب رقم ٢ وامزج جيداً بين الكفين فتحصل على التمديد ١/١٠٠ أو ١٠٠^{-٢}.

٤- كرر ما سبق حتى تصل إلى التمديد ١/١.٠٠٠.٠٠٠ أو ١٠^{-٣} مع مراعاة استعمال ماصة معقمة جديدة في كل مرة، ومراعاة شروط التعقيم وعملية التجانس عن طريق المزج الجيد بين راحة الكفين.

٥- انقل مقدار ١ مل لماصة معقمة من كل تمديد إلى الطبق المقابل (الشكل ٢٢) ورقم الأطباق مع تسجيل التركيز، وتاريخ الزرع، واسم الطالب (يمكن عمل مكررات على التراكيز).

٦- صب مقداراً من الوسط الزرعي (نحو ٢٠ - ٢٥ مل) في كل طبق (سماكة ١/٢ سم في كل طبق) بحيث يكون الوسط مصهوراً بدرجة حرارة ٤٥° م مع مراعاة شروط التعقيم، ثم حرّك الطبق جيداً حتى يمتزج الوسط مع مقدار ١ مل من التخفيفات السابقة ويتم التوزيع بانتظام.

٧- اترك الوسط حتى يبرد ويتصلب، ثم اقلب الأطباق واحضنها بعدئذ في الحاضنة بدرجة حرارة قدرها ٣٧° م فترة تحضين قدرها ٢٤ - ٤٨ ساعة.

٨- أخرج الأطباق من الحاضنة وعد المستعمرات الجرثومية Colonies أو ما يسمى (Colony forming unit CFU)، حيث تُعدّ الأطباق التي تحتوي على عدد يتراوح ما بين ٣٠ - ٣٠٠ مستعمرة.

٩- احسب عدد الجراثيم في المليتر الواحد (١ سم^٣) من الحليب بتطبيق المعادلة:

$$\text{عدد الجراثيم في ١ مل} = \frac{\text{عدد المستعمرات في المكررات} \times \text{مقلوب نسبة التخفيف}}{\text{حجم العينة}}$$

أو سجل النتائج في جدول (الجدول 5)

الجدول 5. تسجيل نتائج عد الجراثيم

١ ⁻ ١٠ (١٠٠٠٠٠٠٠/١)		١٠ ⁻ ١٠ (١٠٠٠٠٠٠/١)		نسبة التخفيف
٢	١	٢	١	عدد المكررات
				عدد المستعمرات
				متوسط عدد المستعمرات
				× مقلوب نسبة التخفيف
				الوسطي

يجب الانتباه إلى اتباع التعليمات الآتية في أثناء العمل:

١- تؤخذ ماصة معقمة في كل مرة.
٢- عدم لمس فوهة الوعاء الحاوي على الحليب المراد فحصه خوفاً من التلوث، ويستحسن تمرير الماصة بلطف على اللهب مع عدم تعريضها للحرارة العالية كيلا تكسر.

٣- عدم غطس الماصة أكثر من ٣ سم في العينة.
٤- عند عمل تخفيف في أنبوبة تخفيف جديدة تعاد عملية الخض حتى نضمن تجانس العينة.

٥- عند وضع الحليب في أطباق بتري يجب عدم رفع الغطاء المعقم نهائياً ووضعها على المنضدة بعيداً عن الطبق، وإنما اتباع الطريقة الصحيحة لذلك.
مناقشة النتيجة:

أولاً - الحليب المبستر:

يصنف هذا الحليب تبعاً لعدد الجراثيم الموجودة فيه كالآتي:

- ١- ذو نوعية جيدة جداً عند احتوائه أقل من ٣٠٠.٠٠٠ خلية في ١ مل.
- ٢- ذو نوعية جيدة عند احتوائه ٣٠٠.٠٠٠ - ١.٠٠٠.٠٠٠ خلية في ١ مل.
- ٣- ذو نوعية أقل من عادية عند احتوائه ١.٠٠٠.٠٠٠ - ٢.٠٠٠.٠٠٠ خلية في ١ مل.

٤- ذو نوعية رديئة عند احتوائه أكثر من ٢.٠٠٠.٠٠٠ خلية في ١ مل.

ثانياً - بالنسبة للحليب الخام:

يُعدُّ الحليب الخام الذي يحتوي ٥٠٠.٠٠٠ جرثومة / ١ مل حليباً مقبولاً، لكن العدد الكلي للجراثيم ليس مهماً بدرجة الأهمية نفسها لنوعية الجراثيم.
من عيوب هذه الطريقة:

- ١- قد تشترك أكثر من خلية في تشكيل المستعمرة الجرثومية.

٢- بعض الجراثيم لا يظهر على هيئة مستعمرات يمكن عدّها؛ لأن الظروف غير ملائمة لنموها وتطورها.

٣- طريقة تحتاج وقتاً طويلاً.

٤- لا تنمو جميع الأحياء الدقيقة الموجودة في الحليب بسوية واحدة.

إذا نلاحظ دوماً أن العدد الذي نقرؤه أقل بكثير من العدد الحقيقي، ولكن رغم هذه الأخطاء فإن هذه الطريقة الموحدة المتبعة باستعمال درجة حرارة معينة؛ ووسط زرع معين ومناسب لتقدير أعداد الجراثيم التي تنمو في هذه الظروف، هي طريقة معترف بها.

٢- اختبار الإنزيمات المرجعة:

تعد اختبارات الإرجاع من الطرائق غير المباشرة لتقدير الحمل الجرثومي (تقدير كمية الجراثيم في الحليب)، كما تُعطي فكرة جيدة عن نظافة الحليب.

مبدأ الطريقة:

إن تكاثر الجراثيم في الحليب يؤدي إلى استهلاك نسبة عالية من الأكسجين؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في كمون الأكسدة والإرجاع يتناسب مع عدد ونوعية الجراثيم.

ويمكن عملياً الكشف عن هذا التغيير في كمون الأكسدة والإرجاع باستخدام صبغات زرقية المتألين أو الريزازورين Resazurin؛ إذ إن الصيغة المؤكسدة لهذين الملونين تكون باللون الأزرق وتكون الصيغة المرجعة عديمة اللون، وتتناسب المدة اللازمة عادة لزوال اللون عكساً مع عدد الجراثيم في عينة الحليب.

اختبار إرجاع لون أزرق الميتلين Methylene blue reduction test :

يمكن تحديد درجة جودة الحليب ونوعيته عن طريق اختبار إرجاع ملون زرقة الميتلين، والزمن اللازم لهذا الإرجاع؛ إذ يتوقف هذا الزمن على عدد الجراثيم النشيطة الموجودة في الحليب، فإذا ما ارتفع عددها فإنها تحتاج إلى كمية أكبر من غاز الأكسجين، وبذلك يُرجع لون الملون (الصبغة) في وقت أسرع. يكون لون زرقة الميتلين أزرق في حالته المؤكسدة، لكنه يصبح عديم اللون عندما يستقبل الهيدروجين (عندما يرجع)، وتُبين سرعة إرجاع اللون مدى سرعة عمليات الأكسدة. وإذا حدثت عملية إرجاع زرقة الميتلين في وجود الهواء، أو إذا حُرر تيار من الهواء، فإن ذلك يعمل على إعادة أكسدة الملون وعودته إلى اللون الأزرق مرة ثانية.

ويعود إرجاع لون زرقة الميتلين إلى نشاط إنزيمات الأكسدة (النازعة للهيدروجين Dehydrogenases في وجود مواد التفاعل العضوية المختلفة). يُلخص هذا الاختبار بإضافة كمية معلومة من الملون إلى الحليب؛ ويجري تحضينه بدرجة حرارة قدرها 37°م ثم ملاحظة تغير اللون في الحليب في أزمنة متفاوتة. وهكذا فلون زرقة الميتلين سيُرجع في زمن قصير بحالة الحليب ذي النوعية الرديئة وبعكس الحليب ذي النوعية الجيدة، فإن الزمن اللازم لاختزال هذا الملون يكون طويلاً.

الأدوات والمواد اللازمة:

- عينة الحليب المراد فحصها.
- أنابيب اختبار فارغة ومعقمة.
- ماصات معقمة.
- صبغة زرقة الميتلين ١/٢٠٠٠٠٠٠ المحضرة حديثاً؛ والمحفوظة في البرودة

والظلام.

- حمام مائي بدرجة حرارة (٣٧م).

طريقة العمل:

١- اخلط عينة الحليب جيداً، ثم انقل مقدار ١٠ مل بماصة معقمة إلى أنبوب اختبار معقم.

٢- أضف مقدار ١ مل من محلول أزرق الميتلين ١/٢٠٠٠٠٠٠ المحضر حديثاً؛ والمحفوظ في البرودة والظلام إلى عينة الحليب الموجودة في الأنبوب.

٣- رج الأنبوب جيداً للحصول على مزيج ذي لون أزرق واضح ومتجانس (يمكن عمل عدة أنابيب).

٤- ضع الأنابيب في حمام مائي بدرجة حرارة ٣٧ م° بالضبط؛ وحيثما تصل درجة عينة الحليب إلى ٣٧ م° بالضبط بأشر بتسجيل الزمن. ويجب مراعاة وضع الأنابيب بحيث يكون سطح الماء في الحمام المائي أعلى من سطح عينات الحليب داخل الأنابيب مع مراعاة إبعاد الضوء عن الأنابيب في الحمام المائي عن طريق تغطيته بغطاء خاص.

٥- راقب الأنابيب داخل الحمام المائي بمعدل كل ١٥-٢٠ دقيقة، وسجل الزمن الذي يزول عنده اللون الأزرق، ارفع الأنابيب التي يزول لونها من الحمام، أما تلك التي لم يتغير لونها فنقلب مرة واحدة وتعاد إلى الحمام المائي، والأنابيب التي قد تغير لونها جزئياً؛ تعاد إلى الحمام دون أن تقلب.

يلاحظ أن الوقت الذي يُرجع فيه لون زرقاة الميتلين يتناسب عكسياً مع العدد الكلي للجراثيم في عينة الحليب، فكلما كان عدد الجراثيم كبيراً كانت المدة اللازمة لإرجاع أزرق الميتلين قصيرة.

يمكن تحديد جودة عينة الحليب الخام بالاستعانة بالجدول 6.

جدول رقم 6 تحديد جودة عينة الحليب الخام

سرعة زوال (اختفاء) اللون	عدد الجراثيم في ١ مل تقريباً	جودة الحليب
٢٠ دقيقة أو أقل	أكثر من ٢٠ مليون	A سيء جداً
من ٢٠ دقيقة حتى ساعتين	بين ٤-٢٠ مليون	B سيء
من ساعتين حتى خمس ساعات ونصف	٥٠٠٠٠٠ إلى ٤ ملايين	C متوسط
من خمس ساعات ونصف حتى ٧ ساعات	١٠٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠٠	D جيد
أكثر من ٧ ساعات	أقل من ١٠٠٠٠٠	E جيد جداً

كيفية تحضير محلول ملون أزرق الميثيلين:

نحل ٠.٠٥ غ من صبغة زرقة الميثيلين (٩٠% صبغة) في ١٠٠٠ مل من الماء المقطر.

الفصل الثامن

استزراع الجراثيم اللاهوائية المجرية

Culturing of Bacteria

دراسة الجراثيم اللاهوائية:

تشمل الدراسة زرع هذه الجراثيم وعزلها وتحديد نوعيتها بدءاً من بيئتها الطبيعية. وبما أن هذه الجراثيم لا هوائية مجبرة فيجب أن تنمو في بيئات خالية تماماً من الأكسجين، لذلك يعتمد إلى نزعها من الوسط بوسائط عدة.

الوسائط المستعملة لنزع الأكسجين من أوساط الاستزراع:

الغاية من ذلك نزع الأكسجين الحر من الأوساط الزرعية بوسائل مختلفة.

1- الوسائل الفيزيائية: وتتم بوضع الوسط الزرع في حمام مائي غال مدة 20 دقيقة وهذا ما ندعوه بتجديد الوسط لإخراج الأكسجين المنحل بالوسط. وفي حالة الوسط السائل نضيف زيت البرافين على السطح لعزله عن الهواء.

2- الوسائل الكيميائية: تضاف مواد مرجعة إلى الوسط لتثبت الأكسجين الحر بعملية الإرجاع، بشرط ألا تعوق هذه المواد نمو الجراثيم مثل حمض البيروغاليك - حمض التيوغليكوليك - السيستين - حمض الأسكوربيك.

ويفضل عادة زرع الجراثيم اللاهوائية على أوساط تحتوي الغلوكوز؛ لأن إضافة الغلوكوز إلى وسط قلوي سيؤدي عند وضع الوسط في حمام مائي غال إلى تحرر بعض المواد المرجعة التي تساعد على النمو اللاهوائي.

3 - الوسائل الحيوية: بإضافة أجزاء من الأعضاء أو النسج أو الدم أو المصل بصورة عميقة إلى الأوساط الزرعية (مثلاً إضافة جزء من الكلية أو الكبد توضع في وسط يحتوي المرق المغذي).

الطرائق المستعملة في زرع الجراثيم اللاهوائية:

- 1- طريقة الزرع العميق: يجري الزرع في أنابيب أو ضمن الأطباق.
- 2- طريقة الزرع على السطح: تستعمل الأوساط السابقة نفسها، لكن في أطباق بعد نزع الأكسجين من الوسط ويتم الزرع على السطح والحضن في شروط لاهوائية، وفق نُظْم مختلفة نذكر منها:
أ - استعمال البيروغالول Pyrogallol: مسحوق قلوي، حيث نضع برشامة تحوي 2 غ منه على السطح الخارجي لغطاء التطبيق، ثم نضع الغطاء فوق العبوة بوضع مقلوب، ونثبت الغطاء على العبوة بشريط لاصق (الشكل 30).



الشكل 30 استعمال برشامة البيروغالول في التطبيق.

كما أنه يمكن استعمال البيروغالول مع أنابيب الأغار المائل (الشكل 31):

الشكل 31 استعمال البيروغالول في الأنبوب.

ب - استعمال الجرة اللاهوائية: وعاء معدني أو بلاستيكي مُحكم الإغلاق، ويمكن جعل الوسط داخل الجرة لاهوائياً كالآتي:

• طريقة توليد الغاز: (الشكل ٣٢) نستعمل ظرفاً مغلقاً مجهزة تجارياً يستعمل مرة واحدة يحتوي مضغوطتين: إحداهما حمض الستريك مع بيكربونات الصوديوم لإطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون، والثانية بورهيدرات الصوديوم. نضع الظرف + الأطباق + ١٠ مل ماء عادي داخل الجرة ثم تغلق. يحدث التفاعل، فينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون من المضغوطة الأولى وغاز الهيدروجين من المضغوطة الثانية، وبوجود وسيط البلاديوم يتفاعل الهيدروجين

الشكل 32 الجرة اللاهوائية

مع الأكسجين ليعطي الماء خلال 15 - 30 دقيقة (إن غاز ثنائي أكسيد الكربون ضروري لنمو الجراثيم اللاهوائية ولا يدخل في التفاعل)، علماً بأنه تم حالياً تجهيز ظروف تجارية لا تحتاج إضافة أي شيء آخر إلى الجرة.

نضيف شريطاً مشعراً من زرقة المثلين عادةً الذي يزول لونه عند غياب الأكسجين، للتأكد من خلو الجرة من الأكسجين. يحتاج زوال لون المشعر 5 - 6 ساعات، أما انخفاض نسبة الأكسجين إلى أقل من 1% فيحتاج إلى نصف ساعة، بعدها فقط نضع الجرة في الحاضنة.

ملاحظة: يفقد وسيط البلاديوم فعاليته نتيجة الرطوبة وكبريت الهيدروجين الناتج عن الجراثيم ونواتج الاستقلاب الجرثومية الأخرى، لذلك يجب إعادة تنشيطه بعد كل استعمال بتسخينه في فرن جاف لمدة ساعتين بدرجة 170° م وحفظه في مكان جاف لحين الاستعمال.

ملاحظة: يجب ترك الجرة اللاهوائية مدة 2/1 ساعة في درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الحاضنة، لأن الأكسجين مازال موجوداً، وسيكون شديد السمية على اللاهوائيات في أثناء انقسامها وتكاثرها.

• **طريقة التخلية والاستبدال:** تجري عن طريق تزويد الحجرة بصمامات تسمح بتخلية الهواء واستبداله بمزيج لاهوائي من الأزوت بنسبة 85% والهيدروجين بنسبة 10% وغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5%.

ج - طريقة المحفظة الحيوية: محفظة بلاستيكية تتسع لعدد من الأطباق شفافة غير نفوذة للغاز نضع في داخلها ظرفاً تجارياً للتخلص من الأكسجين، تغلق بإحكام (يمكن لحمها بالحرارة) رخيصة الثمن ويمكن مراقبة النمو داخلها دون فتحها (الشكل 33).

الشكل 33 المحفظة الحيوية.

دراسة أشكال المستعمرات النامية لاهوائياً:

في حالة الزرع العميق يمكن تصنيف أشكال المستعمرات في نموذجين:

أ - أشكال منتظمة: عدسية الشكل بسيطة أو قلبية أو وريقة ثنائية أو ثلاثية (الشكل 34). وهي مستعمرات لا تملك إنزيمات الغالاكتاناز Galactanase التي

تفكك مادة الغالاكتان الموجودة في الأغار ومن ثم تبقى المستعمرات في مكانها دون أن تنتشر.

ب - أشكال غير منتظمة: تكون أشكال المستعمرات مختلفة مدورة أو غير منتظمة أو متفرعة كالأغصان، وهذه مستعمرات لجراثيم تمتلك إنزيمات الغالاكتاناز التي تفكك الأغار وتتشعب مكان الأغار المتفكك.



الشكل 34 أشكال المستعمرات في حال الزرع العميق.

- هذه المستعمرات تكون أحياناً شفافة أو عاتمة - بيضاء أو ملونة. ولكن أحياناً عندما نزرع هذه الجراثيم في العمق، فإنها تطلق فقاعات غازية تعوق رؤية أشكال هذه المستعمرات، وهذا من مساوئ طريقة الزرع العميق. أما في حال الزرع على السطح فإنها تعطينا مستعمرات مماثلة لمستعمرات الجراثيم الهوائية وأحياناً مستعمرات من النموذج الخشن أو من النموذج الأملس.

الفصل التاسع

الفحص المجهرى للجراثيم

Microscopic observing of Bacteria

إن صغر حجم الجراثيم يُحتمّ علينا فحصها بالمجهر، وذلك بعد تحضير العينات بدقة وعناية.

الفحص المجهرى للمحضرات الجرثومية

من أجل رؤية الجراثيم لابد من تكبيرها من 600 - 1000 مرة، ولفحص المحضر المهيأ والملون بالمجهر نستعمل العدسة الغاطسة التي تميّز من غيرها من العدسات بوجود إطار أسود في نهايتها السفلية، وعند الفحص نضع على اللطاخة الملونة قطرة من زيت الأرز عوضاً عن استعمال الساترة.

وعند استعمال المجهر نرفع المكثف إلى الأعلى مع فتح الحظار كاملاً. نضع الصفيحة على اللوحة ونثبتها بالقابضين، ونفحص بالتكبير 40 أو 60 أولاً حتى وضوح الرؤية ثم ندير على العدسة الغاطسة، ونضبط الرؤية بلولب الإحكام البطيء. أو نترك العدسة الغاطسة حتى تلامس قطرة الزيت، وبعد ذلك ننظر من العدسة العينية، ونحرك اللولب لرفع العدسة الغاطسة من الأسفل إلى الأعلى حتى ظهور معالم المحضر، ثم نجري المطابقة باللولب الصغير (البطيء).

وبعد إنهاء الفحص لابد من مسح قطرة زيت الأرز عن سطح العدسة الغاطسة، ويتم ذلك بقطعة من القطن مبللة بالزيتول (غول الخشب).

- الفحص المجهرى للجراثيم، يتم إما مباشرة بالحالة الحية أو بعد إجراء عملية

التثبيت والتلوين لها.

١ - الفحص المباشر

يجرى هذا الفحص على الجراثيم الحية غير الملونة والهدف منه التحري عن وجود الجراثيم وتقدير عددها الأولى في العينة المدروسة، باستعمال صفائح خاصة مثل صفيحة بتروف هوسر Petroff - Hausser (راجع فقرة تقدير عدد الخلايا الميكروبية في عينة ما)، ودراسة شكلها الخارجي وحجمها وطريقة تجمعها إن أمكن ، والأهم من ذلك هو دراسة حركتها.

_ دراسة الحركة عند الجراثيم:

يجب التفريق بين الحركة الحقيقية الناتجة عن وجود السياط حيث تندفع الجراثيم كالسهم بحركة مستقيمة أو دورانية انقلابية، وهذا يعود لتوزيع السياط في الخلية الجرثومية (الشكل ٣٥)، وبين الحركة الكاذبة الناتجة إما عن جذب السائل؛ إذ تتجذب جميع الجراثيم بالاتجاه نفسه بسبب حركة السائل، أو عن الحركة البروانية الناتجة عن اصطدام الجراثيم بجزيئات السائل الموجودة فيه؛ مما يجعلها تهتز بسرعة دون أن تنتقل من مكانها.

يجرى هذا الفحص في القطرة المعلقة **Hanging drop**.


الأدوات والمواد اللازمة :

- صفائح زجاجية مجوفة (صفائح ذات الحفرة).

- ساترات زجاجية.

- فازلين.

- مزارع جرثومية سائلة عمرها 18 - 24 ساعة.



الشكل 35 نمط الحركة عند الجراثيم


طريقة العمل (الشكل ٣٦):

- 1- نظف الصفيحة الزجاجية جيداً، ونظف الساترة.
- 2- ضع بوساطة قضيب زجاجي قليلاً من الفازلين حول تجويف الصفيحة

(الحفرة) أو على أطراف الساترة.

3- ضع قطرة صغيرة من المزرعة الجرثومية في منتصف الساترة الزجاجية

بإبرة التلقيح.



الشكل 36 آلية إجراء القطرة المعلقة

4- ضع الصفيحة على الساترة بحيث تكون قطرة المزرعة في وسط حفرة الصفيحة؛ فلتصق الساترة بالصفيحة بسبب وجود الفازلين (وظيفة الفازلين لصق الصفيحة بالساترة من جهة ومنع جفاف المحضر من جهة أخرى).

5- اقلب الصفيحة باحتراس، ولاحظ بقاء القطرة معلقة على الساترة.

6- افحص تحت المجهر (مجهر الحقل المظلم) بالتكبير الضعيف أولاً ثم بالتكبير القوي.

7- دَوِّن ملاحظاتك.

إذا كان المحضر نظيفاً والمجهر كذلك فإنك تستطيع التفريق بين الجراثيم المتحركة وغير المتحركة وتمييز طريقة الحركة.

٢- الفحص بعد التثبيت والتلوين

الهدف من فحص الجراثيم بعد تلوينها هو تسهيل رؤيتها ودراسة شكلها وحجمها واصطفاها ودراسة صفاتها الخلوية الخارجية التي لا يمكن تمييزها عادة بالفحص المباشر (كروية السياط أو المحفظة).

كما أنه بالتلوين يمكن معرفة الخواص التلويينية للخلية الجرثومية التي نفيد في معرفة هوية الجراثيم (مثال ذلك طريقة غرام التي تميز بين نمطين من الجراثيم - ودراسة مقاومة الجراثيم للكحول والحمض).

قبل أن نعرض طرائق التلوين يجب أن نأخذ فكرة بسيطة عن الملونات وطبيعتها.
طبيعة الملونات:

الملونات هي مواد صباغية تلون الجراثيم، ويكون هذا التلوين:


- إما بالتصاق المادة الملونة وترسبها على الجراثيم (على سطح الخلية الجرثومية) ومن أمثلة الترسيب عملية التفضيض بأملح الفضة، أو الامتزاز على سطح الخلية؛ وهذا ما يسمى بالتلوين السلبي Negative staining

- أو بدخول هذه الملونات عبر الجدار الخلوي الجرثومي وتكوين معقدات مع مركباته الكيميائية.

إذاً يكون التلوين إما بطريقة فيزيائية (امتزاز وترسيب)، أو بطريقة كيميائية (اتحادات كيميائية وتشكيل معقدات).

والملونات منها ما هو طبيعي كالهيماتوكسيلين Hematoxyline والحبر الصيني، ومنها ما هو صناعي.

والملونات عموماً هي أملاح يكون فيها أحد الشوارد ملوناً أو تكون معتدلة، فإذا كان الجزء المشحون إيجابياً هو حامل اللون مثال أزرق الميتلين:



فإن زرقة الميتلين هي ملح كلوري لزرقة الميتلين يكون الجزء المشحون إيجابياً هو حامل اللون، ويؤدي الاختلاف في الشحنة إلى اكتساب الخلايا الجرثومية لهذا الملون؛ إذ إن هذه الخلايا تكون ذات شحنة سلبية عندما توجد في وسط ذي pH قريب من الاعتدال، وتحصل عملية التلوين باتحاد زرقة الميتلين إيجابي الشحنة مع الخلايا ذات الشحنة المعاكسة. إن الملونات المشابهة لزرقة الميتلين والتي يكمن اللون فيها في الجزء إيجابي الشحنة تدعى بالملونات القلوية ومن أمثلتها الفوكسين - الزعفران - بنفسجية الجانسيان (البُورات البنفسجية).

أما الملونات التي يكون الجزء الملون فيها هو المشحون سلبياً أي الشاردة السلبية

هي حاملة اللون، فتسمى الملونات الحمضية، ومثالها الإيوزين المستعمل بصيغة

إيوزينات الصوديوم ويتشرد إلى $\text{Eosinate}^- + \text{Na}^+$

ومن أمثلة الملونات الحمضية أيضاً حمض المر.

وهناك ملونات معتدلة مثل إيوزينات زرقة المتلين.

عموماً تصطفي النواة الملونات الأساسية وتصطفي الهيولى الملونات الحمضية.

تحضير النموذج للتلوين: أي تحضير الغشاء الجرثومي (الطلاخة) (الشكل ٣٧)،

ويكون إما ابتداءً من مستعمرة نامية على وسط صلب، أو من وسط سائل.

- تحضير الغشاء الجرثومي وتثبيتته ابتداءً من مستعمرة نامية على وسط صلب:

إن الفحص المجهرى للجراثيم الملونة يقتضي قتلها أولاً، وتثبيت الخلايا على

الصفحة الزجاجية ثانياً؛ حتى لا تتجرف هذه الخلايا في أثناء عملية التلوين،

ولتحقيق ذلك اعتمدت الطريقة السهلة الآتية:

1- نظف الصفحة الزجاجية جيداً بمزيج من الكحول وحمض كلور الماء HCl

بنسبة 9 : 1.

2- خذ كمية قليلة من المستعمرة الجرثومية الفتية بإبرة البلاتين المعقمة والمبردة ثم

ضعها في منتصف الصفحة الزجاجية ضمن قطرة ماء معقم صغيرة الحجم.

3- افرش اللطخة الجرثومية بدلكها بالإبرة بحركة دورانية حتى تشكل غشاءً رقيقاً

متجانساً نسميه اللطخة الجرثومية Smear.

4- جفف اللطخة في تيار من الهواء ثم ثبتها بتمريرها ثلاث مرات متتالية فوق

اللهب، إن التسخين الخفيف يقتل الخلايا، ويجعلها تلتصق بسطح الصفحة،

ولكن التسخين الزائد يمكن أن يؤدي إلى تخريب بنية الخلية الجرثومية. ويمكن

التأكد من أن حرارة الصفيحة مناسبةً يجعلها تلامس ظهر اليد، إذ ينبغي أن تكون دافئة وغير حارقة، تسمى هذه العملية التثبيت Fixation.

5- اغسل الغشاء الجرثومي بعد تثبيته باحتراس بالماء المقطر للتخلص من آثار بعض الأملاح والمفرزات الموجودة في الوسط أو المفرزة من الجراثيم بغية عدم إعاقة وصول الملون إلى الخلية الجرثومية.







ملاحظة: إذا كنا نريد تلوين المحفظة يجب عدم غسل الغشاء الجرثومي بالماء كي لا تذوب المحفظة.

-تحضير الغشاء الجرثومي وتثبيته ابتداءً مستعمرة نامية في وسط سائلة:

- 1- حرك البيئة السائلة بطريقة الهز.
 - 2- عقم الإبرة، وبردها ثم ضع قطرة من المزرعة على سطح الصفيحة الزجاجية، وافرشها بحيث تشكل غشاءً جرثومياً، وفي حال كون المعلق كثيفاً، خفف المزرعة قبل استعمالها.
 - 3- اترك الغشاء يجف في درجة حرارة الغرفة.
 - 4- ثبت الغشاء بتمرير الصفيحة الزجاجية على اللهب عدة مرات بحيث لا تصل درجة الحرارة الصفيحة إلى درجة يصعب معها لمس الصفيحة باليد.
 - 5- اغسل الغشاء الجرثومي بعد تثبيته باحتراس بالماء المقطر.
- ملاحظة: تجرى عملية التلوين عادةً على مستعمرات فتية، لأن المستعمرات الكهلة تغير الكثير من صفاتها.

ابتداء من مستعمرة صلبة

ابتداء من بيبة سائلة



الشكل 37 آلية تحضير الغشاء الجرثومي.

طرائق التلوين

هناك عدة طرائق لتلوين الجراثيم تختلف باختلاف الأنواع الجرثومية وغاية التجربة. وهي إما بسيطة أو مركبة.

١- التلوين البسيط **Simple staining** : يجري بوضع الملون بتماس مع الغشاء الجرثومي مدة تتراوح بين دقيقة واحدة وعدة دقائق حسب طبيعة وكثافة الملون، فتبدو عندها الجراثيم مصبوغة بلون ذلك الملون. ويستفاد من هذه العملية بمعرفة وجود الجراثيم أو عدم وجودها، وتحديد شكلها واصطفاها. مثل: التلوين بزرق المِثلين.

الأدوات والمواد اللازمة

- صفائح زجاجية نظيفة.
- مزارع جرثومية عمرها 24 ساعة موجودة على سطح وسط الأغار.
- صبغة أزرق المِثلين (حضر الصبغة، ورشح المحلول قبل الاستعمال للتخلص من بلورات الملون إن وجدت). (راجع دليل تحضير الصبغات).
- زيت الأرز النقي.

طريقة العمل:

- 1- حضر الغشاء الجرثومي وثبته بالطريقة السابقة.
- 2- اغسل الغشاء الجرثومي بتيار خفيف من الماء كيلا تتجرف الخلايا الجرثومية من سطح الصفيحة الزجاجية.
- 3- ضع على الغشاء قطرة من الملون 2-3 دقائق، على أن يغمر الملون الغشاء الجرثومي.

4- أمِلْ الصفيحة حتى تتخلص من الملون الزائد.
5- اغسل بتيار مائي خفيف بحذر شديد حتى يصبح الماء المنسكب من الصفيحة صافياً؛ أي حتى زوال كامل الملون من على الصفيحة.
6- جفّف الصفيحة بورق النشاف بعناية فائقة أو بتعريضها لتيار من الهواء أو للهب خفيف.

7- ضع قطرة من زيت الأرز على الغشاء الجرثومي، ثم افحصه بالعدسة الغاطسة.

8- دوّن ملاحظاتك حول التجربة (لون الخلايا - تجمعها - شكلها) مع الرسم.
٢-التلوين السلبي **Negative staining** : تعدّ طريقة التلوين السلبي للأغشية الجرثومية ذات أهمية كبرى في تمييز الخلايا الجرثومية، وهو تلوين سهل، تستعمل هذه الطريقة عند الرغبة في قياس حجم الجراثيم حيث تظهر الخلايا بحجمها الطبيعي لعدم استعمال الحرارة مطلقاً في أثناء إجراء الصبغ. كما تستعمل لدراسة مظهر الجراثيم.

وتسمى الصبغة السالبة؛ لأنه يتم صبغ الشريحة دون الخلايا الجرثومية، فتظهر الخلايا شفافة غير مصبوغة وتظهر بقية الشريحة ملونة، ويرجع السبب في عدم دخول الصبغة جسم الخلية هو أن الصبغة المستعملة تكون ذات جزيئات كبيرة لا تتفد خلال الجدار الخلوي مثل الحبر الهندي (الصيني)، أو تكون صبغات حمضية عديمة أو قليلة التأثير في الخلايا الجرثومية (بمعنى آخر يتم التلوين السلبي عن طريق ترسيب الملون أو امتزازه على الخلايا أي بالطرائق الفيزيائية).

طريقة التلوين السلبي (الشكل ٣٨):

1- ضع جزءاً من مستعمرة جرثومية على طرف صفيحة نظيفة باستعمال إبرة زرع

معقمة.

2- ضع فوق جزء المستعمرة المنقول قطرة أو اثنتين بالإبرة من أحد الملونات المراد استعمالها مثل النيجروسين Nigrosin أو الحبر الهندي (الصيني) أو محلول الإيوزين، وامزجها مع الجراثيم جيداً.

3- افرش المعلق على كامل الصفيحة باستعمال ساترة. حيث توضع الساترة على مكان المعلق فوق الصفيحة بزاوية 45° بحيث ينتشر المعلق الجرثومي الملون على كامل طرف الساترة الملامس للصفيحة، ثم تفرش بالساترة على كامل الصفيحة مكونة ما يشبه اللطاخة.


4- جفّف اللطاخة بتركها في الهواء. لا تجفف بالحرارة. ادرس المحضر تحت المجهر.

يفيد التلوين السلبي في قياس حجم الخلايا الجرثومية.

3- التلوين المركب **Compound staining** : سميت الطريقة بذلك لاستعمال أكثر من ملون واحد فيها، وتتضمن عدة مراحل هي:

1- مرحلة التلوين: يتم فيها وضع الملون المراد استعماله على الغشاء زمنياً كافياً.
2- مرحلة الترسخ: يتم فيها تقوية فعل الملون وتثبيتته (تشكيل معقدات أكثر ثباتاً ورسوخاً داخل الخلية) باستعمال محلول لوغول أو حمض الفيني أو حمض الخل أو غيرها حسب الغاية المرجوة.

3- مرحلة التمييز: يتم فيها توضيح العينة بإزالة الملون من بعض الخلايا باستعمال الكحول أو مزيج من الكحول والخلون (الأستون) أو حمض كلور الماء



الشكل 38 آلية التلوين السلبي

و حمض الكبريت أو غيرها حسب الغاية المرجوة.

4- مرحلة التلوين المعاكس: هنا يستعمل الملون المتمم الذي يحمل لوناً مغايراً للون الملون الأساسي المستعمل، حيث تتلون به جميع الجراثيم التي زال منها اللون بعملية التمييز.

من طرائق التلوين المركب:

• طريقة صبغة غرام Gram staining :

تعتمد هذه الطريقة تقنية التلوين الاصطفائي حيث تستجيب الجراثيم على نحو مختلف في أثناء عملية تلوينها تبعاً لخصائصها الكيميائية الحيوية ولاسيما التركيب الكيميائي للغلاف الخلوي.

وتعدُّ طريقة غرام في التلوين أكثر الطرائق نفعاً واستعمالاً في مجال تلوين الجراثيم، حيث تمكنا من تمييز مجموعتين مختلفتين من الجراثيم.


1- جراثيم إيجابية الغرام تحتفظ بلون البلورات البنفسجية، وتبدو بلون بنفسجي تحت المجهر.

2- جراثيم سلبية الغرام تأخذ لوناً زهرياً تحت المجهر (الشكل ٣٩).

كما تعطينا هذه الطريقة فكرة جيدة عن سلوك الجراثيم تجاه عدد من العوامل الفيزيائية والكيميائية بما يتضمنه ذلك من تطبيقات مفيدة خاصة في مجال مقاومة الجراثيم الممرضة باستعمال الصادات الحيوية والمركبات الكيميائية المختلفة.

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع جرثومية فتية بعمر 24 ساعة.



الشكل 39 الجراثيم وقد تلوّنت بصبغة الغرام.

- (a) خلايا *Staphylococcus aureus* موجبة الغرام.
- (b) عصيات *Clostridium perfringens* موجبة الغرام.
- (c) مكورات *Streptococcus pyogenes* موجبة الغرام.
- (d) عصيات *E. coli* سلبية الغرام.

- محاليل الصبغات: الكريستال البنفسجي، محلول لوغول Lugol (يود البوتاسيوم)، كحول بتركيز 96% أو مزيج متساوي الحجم من الكحول والخلون، الفوكسين أو السفرائين المخفف، (راجع دليل تحضير الصبغات).

- صفائح زجاجية نظيفة.

- زيت الأرز.

طريقة العمل (الشكل ٤٠):

1- حضّر الغشاء الجرثومي، وثبته بالطريقة المعروفة، واغسله بحذر بتيار مائي خفيف.

2- ضع على الغشاء بضع قطرات من صبغة الكريستال البنفسجي مدة 2/1 دقيقة، ثم أملّ الصفيحة للتخلص من الصبغة الزائدة، ثم بحذر شديد اغسل بتيار خفيف من الماء مدة 5 ثوان حتى زوال كامل اللون من الماء المنسكب.

3- اغمر الغشاء بمحلول لوغول مدة دقيقة واحدة، ثم أملّ الصفيحة للتخلص من الصبغة الزائدة، ثم بحذر شديد اغسل بتيار خفيف من الماء مدة 5 ثوان حتى زوال كامل اللون من الماء المنسكب.

4- أزل اللون بالكحول الإتيلي 96% لمدة 2/1 دقيقة فقط، ثم اغسل بالماء الجاري.

5- اغمر الغشاء بصبغة السفرائين أو الفوكسين مدة دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف، ثم تخلص من الصبغة الزائدة بالغسل بالماء مدة 5 ثوان.

6- اترك المحضر ليجف بتيار من الهواء، أو جففه بورق النشاف بعناية فائقة.

7- ضع قطرة من زيت الأرز على الغشاء، ثم افحص تحت المجهر بالتكبير الضعيف أولاً ثم بالعدسة الغاطسة.

8- دوّن ملاحظتك حول التجربة (من حيث اللون - شكل الخلايا - تجمّعها) مع الرسم.

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مغلوبة أو غير واضحة، وأهمها عمر المزارع الجرثومية المستعملة ودرجة حموضة الوسط المستعمل لاستزراعها. وعندما تعترضنا مشكلات من هذا النوع يجب علينا إعادة عملية التلوين أو استعمال مزارع فتية للجراثيم نفسها مع الانتباه لدرجة حموضة وسط الاستزراع.


وتجدر الإشارة إلى أنه أجريت تعديلات عديدة على طريقة غرام الأصلية بهدف الحصول على نتائج أفضل وبقي المبدأ واحداً.

التفسير (الشكل ٤١):


ترتبط آلية التلوين بصبغة غرام ارتباطاً وثيقاً بالتركيب الكيميائي للغلاف الخلوي، فهو يرتبط بنفوذية المذيبات الدهنية (كحول - أسيتون) عبر الجدار الخلوي.

بدايةً يتم تلوين جميع الخلايا باللون البنفسجي، وبعد إضافة محلول لوغول يتشكل معقد لونه مائل للسواد داخل الخلايا. وبذلك يكون قد تم ترسيخ اللون، أما عند إضافة الكحول يمكن أن نميز بين نمطين من الخلايا:


النمط الأول: خلايا جدارها الخلوي غني بالدهون حيث يملك نسبة 20% تقريباً، تذوب الدهون بالكحول بسرعة؛ مما يسمح للكحول بالدخول إلى داخل الخلايا، وهذا يؤدي إلى حل المعقد المتشكل بين البلورات البنفسجية ومحلول لوغول وإذابته




(a) ضع الكريستال البنفسجي مدة 30 ثانية




(b) اغسل بالماء مدة 5 ثوان




(c) ضع صبغة غرام اليودية مدة دقيقة واحدة




(d) اغسل بالماء مدة 5 ثوان




(e) ضع المثيب العضوي مدة 15-30 ثانية




(f) اغسل بالماء مدة 5 ثوان



(g) ضع السفرانين مدة 60-80 ثانية



(h) اغسل بالماء مدة 5 ثوان



(i) جفف بورق النشاف

الشكل 40 آلية إجراء تلوين غرام

وخروجه من الخلية، فتصبح هذه الخلايا عديمة اللون وتأخذ اللون الزهري عند إضافة السفرائين أو الفوكسين، وتسمى جراثيم سلبية الغرام ورمزها G^- وأحياناً Gr^- .

النمط الثاني: خلايا جدارها الخلوي فقير بالدهون حيث يمتلك نسبة 2% تقريباً، فلا يستطيع الكحول العبور إلى داخل الخلايا بسهولة ثم تكون كمية الكحول التي تعبر لداخل الخلايا غير كافية لحل المعقد خلال الزمن نفسه من المعالجة؛ مما يؤدي إلى بقاء المعقد داخل الخلايا الجرثومية وتبقى محتفظة بلون البلورات البنفسجية، وتسمى إيجابية الغرام ورمزها G^+ وأحياناً Gr^+ .



الشكل 41 المراحل التي تمر بها الخلايا الجرثومية عند التلوين بصبغة غرام

ملاحظة: إن التلوين المعاكس لا يمس إلا الخلايا التي زال لونها بالكحول. يُعدُّ هذا التفسير الأكثر قبولا لتفسير آلية (ميكانيكية) تلوين غرام ولكن هناك أكثر من تفسير للآلية منها أن الجراثيم ذات الجدران الغنية بالدهون، الكحول يفتح جدارها فتحات كبيرة الحجم تكفي لخروج المعقد، أما الخلايا ذات الجدران الفقيرة بالدهون فيفتح الكحول جدارها فتحات صغيرة الحجم لا تكفي لخروج المعقد. **ملاحظة:** إن الجراثيم الكهلة قد تغير من خصائصها الخلوية؛ فالجراثيم إيجابية الغرام الكهلة تبدو أحيانا سلبية الغرام.

• **طريقة زيل - نيلسون Ziehl - Nelson :**


تستعمل هذه الطريقة لتلوين الجراثيم المقاومة للحمض Fast Stain acid وبشكل خاص لتلوين عصيات السل *Mycobacterium tuberculosis* وبعض أنواع الشعيات Actinobacteria التي يصعب تلوينها بالصبغات العادية بسبب احتواء جدرها على مركبات معقدة كالشموع والدهون. وتعتمد هذه الطريقة على مبدأ استعمال درجة مقاومة الجراثيم الملونة لفقدانها اللون نتيجة معاملتها بالمواد المذيلة للون كالحموض والكحول، لتقسيم الجراثيم إلى مجموعتين (الشكل ٤٢):

- الأولى: يزول لونها بسهولة عند معاملتها بمحلول من الحمض والغول.
- الثانية: تتلون بالبداية بصعوبة حيث تحتاج إلى التسخين بوجود صبغ قوي مناسب، ولكنها تحتفظ بلونها بعد ذلك بشدة، إلى حد يصعب معه إزالة هذا اللون بالمذيب السابق. ويتوقف ذلك على طبيعة الجدار الخلوي.

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع جرثومية فتية بعمر 24 ساعة لجراثيم مقاومة للحمض؛ وأخرى غير مقاومة للحمض للمقارنة.

- محاليل الصبغات الآتية: محلول كربول - فوكسين (محلول زيل)، كحول حمضي، صبغة زرقة المِثلين (راجع دليل تحضير الصبغات).



الشكل 42 مظهر خلايا السل بعد التلوين بطريقة زيل - نلسون
(خلايا السل بلون أحمر وباقي خلايا النسيج بلون أزرق)

- صفائح زجاجية نظيفة.

- زيت الأرز.

طريقة العمل:

- 1- حضّر الغشاء الجرثومي وثبته بالطريقة المعروفة، واغسله بحذر بتيار مائي خفيف.
- 2- اغمر الغشاء بمحلول كربول - فوكسين، سخّن بلطف فوق سخّان أو فوق اللهب حتى بدء تصاعد البخار، أبعدهم قليلاً ثم كرر التسخين عدة مرات بالطريقة نفسها مدة خمس دقائق مع مراعاة عدم غليان الصبغة أو جفافها على الشريحة وإضافتها كلما احتاج الأمر، يمكن الاستعاضة عن التسخين بترك محلول كربول - فوكسين على الغشاء مدة نصف ساعة.

- 3- اغسل الغشاء بالماء مدة 30 ثانية لإزالة بقايا الملون.
- 4- اغمر الغشاء بمحلول الكحول الحمضي مدة 10 -30 ثانية، ثم اغسله بالماء جيداً مدة 5 ثوان.
- 5- أضف محلول زرقة المِثلين مدة 1- 2 دقيقة، ثم اغسل بالماء جيداً مدة 30 ثانية.
- 6- اترك الغشاء ليُجف بتيار من الهواء أو جففه بورق النشاف بعناية فائقة.
- 7- ضع قطرة من زيت الأرز على الغشاء، ثم افحص تحت المجهر بالتكبير الضعيف أولاً، ثم بالعدسة الغاطسة.
- 8- دَوّن ملاحظاتك حول التجربة (من حيث اللون - شكل الخلايا - تجمّعها) مع الرسم.

التفسير:

عند وضع محلول كربول - فوكسين (الفوكسين القاعدي المذاب بالفينول) على الخلايا مع التسخين نكون بذلك قد قمنا بتلوين الخلايا وترسيخ اللون معاً، ويؤدي هذا إلى تلوين الخلايا باللون الأحمر. وعند إضافة أقوى المزيلات المستعملة وهو الكحول الحمضي (مزيج من حمض كلور الماء والكحول) نلاحظ زوال اللون فقط عند الجراثيم غير المقاومة للحموض، أما الجراثيم المقاومة للحموض فلا يزول منها اللون، وتبقى محتفظة باللون الأحمر. وعند إضافة زرقة المِثلين تتلون فقط الجراثيم غير المقاومة للحمض والتي زال منها اللون الأحمر. وبذلك نستطيع التمييز بين نوعين من الجراثيم: الأول يأخذ اللون الأحمر بتلوين زيل - نيلسون وهو المقاوم للحموض. والثاني يأخذ اللون الأزرق وهو غير المقاوم للحموض.

• طريقة فونتانا Fontana :

تستعمل هذه الطريقة لتلوين الجراثيم اللولبية التي لا يمكن تلوينها ورؤيتها إلا بصبغات خاصة ومركبة، وتتبع عادة طريقة ترسيب نترات الفضة على الخلايا الجرثومية اللولبية، فتبدو تحت المجهر بلون بني غامق مائل للسواد. يظهر الشكل ٤٣ صوراً لبعض الجراثيم اللولبية ملونة بطرائق مختلفة. الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع جرثومية لجراثيم لولبية إن وجدت أو يستعاض عنها بأخذ جزء من قلف الأسنان بقرب اللثة.

- محاليل الصبغات التالية: محلول نترات الفضة 5% ، محلول حمض العفص Tannic acid المركب من الحمض المذاب في 10 مل من الفينول بتركيز 1%. (راجع دليل تحضير الصبغات).

- صفائح زجاجية نظيفة.

- زيت الأرز.

طريقة العمل:


1- حضّر الغشاء الجرثومي، وثبته بالطريقة المعروفة، واغسله بحذر بتيار مائي خفيف.

2- اغمر الغشاء بمحلول حمض العفص، وسخن بلطف فوق اللهب حتى بدء تصاعد البخار، أبعده اللهب قليلاً، ثم كرّر التسخين عدة مرات بالطريقة نفسها مدة نصف دقيقة مع مراعاة عدم غليان الحمض أو جفافه على الشريحة وإضافته كلما احتاج الأمر.


3- اغسل بالماء جيداً.

4- ضع على الغشاء قطرة من محلول نترات الفضة وسخن بلطف مدة نصف

دقيقة، مع مراعاة عدم الغليان والجفاف. ثم اغسل بالماء جيداً.
5- اترك المحضر ليحفظ بتيار من الهواء أو جففه بورق النشاف بعناية فائقة.



a



b



c

الشكل 43 صور لبعض الجراثيم اللولبية ملونة بطرائق مختلفة

(a) جراثيم *Treponema pallidum*.

(b) جراثيم *Borrelia duttonii* كما تبدو بدم الإنسان.

(c) *Leptospira interrogans*

6- ضع قطرة من زيت الأرز على الغشاء، ثم افحص تحت المجهر بالتكبير الضعيف أولاً، ثم بالعدسة الغاطسة.

7- دَوِّن ملاحظاتك حول التجربة مع الرسم.

• طريقة ورت - كونكلين أو شيفر - فلتون:

Wirtz – Conkl.in or Schaeffer- Fulton

تستعمل هذه الطريقة لتلوين الأبواغ عند الجراثيم، حيث تعدّ الأبواغ الداخلية Endospores الطور الساكن لبعض الأنواع مثل المطثيات *Clostridium* والعصيات *Bacillus*. تتصف الأبواغ بأنها أقل قابلية للتلون من الجراثيم بسبب جدارها السميك وكثافة محتوياتها السيتوبلاسمية؛ لذلك تبدو على هيئة بقعة بيضاء لامعة داخل الخلايا الملونة بملونات عادية، فهي تتلون بصعوبة ولكنها تقاوم بشدة عملية إزالة اللون وتأثير الملونات المعاكسة؛ لذلك نلجأ إلى تلوين هذه الأبواغ بطريقة مماثلة لتلوين الجراثيم المقاومة للحموض.

يمكن ملاحظتها دون تلوين باستعمال مجهر الأطوار المتباينة.

الأدوات والمواد اللازمة:

- مزارع جرثومية لأحد الأنواع المتبوعة في مرحلة التبوغ عمرها ثلاثة أيام مثل جراثيم *B. subtilis* أو جراثيم *Clostridium*.
- محاليل الصبغات: صبغة أخضر المالاكيت 5 % Green Malachite ، صبغة السفرائين أو الفوكسين 0.5% (راجع دليل تحضير الصبغات) .
- صفائح زجاجية نظيفة.

- زيت الأرز.

طريقة العمل:

- 1- حضر الغشاء الجرثومي، وثبته بالطريقة المعروفة، واغسله بحذر بتيار مائي خفيف.

2- اغمر الغشاء بمحلول صبغة المالاكيت، وسخنه على اللهب حتى بدء تصاعد البخار مدة 5 دقائق مع إضافة الصبغة عند اللزوم. تجنب وصول المحضر إلى مرحلة الغليان، أو خذ قليلاً من الماء الغالي في كأس، وضع فوقه قطعة من الشبك المعدني لحمل المحضر الجرثومي، ثم اغمر الغشاء بمحلول صبغة المالاكيت مدة 5 دقائق.

3- اغسل الغشاء بتيار مائي خفيف مدة نصف دقيقة حتى زوال اللون الأخضر.

4- اغمر الغشاء بمحلول السفرائين أو الفوكسين مدة دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف.

5- اغسل المحضر بالماء جيداً مدة 30 ثانية.

6- اترك المحضر ليحجف بتيار من الهواء، أو جففه بورق النشاف بعناية فائقة.

7- ضع قطرة من زيت الأرز على الغشاء، ثم افحص تحت المجهر بالتكبير الضعيف أولاً، ثم بالعدسة الغاطسة.

8- دَوِّن ملاحظاتك حول التجربة مع الرسم.

يظهر الشكل ٤٤ صوراً لبعض الجراثيم المتبوعة تبدو الأبوغ داخل الخلايا

(لاحظ تلوّن الأبوغ باللون الأخضر المزرق والخلايا باللون الأحمر). وحدّد مكان

البوغة داخل الخلية الجرثومية، وحدد حجمها مقارنة بحجم الخلية.


• طريقة ليفسون Leifson :

تستخدم هذه الطريقة لتلوين السياط Flagella staining عند الجراثيم

المتحركة، وتختلف الجراثيم باختلاف عدد السياط ومواقعها (الشكل ٤٥).

وبما أن السياط ذات قطر صغير (أقل من 0,2 ميكرون) لذلك لا بد من تلوينها

وفحصها تحت المجهر، وبما أنها سريعة العطب والانفصال وصعبة التلوين؛ لذلك




الشكل 44 صور لبعض الجراثيم المتبوعة تبدو الأبوغ داخل الخلايا

- جراثيم *Bacillus anthracis* (a)

- جراثيم *Bacillus subtilis* (b)

- جراثيم *Clostridium botulinu* (c)

تؤخذ الجراثيم من مزروعة فنية عمرها 18 - 24 ساعة، وتُستحلب بالماء المقطّر ويلطف ومن دون دعك، ويفضل أن تكون الجراثيم قليلة العدد في المستحلب، ثم نضع قطرة من المستحلب على شريحة نظيفة جداً، ونتركها لتجف، ثم نقوم بعملية التلوين. وهناك عدة طرائق لتلوين السيات تعتمد جميعها على ترسيب الصبغة على السيات لزيادة سماكتها ورؤيتها على نحو أفضل.



الشكل 45 أماكن توضع السياط على الخلية الجرثومية

- (a)-وحيد السوط (b)-حزمية السياط
(c)-قطبية السياط (d)-محيطية السياط

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع جرثومية فتية بعمر 24 ساعة تقريباً لأنواع *Pseudomonas* أو *Bacillus cereus*.
- صبغة ليفسون لصبغ السياط (راجع دليل تحضير الصبغات).
- صفائح زجاجية نظيفة جداً.

- زيت الأرز .

طريقة العمل:

- 1- ضع قطرة من معلق جرثومي على صفيحة زجاجية نظيفة مدة دقيقة.
- 2- امسك الصفيحة على نحو مائل لتتحدّر القطرة ببطء إلى الطرف الآخر، ثم اتركها لتجف في الهواء، وهي بشكلها المائل.
- 3- اغمر الغشاء الناتج بصبغة ليفسون لمدة 10 دقائق.
- 4- اغسل الغشاء بالماء، وجفّه بالهواء، ثم ضع عليه قطرة من زيت الأرز، وافحصه تحت العدسة الغاطسة بالمجهر.
- 5- دوّن ملاحظاتك مع الرسم. (تبدو الجراثيم والسياط ملونة باللون الأحمر).

• طريقة ولتس Welch method:

تستعمل هذه الطريقة لتلوين المحفظة الجرثومية Capsule staining . وهي طبقة سميكة لزجة واقية تحيط بالخلية الجرثومية، تختلف ثخانتها من خلية إلى أخرى، وتتكون من مواد سكرية أو ببتيدية معقدة، من أهم وظائفها أنها تحمي الخلية من الظروف غير الملائمة.

هناك عدة طرائق لإظهار المحفظة، ولكن يجب عدم استعمال الماء مهما تكن الطريقة المستعملة في أثناء تحضير الغشاء لأن المحفظة قابلة للذوبان به.

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع جرثومية فتية عمرها 24 ساعة للنوع *Klebsiella pneumonia*.

- محاليل الصبغات: محلول صبغة الفوكسين القاعدية 30% ، محلول كبريتات النحاس CuSO_4 20%، محلول زرقة المِثلين 1% (راجع دليل تحضير الصبغات).

- صفائح زجاجية نظيفة.


- زيت الأرز.

طريقة العمل:

- 1- حضّر الغشاء الجرثومي، وثبّته بالطريقة المعروفة، وتجنّب غسله بالماء.
 - 2- اغمر الغشاء الجرثومي بمحلول صبغة الفوكسين القاعدية، ومرّرها فوق اللهب حتى بدء تصاعد البخار.
 - 3- اغسل بمحلول كبريتات النحاس.
 - 4- اغمر الغشاء بمحلول زرقة المِثلين، ثم اغسل بالماء.
 - 5- جفّف الصفيحة بالهواء، ضَع عليها قطرة من زيت الأرز، ثم افحصها تحت المجهر بالعدسة الغاطسة.
 - 6- دوّن ملاحظاتك مع الرسم. (ثم لاحظ تلون المحفظة باللون الأزرق والخلية الجرثومية باللون الأحمر).
- طريقة الحبر الصيني:

تستعمل هذه الطريقة لتلوين المحفظة الجرثومية. وهي من أسهل طرائق تلوين المحفظة، ويتم ذلك بمزج قطرة من مستحلب كثيف للجراثيم مع قطرة من الحبر الصيني (الهندي) وفرشها على صفيحة نظيفة وتركها تجف في الهواء (طريقة

التلوين السلبي)؛ فتظهر المحفظة على هيئة هالة لماعة تحيط بالخلية الجرثومية في ساحة مظلمة (الشكل ٤٦).



الشكل 46 المحفظة كما تبدو بعد التلوين بالحر الهندي عند جراثيم *Klebsiella*.



الفصل العاشر

دراسة بعض خواص الجراثيم

وتحديد أنواعها

تُعدُّ عملية تحديد الأنواع الجرثومية وتمييزها من أهم الأمور في دراسة الأحياء الدقيقة، وهناك مخططات توضح الاختبارات التي ينبغي تطبيقها والأسلوب الذي يجب اتباعه للوصول إلى النتيجة المرجوة. وتهدف هذه الاختبارات إجمالاً إلى التحري عن المعلومات الآتية للوصول إلى الهوية الجرثومية:

- عزل الجراثيم واستزراعها على أوساط مناسبة.
- دراسة مدى حاجة الجراثيم من الأكسجين.
- تحديد الخصائص الشكلية للجراثيم ومستعمراتها.
- تحديد سلوك الجراثيم تجاه الملونات، ولاسيما تلوين غرام.
- دراسة بعض العوامل المؤثرة في نموها.
- دراسة الخصائص الفيزيولوجية والحيوية الكيميائية.
- تحديد طريقة التغذية.
- دراسة التفاعلات المصلية والمناعية.
- دراسة التراكيب الوراثية للجراثيم (RNA - DNA).

ومن الواضح أن هذه المهمة صعبة وشاقة أحياناً، وتتطلب قدراً كبيراً من الصبر والدقة في العمل واستعمال الخبرة الطويلة والمكتسبة من التجارب الشخصية ومن تجارب أبحاث الآخرين ونتائجهم. ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا الباحثون

المتخصصون، لذلك ونظراً إلى ضيق الوقت فإننا نقتصر هنا على إجراء عدد من الاختبارات المهمة في عزل بعض الأنواع واسعة الانتشار وتحديدها. ولكن يجب الأخذ في الحسبان دائماً أن الاختبار التأكيدي أو الإضافي الذي يكون مفيداً جداً في حالة معينة يمكن أن يكون عديم الفائدة في حالة أخرى، مثال ذلك: اختبار الكاتالاز مهم جداً للتمييز بين المكورات العنقودية إيجابية الكاتالاز، وبين المكورات العنقودية سلبية الكاتالاز، ولكنه غير مفيد في التمييز بين أفراد فصيلة الأمعائيات Enterbacteriaceae ففي هذه الحالة يمكن أن نلجأ إلى اختبارات أخرى مثل اختبار الإندول أو اختبار أحمر الميتيل - فوكس بروسكاوير.

1- انتشار الأحياء الدقيقة

اختبار سهل نجريه في البداية، لكي نبرهن على وجود الأحياء الدقيقة وانتشارها في كل ما يحيط بنا، وبعد نمو هذه الأنواع المختلفة من الجراثيم، نحاول توصيف المستعمرات النامية للتعرف على أكبر عدد من النماذج المختلفة لأشكال المستعمرات الجرثومية أولاً، ثم إجراء تلوين غرام للتعرف على أشكال الخلايا الجرثومية وطبيعة جدارها الخلوي.

لإجراء هذا الاختبار نعمل على تعريض أحد الأوساط الغذائية المعقمة للهواء أو رذاذ العطاس أو نقوم بمسح سطح الوسط المغذي بإصبع اليد أو بمسحة قطنية معقمة مسح بها سطح الجدار أو المنضدة، أو نقوم بنقل بعض المواد إلى الوسط المغذي كالتربة، أو ماء الصنبور، أو مخلفات الطعام الموجودة على الأسنان أو تحت الأظفار.

ثم نضع الأوساط الملقحة بالحاضنة لمدة زمنية محددة بدرجة حرارة مناسبة، حيث يصبح بإمكاننا فحصها بسهولة.

ملاحظة : يمكن أن تنمو على هذه الأوساط أحياء دقيقة مختلفة قد تكون جراثيم أو فطريات، يجب التمييز بينها.
الأدوات والمواد اللازمة:

- وسط غني مثل الآغار المغذي (راجع فقرة تحضير الأوساط الزرعية) معقم موجود في أطباق معقمة، أو في أنابيب على نحو مائل.
- مساحات قطنية معقمة.
- ماصات معقمة.

طريقة العمل:

1- سجّل على الأطباق المعلومات الآتية: الاسم - الفئة - نوع المعاملة وهي كالاتي:

- طبق معقم شاهد Control.
- هواء.
- أصابع اليد.
- تخفيف من التربة.
- ماء الصنبور.
- رذاذ العطاس.
- بقايا الطعام على الأسنان.

- 2- اترك طبق معقم دون إضافة أي شيء، فهو شاهد يستعمل للمقارنة ببقية الأطباق.
- 3- ارفع غطاء الطبق الذي كتب عليه هواء، وعرضه لهواء الغرفة، ثم أعد إغلاقه ثانية.
- 4- ارفع غطاء الطبق الذي كتب عليه أصابع اليد، ومرّر على سطحه أحد أصابع اليد، ثم أعد إغلاقه ثانية.
- 5- ارفع غطاء الطبق الذي كتب عليه التربة، وخذ جزءاً من معلق تربة بماصة معقمة، وافرشها على سطح الطبق، ثم أعد إغلاقه ثانية.
- 6- ارفع غطاء الطبق الذي كتب عليه ماء الصنبور، وخذ قليلاً من الماء بماصة معقمة، وافرشها على سطح الطبق، ثم أعد إغلاقه ثانية.
- 7- ارفع غطاء الطبق الذي كتب عليه رذاذ العطاس، واعطس بداخله، ثم أعد إغلاقه ثانية.
- 8- ارفع غطاء الطبق الذي كتب عليه بقايا الطعام على الأسنان، وخذ جزءاً من بقايا الطعام على الأسنان بماسحة قطنية معقمة، وامسحها على سطح الوسط المغذي، ثم أعد إغلاقه ثانية.
- 9- بلّل الماسحة القطنية المعقمة بالماء المعقم، وامسحها على سطح الجدار بمساحة قدرها 2 سم²، ثم ارفع غطاء الطبق الذي كتب عليه سطح الجدار وامسحها على سطح الوسط المغذي، ثم أعد إغلاقه ثانية.
- 10- اقلب جميع الأطباق وضعها في الحاضنة (يفضل وضع كل طبق في كيس من البلاستيك) على درجة حرارة 37°م لمدة 24 - 48 ساعة.

11- افحص المستعمرات النامية بدقة و قارن بين المستعمرات الجرثومية والمستعمرات الفطرية.

12- ادرس المستعمرات الجرثومية من حيث اللون والشكل والقوام والارتفاع وفق ما ورد في فقرة صفات المزارع ونوع النمو.

13- حضر غشاءً جرثومياً من بعض المستعمرات النامية في الأطباق، ولونها بتلوين غرام أو بملون أزرق المتلين أو بملون إيوزينات الصوديوم، وافحصها تحت المجهر.


14- دَوّن ملاحظتك السابقة جميعها، وارسم الأشكال الجرثومية المختلفة للمستعمرات والخلايا.

2- تحديد حاجة الجراثيم لأكسجين الهواء استزراع الجراثيم الهوائية واللاهوائية:

يعد الأكسجين من أهم الغازات التي تؤثر في حياة الجراثيم ونموها، وتقسم الجراثيم تبعاً لحاجتها من الأكسجين إلى أربعة أنواع (الشكل ٤٧):

1- الجراثيم الهوائية *Aerobic bacteria* تنمو بوجود الأكسجين، وهي جراثيم تحتوي على إنزيمات الأوكسدة، من أمثلتها: *Bacillus* , *Azotobacter subtilis*.

2- الجراثيم اللاهوائية *Anaerobic bacteria* تنمو بغياب الأكسجين حيث لا تملك الكatalاز *Catalase* التي تفكك الماء الأكسجيني المتكوّن في الخلايا إلى ماء وأكسجين، لذلك يعدُّ الأكسجين سمّاً لها، وهي جراثيم تحصل على الطاقة اللازمة لها من عملية التخمر (عكس الهوائية)، من أمثلتها *Clostridium*.



الشكل 47 حاجة الجراثيم للأوكسجين

- 3- الجراثيم اللاهوائية اختيارياً *Facultatively anaerobic bacteria* تنمو بوجود الأوكسجين أو بغيابه، وهي قادرة على القيام بعمليات التخمر والتنفس معاً حسب وفرة الأوكسجين. من أمثلتها: أنواع *Escherichi*.
- 4- الجراثيم أليفة قلة الأوكسجين *Microaerophitic bacteria* تنمو بوجود كميات قليلة جداً من الأوكسجين وتفضل نسبة محددة من غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 (5-10%)، وتكون حساسة تجاه وفرة الأوكسجين لاحتوائها بعض إنزيمات الأوكسدة فقط. من أمثلتها: *Lactobacillus*.
- ويكفي لتنمية الجراثيم الهوائية أن تترك أنابيب الاختبار المزروعة تحت الظروف العادية لتأمين احتياجاتها من أوكسجين الهواء، أما إذا أريد الحصول على نمو أفضل، فتزداد درجة تعريض هذه المزارع إلى الأوكسجين الجوي، إما عن

طريق تكبير سطح المزرعة المعرض للهواء أو عن طريق التهوية الصناعية لهذه المزارع.

- أما تنمية الجراثيم اللاهوائية، فيحتاج إلى طرائق ومعدات خاصة للتخلص من الأكسجين المنحل في الوسط الزراعي أو الموجود في الجو المحيط بالمزارع (راجع فقرة استزراع الجراثيم اللاهوائية المجرية).

الأدوات والمواد اللازمة :

- عدد من أنابيب آغار غلوكوز (راجع دليل تحضير الأوساط الزراعية) بالشكل العميق.

- إبر تلقيح جرثومية مستقيمة للوخز.

- مزارع جرثومية لأنواع مثل: *E.coli* - *Bacillus subtilis* -

Clostridium sporogenes - *Lactobacillus lactea*

- معلق تربة.

- حمام مائي.

طريقة العمل:

1- اغمس إبرة التلقيح المستقيمة بعد تعقيمها وتبريدها في المعلق المائي للتربة أو في أحد المزارع الجرثومية السابقة.

2- لَقِّح الأنابيب السابقة بأحد هذه الجراثيم كلاً على الترتيب بطريقة الوخز، سجّل اسمك والنوع الجرثومي على جميع الأدوات المستعملة.

3- اصهر أنابيب أخرى تحتوي الوسط في حمام مائي، وبرّده حتى الدرجة 45°م، ثم لَقِّح كل أنبوب بأحد الجراثيم السابقة أو بمعلق التربة بطريقة المزرعة المهترزة

(متساوية التوزيع) ثم حرك الأنابيب بين راحتي اليد لتتوزع الجراثيم جيداً، واترك الأنابيب لتجمد بالوضع القائم.

4- احضن الأنابيب بدرجة حرارة 37°م مدة 2-3 أيام.

5- افحص الأنابيب ولاحظ النمو في كل من الطريقتين.

6- سجّل ملاحظتك مع الرسم.

3- تأثير درجة الحرارة في نمو الجراثيم

تؤثر درجات الحرارة المختلفة في نمو الجراثيم، فهي تحدّد سرعة نموها ومقدار

نموها الكلي ولها تأثير في العمليات الاستقلابية وفي شكل الخلايا. يتميز كل

نوع جرثومي بدرجة حرارة دنيا ومثلى وعظمى. وتبعاً لذلك تقسم الجراثيم إلى:

1- جراثيم أليفة البرودة Psychrophiles تتميز بقدرتها على النمو في درجة

حرارة الصفر المئوية أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل، لكن الدرجة المثالية لنموها

هي بين 15-20°م.

2- جراثيم أليفة الحرارة المعتدلة Mesophiles يكون نموها الأفضل بين درجة

الحرارة 25-40°م.

3- جراثيم أليفة الحرارة المرتفعة Thermophiles يكون النمو الأفضل لهذه

الجراثيم بين 45 - 60°م، وتقسّم هذه الجراثيم إلى قسمين:

- جراثيم أليفة الحرارة المرتفعة اختياريّاً Facultative thermophiles

- جراثيم أليفة الحرارة المرتفعة إجبارياً Obligate thermophiles وهي التي لا

يمكن أن تعيش إلا في الحرارة العالية (نحو 60°م)، مثال جراثيم الينابيع

الكبريتية الحارة.

وفي الحقيقة ليس هناك حدود معينة وثابتة لدرجة الحرارة المثلى؛ لذلك يفضل عند زرع أي نوع جرثومي معرفة درجة الحرارة المناسبة لهذا النوع بالذات.

أ - تقدير درجة الحرارة المثلى لنمو الجراثيم:

تعرف درجة الحرارة المثالية بأنها الدرجة التي تسمح بالنمو السريع لمستعمرة جرثومية خلال مدة زمنية قصيرة تتراوح بين 12 - 24 ساعة. ويمكن تحديدها باختبار سهل، مبدؤه حضن المستعمرة الجرثومية المراد تحديد درجة حرارتها المثلى بدرجات حرارة مختلفة، ثم تقدير أي من هذه الدرجات أفضل للنمو.

الأدوات والمواد اللازمة:

- مزارع جرثومية، لكل مثل: *B. subtilis* - *E. coli* - *Serratia marcescens* وغيرها.

- أنابيب آغار مغذ مائل معقمة (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية).

- إبر تلقيح جرثومية.

- حاضنات على درجات حرارة مختلفة: 25°م ، 37°م ، 60°م.

- ثلاجة بدرجة حرارة 5°م.

طريقة العمل:

1- لقع أربعة أنابيب آغار مائل من كل مزرعة جرثومية. سجّل على جميع

الأنابيب اسمك واسم النوع الجرثومي وتاريخ التلقيح.

2- احضن من كل نوع أنبوبة على درجات الحرارة السابقة: 5°م في الثلاجة،

25°م في الحاضنة، أو يمكن الاستعاضة عنها بدرجة حرارة الغرفة، 37°م في

الحاضنة، 55°م في الحاضنة.

3- افحص الأنابيب بعد 24 ساعة، ثم يومياً مدة أسبوع بالعين المجردة، ولاحظ معدل النمو وإنتاج الصباغ لبعض الجراثيم.

4- سجّل النتيجة في جدول (جدول ٧):

جدول رقم 7/ نتائج النمو الجرثومي وفقاً لدرجة الحرارة

معدل النمو على درجة الحرارة				النوع الجرثومي
5° م	25° م	37° م	55° م	
				<i>E. Coli</i>
				<i>B. subtilis</i>
				<i>Clostridium</i>

5- عبّر عن النتيجة كالآتي: - لا يوجد نمو ، + نمو قليل أو ضعيف، ++ نمو جيد ، +++ نمو ممتاز.

ب- تقدير معدل موت الخلايا الجرثومية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة:

تتفاوت الجراثيم في درجة تحملها للحرارة المرتفعة، وتتوقف مقاومة هذه الجراثيم على درجة الحرارة المستعملة ومدة التعرض لهذه الحرارة.

الأدوات والمواد اللازمة:

- معلقات جرثومية لجراثيم مختلفة مثل: *E. coli* - *B. subtilis*

. *Staph.aureus*

- إبرة زرع جرثومية ذات العقدة.

- ماصات معقمة.

- حمام مائي.

- ميزان حرارة.

- أنابيب آغار مغذٍ مائل معقمة، أو أطباق تحتوي على الآغار المغذي المعقم (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية).

طريقة العمل:

1- حضّر المعلق الجرثومي المطلوب في أنبوبة تحتوي الماء المقطر (أو الماء الفيزيولوجي) المعقم، ثم خذ منه بإبرة الزرع ملء عقدة، ازرعها على أنبوب آغار مائل بطريقة التخطيط، أو خذ بماصة معقمة 1 مل، وضعها في طبق بتري معقم. وهذا الشاهد. سجّل اسمك والنوع الجرثومي وتاريخ الزرع على كل الأدوات المستعملة.

2- جهّز حماماً مائياً وارفح درجة حرارته إلى 45°م ، ضع فيه الأنبوبة الحاوية على المعلق الجرثومي مدة 10 دقائق، ثم خذ منه بإبرة الزرع ملء عقدة، ازرعها على أنبوب آغار مائل بطريقة التخطيط، أو خذ بماصة معقمة 1 مل، وافرشها على سطح طبق بتري معقم.

3- ارفح درجة حرارة الحمام المائي إلى 50°م ، ضع فيه الأنبوبة الحاوية المعلق الجرثومي مدة 10 دقائق، ثم خذ منه بإبرة الزرع ملء عقدة، ازرعها على أنبوب آغار مائل بطريقة التخطيط، أو خذ بماصة معقمة 1 مل وافرشها على سطح طبق معقم، كالسابق.

4- كرّر العملية السابقة عند درجة الحرارة 55°م و 60°م و 65°م و 70°م .

5- ضع الأنابيب والأطباق (بالوضع المقلوب) في الحاضنة على درجة حرارة 37°م مدة 48 ساعة، ثم مدة أسبوع.

6- ادرس النمو في الأنايبب والأطباق، وقدر عدد المستعمرات النامية في كل منها.

7- سجّل النتائج في جدول (جدول ٨):

جدول رقم 8/ نتائج تقدير معدل موت الخلايا الجرثومية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة

عدد المستعمرات النامية							نوع الجرثوم
70° م	65° م	60° م	55° م	50° م	45° م	الشاهد	
							<i>E.Coli</i>
							<i>B.subtilis</i>
							<i>Staphilococcus</i>

8- ارسم مخططاً بيانياً يوضح النسبة المئوية لعدد الخلايا الحية مع درجة الحرارة.

9- لاحظ أن موت الخلايا الجرثومية يتناسب طردياً مع درجة الحرارة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة ازداد عدد الخلايا الميتة، وكذلك كلما ازداد زمن التعرض للحرارة ازداد عدد الخلايا الميتة.

4- تأثير pH في نمو الجراثيم

يؤثر الرقم الهيدروجيني في نمو الجراثيم، ويتميز كل نوع جرثومي بدرجة pH مثالية يبلغ فيها نشاطه الفيزيولوجي حداً أعظماً. وكثيراً ما تضاف إلى الأوساط الزرعية المختلفة مواد واقية (منظمة) Buffer solutions مثل أملاح الفوسفات والكربونات وأحياناً البروتينات لتحافظ قدر الإمكان على قيمة ثابتة لرقم pH؛ لأن نمو الجراثيم في الوسط يؤدي إلى تغير في قيمة pH، وعموماً يفضل معظم

الجراثيم قيم pH المعتدلة بين 6.5 - 7.5، لكن بعض الجراثيم كضمات *Vibrio comma* تفضل وسطاً قلوياً pH 8، والعصيات اللبنية *Lactobacillus* تفضل وسطاً حمضياً pH 4، لذلك نسميها جراثيم أليفة للحموضة. ويمكن القول أن قيمة pH الدنيا والقصوى للجراثيم تتراوح بين 4 - 9.

أخيراً، إن وجود شوارد الهيدروجين وشوارد الهيدروكسيل في الوسط المغذي يجعل الوسط ساماً للجراثيم، وتعد الأوساط الحمضية أقل سمية من الأوساط القلوية.

الأدوات والمواد اللازمة

- مزارع جرثومية مختلفة.
- إبر تلقيح جرثومية.
- أنابيب اختبار معقمة تحتوي المرق المغذي (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية) المحضر بدرجات حموضة مختلفة (3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9) حيث يحمض الوسط بإضافة حمض اللبن أو الطرطريك أو الليمون، أما جعل الوسط قلوياً فيكون بإضافة كربونات الصوديوم.

طريقة العمل:

- 1- لَقِّح أنابيب المرق المغذي متباينة الحموضة بالنوع الجرثومي المراد دراسته. سجِّل اسمك والنوع الجرثومي وتاريخ الزرع على جميع الأدوات المستعملة.
- 2- ضع الأنابيب في الحاضنة بدرجة حرارة مناسبة مدة يومين، ثم مدة أسبوع.
- 3- اقرَأ النتيجة حسب ظهور العكر في الوسط، حيث يتناسب عدد الخلايا النامية طردياً مع درجة العكر. أفضل قيمة pH هي عند أعلى درجة عكارة في الأنابيب السابقة.

4- سجّل ملاحظاتك في جدول مناسب معتمداً الرموز نفسها التي استعملناها عند دراسة تأثير درجة الحرارة في النمو.

5- ارسم مخططاً بيانياً يوضح نسبة عدد الخلايا الميتة مع تغير درجات الحموضة.

5- تأثير المواد المضادة للجراثيم

إن المطهرات والصادات الحيوية تؤثر في النمو الجرثومي، وتستعمل عادة للقضاء على الجراثيم، ويختلف هذا التأثير باختلاف النوع الجرثومي من ناحية واختلاف المادة المستعملة من ناحية أخرى، وقد يكون هذا التأثير مثبطاً للنمو Bacteriostatic مثل بعض الأصبغة أو قاتلاً Bactericidal مثل الهالوجينات ومشتقاتها، إن التمييز بين الحالتين ليس سهلاً بسبب تداخلها أحياناً. والمهم أن بعضاً من هذه المواد له تأثير نوعي في بعض الجراثيم، ويمكن الاستفادة من هذه الخاصة بإضافتها للأوساط الجرثومية لعزل بعض الجراثيم التي لا تتأثر بها، وهذا هو مبدأ الأوساط الاصطفائية، مثال الوسط المضاف إليه البنسلين لعزل الأنواع المقاومة مثل المستدميات، والوسط المضاف إليه البلورات البنفسجية لعزل الجراثيم سلبية الغرام. وهذا ما يحتم علينا دراستها بغية التحكم بها وإيقاف نمو الجراثيم الضارة منها وخصوصاً إذا كانت ممرضة.

أ- تأثير الصادات الحيوية:

يمكن إجراء مثل هذا الاختبار وفق الآتي:

الأدوات والمواد اللازمة:


- أطباق فارغة ومعقمة.

- وسط الآغار المغذي (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية) المعقم والمصهور بدرجة حرارة 45°م.


- أقراص من صادات حيوية مختلفة (أقراص التحسس) أو أقراص لمزارع فطرية مختلفة عمرها من أسبوع إلى عشرة أيام.
 - ملقط معقم لالتقاط الأقراص - مسبر خاص لأخذ أقراص المزارع الفطرية.
 - إبر زرع جرثومية.
 - مزارع جرثومية أو معلقات جرثومية لأنواع مختلفة عمرها 24 - 48 ساعة.
- طريقة العمل:**

- 1- وزع الآغار المصهور على الأطباق (نحو 20 مل في كل طبق) واتركها تبرد وتتصلب.
- 2- اكتب على الأطباق الاسم والفئة والنوع الجرثومي المراد استعماله، واسم الصاد الحيوي أو الفطر المراد استعماله في هذا الطبق.
- 3- ضع 1 مل من المعلق الجرثومي المراد دراسته على سطح الآغار المغذي في كل طبق، ثم انشره على السطح بانتظام.
- 4- يمكنك إجراء المراحل السابقة بطريقة أخرى هي: صب جزءاً من المعلق الجرثومي على الوسط المغذي المصهور بدرجة الحرارة 45°م، ووزعه جيداً بداخله، وقبل أن يتصلب الوسط وزعه على الأطباق، واتركه ليتصلب، تكون بذلك حصلت على وسط مغذٍ متساوي التوزيع للجراثيم.
- 5- خذ بالملقط المعقم (بعد تمريره على اللهب وتبريده) قرصاً من أقراص الصادات الحيوية المتنوعة (الشكل ٤٨)، أو خذ بالمسبر الخاص قرصاً دائرياً من مزرعة الفطر (الشكل ٤٩)، وضعه على سطح الآغار السابق، كثيراً ما نضع 2 - 4 أقراص في كل طبق، أو أكثر حسب قطر الطبق.

6- احضن الأطباق مقلوبة في الحاضنة بشروط مناسبة لنمو الجراثيم بالدرجة 37°م مدة 24 ساعة.



الشكل 48 منطقة التثبيط حول أقراص الصادات الحيوية



الشكل 49 يوضح عمل فطر البنسيليوم كمثبط جرثومي . حيث تفرز مستعمرة البنسيليوم *Penicilium* الصاد الحيوي البنسلين الذي يقتل خلايا *Staphylococcus aureus* الموجودة قربه على نحو مخطط .

7- لاحظ نمو الجراثيم في كامل الطبق، وفتش عن وجود هالة شفافة خالية من النمو الجرثومي حول أقراص الصادات الحيوية (منطقة التثبيط) Zone of

inhibition ، أو حول أقراص الفطر، إن وجود مثل هذه الهالات الشفافة من عدم النمو يعني أن الجراثيم قد تأثرت بهذا الصاد الحيوي أو الفطر، أو بمعنى آخر إن الصاد الحيوي أو الفطر قد ثبت نمو الجراثيم.

8- سجّل ملاحظتك مع الرسم.

ب- تأثير المواد الكيميائية السامة:

اتبع خطوات الاختبار السابق نفسها ولكن بدلاً من أن تستعمل أقراص الصادات الحيوية، استعمل أقراصاً من ورق الترشيح مشربة بإحدى المواد الكيميائية السامة بتركيز مناسبة مثل: البلورات البنفسجية أو الماء الأكسجيني أو اليود أو الكحول (راجع فقرة المطهرات).

- يمكنك عمل حفرة في الوسط المغذي وصَبْ كمية من المادة الكيميائية المراد اختبارها في هذه الحفرة (بدلاً من وضع القرص المشرب بالمادة) ثم تُحضن، ولكن بالوضع الصحيح غير المقلوب كي لا تتسكب المادة الكيميائية المستعملة.

- يمكنك دراسة تأثير الكحول في الجراثيم بإجراء الاختبار السهل الآتي:

الأدوات والمواد اللازمة :

- أنابيب اختبار فارغة معقمة.

- مزارع جرثومية مختلفة.

- إبر تلقيح جرثومية ذات العقدة.

- كحول إيثيلي بتركيز مختلفة 60% - 70% - 80% - 95% - كحول مطلق.

-أطباق تحتوي على وسط الآغار المغذي المعقم (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية).

طريقة العمل:

1- ضع في الأنابيب الفارغة المعقمة كميات متساوية من التراكيز المختلفة للكحولات السابقة.

2- انقل إلى كل أنبوب كميات متساوية قدر الإمكان من المزرعة الجرثومية المراد دراستها (إذا تعذر ذلك يمكنك إجراء معلق جرثومي، ثم نقل كميات متساوية منه إلى الأنابيب السابقة).

3- اترك الجراثيم على تماس مباشر مع الكحول مدة دقيقتين.

4- اكتب على الأطباق الموجودة أمامك ما يأتي: اسمك- الفئة- النوع الجرثومي - تركيز الكحول.

5- انقل كميات متساوية من المعلق الجرثومي في الكحولات المختلفة إلى أطباق الوسط المغذي، وافرشها جيداً على سطحه.

6- احضن بدرجة حرارة 37°م مدة 24 - 48 ساعة.

7- اقرأ النتائج بعد المستعمرات الجرثومية النامية في الأطباق لكل تركيز من الكحول.

8- سجّل النتائج، وقارنها، واستنتج أفضل تركيز للكحول تأثرت به الجراثيم.

6- دراسة الخصائص الحيوية الكيميائية للجراثيم

نعرض هنا عدداً من هذه الاختبارات الأكثر استعمالاً في تحديد هوية الجراثيم،

وسنكتفي بطريقة إجراء هذه الاختبارات وتحديد النتيجة دون التعرض لتشخيص الهوية.

آ- اختبارات استقلاب السكريات بواسطة الجراثيم

١- اختبار تخمر السكريات:

يُعدُّ هذا الاختبار مهماً في تعريف الأنواع الجرثومية المختلفة، إذ لا تقتصر نتائجه على التمييز بين جراثيم تخمر السكريات وأخرى لا تخمرها، وإنما نستطيع بوساطته التمييز بين الأنواع التي تخمر نوعاً أو أكثر من السكريات منتجة حمضاً أو غازاً، وبين الأنواع التي تخمر السكريات نفسها منتجة حمضاً فقط دون الغاز، ويكون الغاز المنتج عادة هو CO_2 و H_2 .

ولإجراء الاختبار نكتفي بزرع الجراثيم على وسط سائل وهو الماء الهضموني المضاف إليه أحد أنواع السكريات بنسبة 0.5 - 1% أو أكثر بحيث لا يتجاوز تركيز السكر النهائي 5%، مع إضافة مشعر لوني (مثل زرقة البروموثيمول Blue Bromothymol أو حمرة الفينول) لملاحظة تغير pH في الوسط، فإذا حدث التخمر انخفضت قيمة pH بسبب إنتاج الحمض وتغير لون المشعر الموجود، كما أن استعمال أنابيب درهام Durham (أنبوب صغير يوضع بداخل أنبوب الاختبار) على نحو منكس أمر ضروري لاختبار انطلاق الغاز، فإذا انطلق الغاز فإنه سيتجمع على هيئة فقاعة كبيرة أو صغيرة ظاهرة للعين المجردة في أنبوب درهام، ويمكن أحياناً أن يندفع الأنبوب الصغير نحو الأعلى بسبب وجود كمية كبيرة من الغاز. أما إذا كانت الجراثيم تخمر السكريات دون إطلاق غاز فإننا لا نلاحظ أي فقاعات أو تغير في وضع الأنبوب الصغير.

الأدوات والمواد اللازمة:

- أنابيب اختبار تحتوي على وسط الماء الهضموني (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية) المضاف إليه السكر المراد دراسته (الغلوكوز أو اللاكتوز أو السكروز أو المالتوز أو الدكسترين) والمشعر، مع وضع أنبوب درهام بداخله.
- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24 - 48 ساعة.
- إبر تلقيح جرثومية ذات العقدة.


طريقة العمل:

- 1- اكتب على الأنابيب (اسمك - الفئة - النوع الجرثومي - اسم السكر الموجود).
- 2- لقع أنابيب الاختبار السابقة بمعدل أنبوية واحدة من كل نوع من السكريات بنوع واحد من الجراثيم المدروسة، واترك أنبوية واحدة شاهداً سلبياً.
- 3- ضع الأنابيب في الحاضنة بدرجة حرارة 37°م مدة 24 - 48 ساعة.
- 4- اقرأ النتائج بملاحظة تكوين الحمض بتغير لون المشعر (من اللون الأزرق إلى اللون الأصفر في حال استعمال مشعر أزرق البروم تيمول - ومن اللون الأحمر إلى اللون الأصفر في حال استعمال مشعر حمرة الفينول). أما بقاء اللون على حاله فيعني عدم تكوين الحمض، ثم عدم تخمر السكر (الشكل ٥٠).
- 5- لاحظ إنتاج غاز أو عدم إنتاجه من وجود الفقاعات في أنبوية درهام.
- 6- سجل النتائج في جدول (الجدول 9) ضع إشارة + للاختبار الإيجابي وإشارة - للاختبار السلبي.

ملاحظة:

في حال عدم تأمين أنابيب درهام يمكن صب طبقة من الفاسبار Vaspar (مزيج متساوي الحجم من الفازلين والبزفين المصهورين معاً) بسماكة 1/2 - 1 سم

فوق سطح أنابيب الاختبار بعد تلقيحها بالجرثيم، وتركها حتى تتصلب ثم نحضنها، ونراقب انطلاق الغاز عن طريق انزلاق طبقة الفاسبار إلى الأعلى وتجمع الغاز أسفلها.



الشكل 50 تخمر السكريات


الجدول 9 نتائج اختبار تخمر السكريات

النوع الجرثومي	غلوكوز		لاكتوز		سكاروز		مالتوز		دكسترين	
	غاز	حمض	غاز	حمض	غاز	حمض	غاز	حمض	غاز	حمض
<i>E. Coli</i>										
<i>B. subtilis</i>										
<i>Staphylococcus</i>										


٢- اختبار تحلل النشاء (اختبار الأميلاز Amylase):

يعد جزيء النشاء كبيراً جداً ولا يمكن أن يعبر إلى داخل الخلية الجرثومية؛ لذلك يفرز بعض الجراثيم إنزيمات خارجية Exoenzymes تقوم بتحطيم النشاء إلى

وحدات صغيرة يمكن أن تستعمل من قبل الخلية الجرثومية، ومن هذه الإنزيمات Oligo-1.6-glycosidase و α -amylase، تتألف جزيئة النشاء من مركبين: الأميلوز Amylose وهو سكر غلوكوز متعدد الجزيئة (200-300 وحدة) غير متفرع والأميلوبكتين Amylopectin وهو سكر متعدد الجزيئة ضخم ومتفرع. وعند حلمهة هذين المركبين بفعل الإنزيمات المنتجة من قبل الجراثيم تتحول إلى الدكسترين والمالتوز والغلوكوز القابلين للامتصاص من قبل الخلايا الجرثومية، وفق التفاعل الآتي:



ويمكن استعمال صبغة الغرام اليودية (محلول لوغول) ليتم الاستدلال على وجود النشاء، فعند ملامسة اليود للنشاء يتشكل معقد بني إلى أزرق، أما إذا كان النشاء قد تحلل فلا يظهر ذلك اللون (الشكل ٥١).



الشكل 51

(a) ظهور هالة شفافة بعد إضافة محلول لوغول دليل تحلل النشاء - (b)
عدم ظهور الهالة دليل عدم تحلل النشاء - (c) رسم يوضح اختبار تحلل النشاء.

ملاحظة:

قد يتدرج لون معقد نشاء - يود تبعاً لتركيز اليود المضاف وكميته.

ملاحظة:

إذا كانت النتيجة صعبة القراءة بسبب ظهور لون بُني محمّر سببه جزيئات اليود غير المتفاعلة، يمكن استعمال وسيلة بديلة، هي: نقل الطبقة الحاوي الجراثيم المراد اختبارها - بعد رفع الغطاء عنها - على حامل أو طبق كبير يحتوي بـلورات

اليود والأبخرة المتصاعدة ستتفاعل مع النشاء من دون إعاقة القراءة بسبب ظهور اللون البني المحمّر الناجم عن جزيئات اليود غير المتفاعلة.

ملاحظة:

في حال أعطت الجراثيم لوناً بنفسجياً محمراً بإضافة اليود (حل جزئي للنشاء) يجب إعادة الاختبار بعد فترة حضان إضافية.

المواد والأدوات اللازمة:

- أطباق حاوية وسط آغار النشاء Starch agar المعقم (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية).

- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24 - 48 ساعة.

- إبر تلقيح جرثومية ذات العقدة.

- صبغة غرام اليودية (محلول لوغول).

طريقة العمل:

- 1- اكتب على الأطباق (اسمك - الفئة - النوع الجرثومي) .
- 2- لَقِّح الأطباق السابقة بالجراثيم الموجودة أمامك على هيئة خطوط متباعدة.
- 3- ضَعْ الأطباق في الحاضنة بدرجة حرارة 37°م مدة 1- 5 أيام، وبعد مدة الحضان المناسبة اكشف عن النشاء بوضع الكاشف على طول خط التلقيح على وسط آغار النشاء، فإذا بقيت المنطقة المحيطة بخط التلقيح نيّرة، ولم يتغير لونها فإن النشاء قد تحلل، أما إذا ظهر لون مخالف فارجع للملاحظات السابقة.

تحذير مهم:

صنع قطرات اليود على جزء صغير من بداية خط النمو الجرثومي، من أجل عدم تلوث الطبق وتغيير لونه بالكامل، ففي حال احتجنا إلى إعادة حضن الطبق ليوم آخر نستطيع ذلك.

- من الجراثيم المحللة للنشاء *Bacillus subtilis*.

- من الجراثيم غير المحللة للنشاء *E. coli*.

ب- اختبارات تحلل البروتين:

يستطيع كثير من الجراثيم أن يفكك البروتينات، وينتج عن ذلك عادة مجموع من النواتج النهائية (الماء - النشادر - الإندول) ويمكن أن نستعمل لإنتاج حموض أمينية بنائية أخرى.

تعد طريقة استعمال الأحياء الدقيقة للحموض الأمينية والبروتينات مميزة للأجناس والأنواع وهي تستعمل لتحديدتها.

١ - إماهة الهلام Gelatin

يستعمل هذا الاختبار للكشف عن الجراثيم المحللة للبروتينات، ونحصل على الهلام بدءاً من البروتينات الحيوانية حيث يغزر وجوده في النسج الواصلة، ويكون الهلام مائعاً (مصهوراً) عند درجة الحرارة 25°م وما فوق، وصلباً عند درجات الحرارة الأخفض من ذلك.

إن الجراثيم المنتجة للجيلاتيناز Gelatinase أو Protease تستطيع أن تميع الهلام حتى في درجات الحرارة المنخفضة، ولا تستطيع الأنواع الجرثومية

الأخرى تحليله فيبقى صلباً في درجات الحرارة الأدنى من 25°م، وبذلك يمكن تحديد الأنواع الجرثومية.

المواد والأدوات اللازمة:

- أنابيب اختبار أو أطباق حاوية وسط الهلام المعقم (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية).

- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24-48 ساعة.

- إبر تلقیح جرثومية ذات العقدة أو مستقيمة.

طريقة العمل:

- 1- اكتب على الأطباق والأنابيب (اسمك - الفئة - النوع الجرثومي).
- 2- لَقِّح الأطباق السابقة بالجراثيم الموجودة أمامك بطريقة التخطيط. اترك طبقاً كشاهد من دون تلقیح.
- 3- لَقِّح الأنابيب السابقة بالجراثيم الموجودة أمامك بطريقة الوخز. اترك أنبوباً كشاهد من دون تلقیح.
- 4- ضع الأطباق والأنابيب في الحاضنة بدرجة حرارة 37°م مدة 1 إلى 7 أيام.
- 5- بعد مدة الحضانة المناسبة اكشف عن إمامة الهلام، بوضع الأنابيب في الثلجة مدة نصف ساعة أو بوضعها في إناء مملوء بقطع من الثلج، فإذا تجمد الهلام كانت النتيجة سلبية، أما إذا بقي سائلاً فإن الجراثيم تحتوي الإنزيم المحلل للهلام (الشكل ٥٢).

ملاحظة: إذا أردت أن تدرس وجود النمو من عدمه، وشكل الإسالة، فاحضن الأنابيب بدرجة حرارة الغرفة أو بالحاضنة على درجة الحرارة 24°م مدة أسبوعين. 6- للكشف عن إماهة الهلام في الأطباق، اغمر سطح الهلام في هذه الأطباق بعد مدة الحضانة بمحلول كبريتات الأمونيوم 3-5%، واتركه نحو خمس دقائق ثم تخلص من المحلول. إن ظهور منطقة شفافة حول المستعمرات الجرثومية يعد دليلاً على تحلل الهلام، بينما يدل وجود الراسب الأبيض حول المستعمرات على عدم تحلله.

7- سجّل النتائج في جدول (الجدول 10)




الشكل 52 اختبار إماهة الهلام: الأنبوب بالأسفل إيجابي الإماهة، أما الأنبوب بالأعلى فسلبي الإماهة

الجدول 10 نتائج إماهة الهلام

الجيلاتين في الأطباق	الجيلاتين في الأنابيب		نوع الجرثوم
	شكل الإسالة	وجود النمو	
			<i>E. Coli</i>
			<i>B. subtilis</i>
			<i>St. faecalis</i>

٢- إماهة الكازئين

يعدُّ الكازئين المادة البروتينية الأساسية في الحليب، يوجد على هيئة معلق غروي يُعطي الحليب لونه المعروف، تقوم كثير من الجراثيم بإماهة الكازئين لتنتج مشتقات أكثر قابلية للانحلال، وفق التفاعل الآتي:




الكازئين هو فسفوروتين تفككه الجراثيم التي تصنع إنزيماً خارجياً هو Caseas، وتستهمل هذه الخاصة في تحضير الأجبان، ويمكن الاستفادة منها في تحديد الجراثيم.

المواد والأدوات اللازمة:

- أطباق فارغة ومعقمة.
- وسط الآغار المغذي المعقم (راجع صفحة تحضير الأوساط الزرعية) والموجود في زجاجة.
- حليب طازج منزوع القشدة معقم أو حليب مجفف معقم منزوع الدسم.
- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24 - 48 ساعة.
- إبر تلقيح جرثومية ذات العقدة.

طريقة العمل :

- 1- اكتب على الأطباق (اسمك - الفئة - النوع الجرثومي).
- 2- اصهر الآغار المغذي، ويزده إلى درجة الحرارة 45°C - 50°C ، ثم أضف الحليب المعقم، بشروط عقيمة بنسبة 1 مل حليب لكل 10 مل آغار مغذي، أو بنسبة لا تزيد على 5% من الحليب الجاف.
- 3- لَقِّح الأطباق السابقة بالجراثيم الموجودة أمامك بطريقة التخطيط أو على هيئة بقع ويفضل وخز الطبق (الشكل ٥٣).
- 4- ضَعْ الأطباق في الحاضنة بدرجة حرارة 37°C مدة 3 - 7 أيام.
- 5- بعد مدة الحضانة المناسبة اكشف عن إماهة الكازئين بالتحري عن وجود هالة شفافة خالية من الحليب حول المستعمرة النامية وتحتها، وهي دليل على إماهة الحليب، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة عند وضع الطبق فوق سطح أسود اللون.



الشكل 53 حالات شفافة حول الجراثيم المحللة للكازين

(a) لطح الطبقة بالجراثيم المراد اختبارها

(b) ظهور حالات شفافة تعني حمهة الكازين

٣ - اختبار إنتاج الإندول

الإندول مركب آزوتي نحصل عليه نتيجة تفكك الحمض الأميني التريبتوفان بالجراثيم، وتكمن أهمية هذا الاختبار في أن عدداً قليلاً فقط من الجراثيم يمكنها أن تقوم بذلك، وليس من الضروري استعمال التريبتوفان النقي في

وسط الاختبار، ولذلك يستعمل عادة التريبتون الناتج عن هضم بعض البروتينات والحاوي نسبة مرتفعة من التريبتوفان.

ويمكن إجراء الاختبار بزرع الجراثيم على وسط الماء الهضموني العادي أو الغني بالتريبتوفان، فإذا كانت تنتج Tryptophanase ستعمل على تفكيك التريبتوفان وإنتاج الإندول، وبعد زرع الجراثيم يمكن الكشف عن الإندول بكاشف إرلخ - كوفاكس Ehrlich - Kovacs وهو بارا دي ميتيل أمينوبنزألدهيد Paradiaminobenzaldehyde.

حيث نضع بضع قطرات من الكاشف على الأنبوب المزروع بالجراثيم فنلاحظ تكوّن حلقة حمراء شديدة نوعية دالة على تحرر الإندول على سطح الأنبوب (الشكل ٥٤).

ملاحظة:


إن إضافة أحد السكريات القابلة للتخمر من قبل الجراثيم يمكن أن يعوق هذا الاختبار؛ لأن سرعة تكوّن الحمض بدءاً من السكريات سيؤدي إلى تثبيط الإنزيمات المحللة للبروتينات.

المواد والأدوات اللازمة:

- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24-48 ساعة.
- إبر تلقیح جرثومية ذات العقدة.
- أنابيب اختبار حاوية وسط الماء الهضموني المعقم (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية).
- كاشف إرلخ - كوفاكس Ehrlich - Kovacs .

طريقة العمل :

- 1- اكتب على الأنابيب (اسمك - الفئة - النوع الجرثومي).
- 2- لَقِّح الأنابيب الموجودة أمامك بالجراثيم المراد اختبارها.



الشكل 54 اختبار إنتاج الاندول

- 3- ضع الأنابيب في الحاضنة بدرجة حرارة 37°م مدة 24-48 ساعة.
- 4- بعد مدة الحضانة، أخرج الأنابيب من الحاضنة، وضع فوق كل أنبوب قطرة من كاشف إرلخ - كوفاكس. سجّل النتائج.

- من الجراثيم إيجابية إنتاج الاندول *E. coli*.
- من الجراثيم سلبية إنتاج الاندول *Klebsiella - Salmonella*.

٤ - اختبار إنتاج غاز كبريت الهيدروجين

يقوم بعض الجراثيم بتخريب الحموض الأمينية الكبريتية مثل السيستئين

لتحرير غاز H_2S كما في التفاعل الموضح: الشكل 82.

ومن أمثلة ذلك ما يحدث عند فساد البيض وبعض اللحوم المحفوظة أو المعلبة، وفي حال اللحوم المعلبة عادة يتفاعل الغاز الناتج مع معدن العلبه ليكون لوناً أسوداً مميزاً.

ويمكن إيضاح هذه الظاهرة في المزارع الجرثومية في المختبر باستعمال أوساط تحتوي على أملاح معدنية لبعض العناصر مثل البزموت أو الحديد أو الرصاص حيث يتكون كبريت المعدن ذو اللون المميز، مثال: تحت خلاص الرصاص يتحول إلى كبريت الرصاص الأسود بعد تفاعله مع غاز H_2S ، وكبريتات الحديد تتحول إلى كبريت الحديد أسود اللون بعد تفاعلها مع H_2S (الشكل ٥٥).


هناك عدة أوساط تفي بالغرض يمكن استعمالها ومنها وسط *S . S agar* (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية).

المواد والأدوات اللازمة

- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24 - 48 ساعة.

- إبر تلقیح جرثومية ذات العقدة.

- أطباق بتري حاوية وسط S . S المعقم.



الشكل 55 اختبار إنتاج غاز كبريت الهيدروجين

الأنبوب على اليمين سلبي (عدم تشكل H_2S) - الأنبوب على اليسار إيجابي (تكوّن اللون الأسود يعني إنتاج H_2S).

طريقة العمل:

- 1- اكتب على الأطباق (اسمك - الفئة - النوع الجرثومي) .
 - 2- لَقِّح الأطباق الموجودة أمامك بالجراثيم المراد اختبارها بطريقة التخطيط.
 - 3- ضع الأطباق بالوضع المقلوب في الحاضنة بدرجة حرارة 37°م مدة 24-48 ساعة.
 - 4- بعد مدة الحضانة، أخرج الأطباق من الحاضنة، واقرأ النتيجة بظهور اللون الأسود.
 - 5- سجّل النتائج.
- من الجراثيم إيجابية إنتاج غاز H_2S *Proteus - Salmonella*
- من الجراثيم سلبية إنتاج غاز H_2S *E. coli* .
- ج - اختبارات متفرقة:

- ١- النمو على وسط لا يحتوي إلا على الكربون اللاعضوي (وسط سيمون *Simmon*) (راجع دليل تحضير الأوساط الزرعية)
- وسط صناعي يكون فيه المصدر الوحيد للكربون هو سترات الصوديوم، وإن الجراثيم التي يمكنها أن تفكك السترات هي وحدها فقط يمكنها استعمال الكربون من الوسط لإنتاجها السيتراز *Citruse* ثم يمكنها أن تنمو على هذا الوسط وتقلونه (تجعله قلوياً) وفق التفاعل الوارد في الشكل ٥٦.

إن الوسط يحتوي مشعر أزرق البروموتيمول الذي يكون أخضر مزرقاً في الوسط المعتدل، ويصبح أزرق اللون في الوسط القلوي، وأصفر في الوسط الحمضي.

إن نمو الجراثيم في هذا الوسط يؤدي إلى ارتفاع قيمة pH، مما يؤدي إلى تغير لون المشعر الموجود في الوسط إلى اللون الأزرق، وتكون الجراثيم في هذه الحالة قادرة على استعمال السيترات مصدراً للكربون والطاقة (الشكل ٥٦).
ملاحظة: أحياناً تنمو الجراثيم على وسط سيمون دون أن تقلب اللون، عندها يكون الاختبار إيجابياً.

ملاحظة: نزرع عادة هذا الوسط بدءاً من مزروع الجراثيم المعزول على أوساط صلبة، وليس من مزرعة سائلة مثل المرق المغذي أو الماء الهضموني لاحتوائها على مصادر عضوية للكربون من شأنها أن تغير النتائج.

المواد والأدوات اللازمة:

- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24 - 48 ساعة.
- إبر تلقیح جرثومية ذات العقدة.
- أطباق بتري أو أنابيب بالوضع المائل حاوية على وسط سيمون المعقم.

طريقة العمل:

- ١- اكتب على الأطباق (اسمك - الفئة - النوع الجرثومي).
- ٢- لقع الأطباق والأنابيب الموجودة أمامك بالجراثيم المراد اختبارها بطريقة التخطيط.

3- ضع الأنابيب والأطباق بالوضع المقلوب في الحاضنة بدرجة حرارة 37°م مدة 24-48 ساعة.

4- بعد مدة الحضانة، أخرج الأطباق والأنابيب من الحاضنة واقراء النتيجة بظهور النمو وانقلاب اللون.

5- سجّل النتائج .


- من الجراثيم التي يمكنها النمو على وسط سيمون *Klebsiella*

- من الجراثيم التي لا يمكنها النمو على وسط سيمون *E.coli*.

التفاعل بوجود الجراثيم

$$\text{Sodium citrate} \xrightarrow[\text{citrase}]{\text{Citrate permease}} \text{Pyruvic acid} + \text{oxaloacetic acid} + \text{CO}_2$$

التفاعل داخل الأنابيب


$$\text{Excess sodium from sodium citrate} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ (alkaline)} \quad \text{pH} \uparrow$$


(a) Citrate + (b) Citrate -

الشكل 56 اختبار إمكان النمو على وسط سيمون.

٢- اختبار نشاط الكتالاز Catalase:

تحتوي بعض الجراثيم على الكتالاز وهذه الإنزيمات ضرورية لنمو الجراثيم الهوائية، حيث تفكك الماء الأكسجيني إلى ماء وأكسجين غازي وفق التفاعل:




ويمكن ملاحظة انطلاق الأكسجين عند إضافة بضع قطرات من الماء الأوكسجيني بتركيز 3-4% إلى المزارع الجرثومية. وهذا الاختبار مهم للتمييز بين الجراثيم العنقودية إيجابية الغرام (إيجابية الكتالاز) والعقدية (سلبية الكتالاز).

المواد والأدوات اللازمة:

- مزارع جرثومية مختلفة بعمر 24-48 ساعة.
- إبر تلقيح جرثومية ذات العقدة.
- صفائح زجاجية نظيفة.
- ماء أكسجيني بتركيز 3-4%.

طريقة العمل:

1- ضع جزءاً من المستعمرة الجرثومية بإبرة الزرع الجرثومية على صفيحة نظيفة، وضع فوقها قطرة من الماء الأكسجيني. لاحظ انطلاق فقاعات الأكسجين مباشرة في حال إيجابية التفاعل (الشكل ٥٧).



الشكل 57 اختبار الكتالاز : تشكل فقاعات الأوكسجين دليل الإيجابية

أو ضع قطرة الماء الأوكسجيني مباشرة على طبق يحتوي الجراثيم المراد اختبارها، شريطة ألا تكون مزروعة على وسط يحتوي الدم؛ لأن الدم يتضمن الكتالاز، وعندها يكون الاختبار إيجابياً حتماً، ولكن بعد 10 ثوان.
2- سجّل النتائج.



الفصل الحادي عشر

الجراثيم الممرضة

Pathogenic Bacteria

العلاقة بين المضيف والجراثيم:

١ - الارتتام Saprophytism: حالة تعيش فيها الجراثيم والإنسان على نحو مستقل كل طرف عن الآخر بالرغم من وجود الجراثيم على سطح الجلد وأجواف الجسم المفتوحة، وتسمى بالجراثيم الرمامة.

٢ - التطاقم Commensalism: حالة تتكاثر فيها الجراثيم الموجودة على جلد ومخاطبات الإنسان على حساب المنتجات الناجمة عن الاستقلاب الخلوي وتسمى المجموع الجرثومي الطبيعي المطاعم.

للجراثيم المطاعمة دور كبير في المقاومة بإسهامها في تركيب بعض الأضداد التي تساعد على الدفاع عن العضوية ضد العوامل الممرضة الأخرى.

٣ - الإمراضية Pathogenicity: حيث تأخذ الجراثيم الممرضة ما تحتاجه لنموها وتكاثرها من العضوية التي تعيش عليها مع إحداث تأثيرات ضارة مختلفة في هذه العضوية؛ مما يسبب الأذية وإحداث المرض عندما تعجز دفاعات الجسم عن صدها.

يحدث المرض عندما تنمو الجراثيم على حساب نسيج العضوية، أو عندما يفرز ذيفاناً Toxin خارجياً أو داخلياً.

- هناك جراثيم ممرضة نوعية (إمراضيتها محددة من الناحية السريرية والفيزيولوجية)، مثل: الحمى التيفية، وجراثيم ممرضة غير نوعية (تختلف أعراض إمراضيتها حسب مكان الإصابة).

- هناك جراثيم إجبارية الأمراض، مثل: السلمونيّة، لا يمكنها التكاثر خارج بؤرة الخمج وليس لها حملة أصحاب، ووجودها يعني وجود المرض. وجراثيم مخيرة الأمراض تعيش على العضوية دون إحداث المرض ولكن بظروف معينة تحدث المرض.

- يمكن لبعض الجراثيم الرمية أو المطاعمة أن تسبب المرض في ظروف خاصة، مثل نقص المناعة أو وصول الجراثيم إلى أماكن عقيمة من الجسم، تسمى عندها الجراثيم الانتهازية أو المؤكلة.

تشخيص الجراثيم الممرضة:

يتم التشخيص وفق طريقتين:

١- طريقة مباشرة: يتم فيها عزل الجراثيم أو أحد مكوناتها ثم تعريفها بطرائق مختلفة منها:

- الفحص المجهرى.

- الزرع والعزل.

- دراسة الصفات الحيوية والصفات الحيوية الكيميائية.

- استعمال التقانات البيولوجية الجزيئية (تحديد DNA).

٢ - طريقة غير مباشرة: تعتمد على البحث عن أضرار الجراثيم، أي الكشف عن الاستجابة المناعية التي قام بها الجسم تجاه الجراثيم، ولها طرائق كثيرة.


المكورات إيجابية الغرام Gram Positive Cocci

العنقوديات الذهبية *Staphylococcus aureus*:

من الجراثيم الممرضة اللانوعيّة تنتمي إلى فصيلة المكورات *Micrococcaceae* وهي مسؤولة عن العديد من الأخماج وخصوصاً عند اضطراب المناعة أو عند حدوث أذية في النسيج مثل الرض - الجرح - الحرق. تسبّب الدامل - الداحس - الخراجات - خمج الدم - التهاب العظام والنقي - كما تسبّب بعض التسممات الغذائية.

خصائصها الحيوية:

واسعة الانتشار لأنها مقاومة للجفاف والملوحة (تشاهد عند ٣٠ - ٤٠% من الأفراد الأصحاء الذين يحملون العنقوديات الذهبية على الجلد وفي الأنف). هي مكورات إيجابية الغرام قطرها ١ ميكرون، تجتمع على هيئة عنقود يصل عدد المكورات في العنقود إلى ٥٠ مكورة (الشكل ٥٨)، هوائية اختياريًا تنمو بسهولة على الأوساط العادية، تشكل صبغاً أصفر يميزها بعد ٢٤ - ٣٦ ساعة من استزراعها، تعكر المرق المغذي على نحو متجانس.



الشكل 58 المكورات العنقودية إيجابية غرام، كما تبدو تحت المجهر

خصائصها الحيوية الكيميائية:

- تمييع الهلام (الجيلاتين).
 - تنمو على وسط شابمان وهو وسط ذو تركيز ملحي عالٍ (٧ - ١٠%)
 - مع المانيتول وحمرة الفينول. وتقلّب لونه من الأحمر إلى الأصفر؛ لأنها تخمر سكر المانيتول (الشكل ٥٩).
 - تنتج إنزيم المخثرات Coagulase .
 - تنتج إنزيم الفوسفاتاز Phosphatase .
 - تنتج إنزيم ديزوكسي ريبونوكلياز Desoxyribonuclease الحالة للدنا DNA .
 - تفرز حالة دموية من النوع (بيتا) β .
- الاختبارات المطلوبة:
- زرع على وسط شابمان.

- الكشف عنها مناعياً عن طريق إضافة أضداد معلومة حيث يحدث التراص بين الأضداد ومولدات الضد المفترض وجودها في الجرثوم.
ملاحظة: تفيد هذه الخصائص في تمييز العنقوديات الذهبية عن أنواع العنقوديات غير الممرضة.



الشكل 59 يبين نمو العنقوديات الذهبية عند زرعها على وسط شابمان

العصيات سلبية الغرام Gram Negative Bacilli

فصيلة الأمعائيات Enterobacteriaceae

تضم هذه الفصيلة حوالي ١٠٠ جنس منها ٢٥ جنساً ممرضاً للإنسان، من أهم صفاتها:

هوائية مخيرة، عسوية الشكل سالبة غرام غير متبوعة، بعضها متحرك بسيط وبعضها يحتوي محفظة، تنمو على الأوساط العادية فهي سهلة الزرع لعدم حاجتها لعوامل نمو، تخمر الجلوكوز مع إطلاق غاز أو من دونه، ترجع النتريات

إلى نترت، لا تحتوي على إنزيم الأكسيداز، تسكن في الأمعاء فهي مقاومة
لأملاح الصفراء، وتوجد في الوسط الخارجي (ماء - هواء - تراب) نتيجة
التلوث، منها إجبارية الأمراض، ومنها انتهازية، ومنها الممرضة النوعية وغير
النوعية، مثال:

• العصية القولونية: جنس الإشيريكية *Escherichia* - النوع *E.coli*:


الإشيريكية القولونية تسكن الأمعاء وتكوّن ٨٠ % من الجراثيم الهوائية فيها.
تنتشر في البيئات المختلفة وتكون دليلاً على التلوث بمياه الصرف المنزلي،
كما توجد في مخاطيات الإنسان وتنتقل إلى الأغذية.
ينتمي إليها نحو ١٧٠ نوعاً، منها فقط ٢٠ نوعاً قادراً على إحداث المرض،
تكون مسؤولة عن الإنتانات البولية والتناسلية والهضمية والتهاب المسالك
الصفراوية وبنسبة أقل خمج الدم والتهاب السحايا ولاسيما عند الأطفال.

خصائصها:

عصيات بطول ١ - ٣ ميكرون وعرض ٠,٥ ميكرون مدورة النهاية - غير
متبوغة - لا تحتوي محفظة - ٧٥% منها متحرك بسياط محيطية - مفردة أو
مزدوجة وأحياناً سلسلية - سلبية الغرام ذات تلون قطبي (الشكل ٦٠).

صفات الحيوية:

حساسة للحرارة، تموت خلال ساعة في درجة ٥٦ °م.
حساسة للكحول، تقاوم حمض الفينيك ١%.



الشكل 60 جراثيم *E.coli* سلبية غرام ذات تلون قطبي، كما تبدو تحت المجهر

صفاتهما الحيوية الكيميائية:

- تخمر الغلوكوز مع إطلاق غاز.
- تخمر اللاكتوز مع إطلاق غاز خلال ٢٤ ساعة.
- تحرر الإندول.
- سلبية فوكس بروسكاور وإيجابية حمرة الميتيل.
- لا تميّع الهلام.
- لا تطلق غاز H_2S .
- لا تفكك البولة.
- لا تنمو على وسط سيمون بالسترات.

أوساط تعريف *E.coli* :


وسط ماكونكي Mac Conkey

وسط V.R.B Violet-Red-Bile

وسط E.M.B Eosine-Methylene bleu من الأوساط الاصطناعية وهو من أهم الأوساط وأكثرها استعمالاً، يحتوي على اللاكتوز والسكروز ومشعراً لونياً إضافة إلى الإيوزين وأزرق الميثيلين والأملاح الصفراوية. تنمو عليه جميع أفراد الأمعائيات ولكن الـ *E.coli* تظهر على هيئة مستعمرات بنفسجية مائلة للسواد ذات لمعة يودية (الشكل 61).

- على المرق المغذي: تعكّره على نحو متجانس مع ظهور لمعة حريرية عند خض الأنبوب مع وجود راسب رمادي اللون وطهاوة على السطح وانطلاق رائحة برازية.

- على الأغار المغذي: مستعمرات مدورة منتفخة قليلاً ذات لون أبيض رمادي، قطرها ٢ مم لها رائحة برازية، ملساء من النمط S وأحياناً خشنة من النمط R.



الشكل 61 يبين نمو *E.coli* عند زرعها على وسط EMB

* العصية التيفية *Salmonella* :

يوجد منها نوعان هما:

الحمى التيفية *Salmonella typhi*

الحمى نظيرة التيفية *Salmonella paratyphi*

عصيات إجبارية الأمراض لا توجد على نحو مُطاعم إلا في حالات النقاها، نوعية الأمراض تسبب الحمى التيفية وتسبب أيضاً التسممات الغذائية. تنتشر في الجهاز الهضمي للإنسان والحيوانات ويمكن أن توجد في البيئة بسبب التلوث، لكن لا يمكنها التكاثر رغم أنها تقاوم وتحفظ على بقائها في التربة عدة أسابيع وأحياناً عدة شهور إذا كانت الحرارة والرطوبة مناسبة.

صفاتهما:

عصيات مستقيمة طولها نحو ٣ ميكرون وعرضها ٠,٥ ميكرون، عديمة المحفظة، متحركة بسياط محيطية، تكون مفردة أو مزدوجة أو متكتلة في كتل صغيرة، سلبية الغرام، هوائية مخيرة.

الخصائص الحيوية:

تتأثر بالحرارة (تموت خلال ساعة بالحرارة ٥٦ م°). تتأثر بالمطهرات، تقاوم البرودة والتجمد، تقاوم بعض الملونات، تقاوم أملاح الصفراء وسترات البزموت وسيلينيت الصوديوم، وهذه الخاصة تفيدنا بعزلها.


الخصائص الحيوية الكيميائية:

أهم صفة من صفاتها أنها لا تخمر سكر اللاكتوز وتنتج غاز H_2S ، كما أنها

لا تحرر الإندول ولا تمييع الهلام ولا تفكك البولة، تخمر الجلوكوز مع إطلاق غاز وتخمر المانيتول، تفاعل حمرة الميتيل إيجابي وفوكس بروسكاوير سلبى.

تعريفها:

تتمى على وسط سيلينيت الصوديوم السائل بغية إكثارها وعزلها عن باقي الإمعائيات وذلك خلال ١٨ ساعة بعد الزرع حتماً. وتغزل ثانية على وسط S.S وهو وسط خاص (اصطفائي) للسلمونيّة والشيجلة *Salmonella - Shigella* ويحتوي اللاكتوز وأملاح الصفراء وسيترات الحديد والخضرة اللامعة. الجراثيم غير المخمرة للاكتوز (مثل السلمونيّة والشيجلة) تنمو على هذا الوسط على هيئة مستعمرات شفافة، أما المستعمرات المخمرة فتكون وردية اللون. الجراثيم المنتجة لغاز H_2S تظهر لوناً أسود في مركز المستعمرة مثل السلمونيّة أما الشيجلة فلا تعطي اللون الأسود لأنها لا تطلق غاز H_2S (الشكل ٦٢).



Escherichia coli

Salmonella

Shigella

الشكل 62 يبين نمو كلاً من *Salmonella - Shigella - E.coli* عند زرعها على وسط S.S

الفصل الثاني عشر

الفطريات Fungi

الفطريات Fungi أحياء حقيقية النواة توضع ضمن المشريات Thallus تفتقر لليخضور؛ لذلك تعيش حياة رمية أو طفيلية أو متعايشة، بعض أنواعها وحيد الخلية كالخمائر ولكن معظمها عديد الخلايا ذو بنية خيطية، يسمى الخيط الفطري Hypha ومجموعة الخيوط الفطرية يسمى الأفطورة (المشيجة) Mycelium، وبعضها يكوّن أنماطاً مختلفة من الأنسجة الفطرية قد تكون بسيطة أو معقدة.

الخيط الفطري إما أن يكون لاحزياً ذا بنية أنبوبية مثال الفطريات الدنيا، أو يكون مقسماً بحواجز إلى خلايا وحيدة النواة، أو عديدة النواة مثال الفطريات الراقية.

تخترق الأفطورة (المشيجة) الإعاشية الوسط الذي تعيش فيه وترسل خيوطاً أو ممصات (في حال الفطريات الممرضة) للحصول على غذائها، وتكوّن غالباً أفطورة (مشيجة) هوائية تحمل عليها بُنى تكاثرية.

توجد في كل البيئات الأرضية، التربة والماء (الفطريات الكونيدية) وفي الهواء (أبواغ الفطريات). تعيش حياة رمية أو طفيلية (على النباتات والحيوانات والإنسان) أو متعايشة (مع جذور النباتات الراقية لتكوين الفطريات الجذرية

Mycorrhizae أو مع الطحالب لتكوين الأشن (Lichens)، ومنها ما هو مفترس للديدان وحيوانات أخرى في التربة.

أهمية الفطريات - فوائدها ومضارها:

تشكل الفطريات مجموعة مهمة للبيئة وللإنسان، رغم وجود أنواع كثيرة تسبب أضراراً متعددة.

تأتي أهمية الفطريات من كون بعضها قادراً على تفكيك المواد العضوية في التربة كما أنها تدخل في الدورات الحيوية والجيولوجية الكيميائية للعناصر مثل دورتي الكربون والآزوت فتزيد من خصوبة التربة، كما أن الفطريات الجذرية لها دور كبير في تحسين امتصاص النبات للعناصر المغذية.

وتتملك بعض الفطريات مقدرة كبيرة على إنتاج مركبات مختلفة مهمة في الصناعات الغذائية (مثل الخمائر) وفي مقدمتها خميرة الخبز *Saccharomyces cervisiae* كما يستخدم فطر *Penicillium roqueforti* في تحضير بعض أنواع الجبن.

وتستعمل الفطريات في الصناعات الكيميائية (مثل إنتاج حمض الليمون والكحول)، وبعضها منتج للصادات الحيوية والعقاقير الطبية وإنتاج البروتين. وتسبب بعض الفطريات الأخرى الأمراض للإنسان والحيوان والنبات، عن طريق المهاجمة المباشرة لهذه الأحياء أو عن طريق السموم الفطرية التي تفرزها مثل فطر *Aspergillus flavus*.

أشكالها:

تمثل الفطريات من الناحية الشكلية مجموعة عديمة التجانس لدرجة كبيرة، فمنها مفردة الخلية ومنها ما هو على هيئة خيوط كالزقية ومنها ما يمتلك بُنى معقدة كالدعاميات، والفطريات تختلف كثيراً في التفاصيل البنوية.

التكاثر Reproduction:

يمكن للفطريات أن تتكاثر بطريقة لاجنسية أو جنسية.

التكاثر اللاجنسي: يتم التكاثر اللاجنسي بطريقتين أساسيتين:

- **التكاثر الإعاشي:** يكون إما بالتفتت حيث تتجزأ المشيعة الفطرية إلى قطع لتعطي أفراداً جديدة، مثال الفطريات الابتدائية والزقية والدعامية، أو بالبرعمة ويلاحظ عند بعض الخمائر حيث تأخذ خلايا الفطر شكلاً بيضوياً أو كروياً وتشكل البراعم التي لا تلبث أن تنمو وتتفصل عن الخلية الأم، وقد تبقى هذه البراعم متصلة مع بعضها لتشكل خيطاً فطرياً كاذباً. أو بالانشطار الذي يحدث في الفطريات وحيدة الخلية كما في الخمائر حيث تستطيل الخلية ثم تنقسم نواتها إلى نواتين، ويتشكل حاجز في وسط الخلية يفصل الخلية إلى خليتين. أو بتشكيل أشكال جذيرية عبارة عن تجمع بعض الخيوط الفطرية لتبدي تمايزاً كبيراً وواضحاً في نسجها وتكون مقاومة للظروف البيئية السيئة، ولها المقدرة على العودة للنمو في الظروف الملائمة. أو بتشكيل أجسام قاسية عبارة عن تجمع خيوط فطرية ممثلة بالمواد الادخارية، تتشكل في الظروف السيئة ولها المقدرة على الانتاش عند عودة الظروف المناسبة.

- التكاثر بتشكيل أبواغ لاجنسية: هناك عدة أنماط للأبواغ اللاجنسية، فقد تكون داخل أكياس بوجية وتكون إما أبواغ سابحة (مسوّطة) أو أبواغ ساكنة (غير مسوّطة). وقد تتكون مباشرة على سطح الخيوط الفطرية أو في قمم سويقات تدعى حوامل الأبواغ الكونيدية وتدعى بالأبواغ الكونيدية فهي لا تتكون ضمن أكياس. أما الأبواغ الكلاميدية (المغطاة) فتتشكل بانفصال أجزاء من المشيخة الفطرية نهائية أو بينية، وتكون غنية بالمدخرات الدهنية وذات غلاف ثخين.

التكاثر الجنسي: يتضمن اندماج خليتين بالانصهار البلاسمي ثم النووي يليه انقسام منصف. ويقود هذا التكاثر إلى تشكيل أبواغ ذات أهمية في بقاء الفطر واستمراريته أكثر من أهميتها في انتشار الفطر كالأبواغ البيضية المتشكلة عن اندماج نواة من المنطفة ونواة بيضة كروية. والأبواغ الازدواجية، تتشكل من اقتراب خيطين فطريين من سلالتين مختلفتين وانصهارهما. والأبواغ الزقية، تتشكل داخل زقاق نتيجة انصهار نووي متبوع بانقسام منصف. والأبواغ الدعامية، التي غالباً ما ترتبط إلى الدعامة بزائدة.

عزل الفطريات الدقيقة من التربة وإحصاؤها

أ- الإحصاء باستعمال الشريحة الملامسة:

- ١- اغمس عمودياً في ورق من تربة الحديقة ٢-٤ شرائح مجهرية نظيفة واترك ٢ سم على الأقل بارزة فوق سطح التربة (اغمس ٣/٤ الشريحة بالتربة).
- ٢- أضف كمية كافية من الماء حول الشريحة. ثم لا تقم بسقاية التربة لأكثر من أسبوع.

٣- قم بإزالة الشريحة بإمالتها للخلف بحيث لا يتم كشط الجزء العلوي من الشريحة.

٤- تخلص من أي جزيئات كبيرة من التربة وقم بتنظيف الجزء السفلي من الشريحة بمنشفة ورقية رطبة. اترك الشريحة لتجف تماما.

٥- اغمر الشريحة بمحلول حمض الخل ٤٠٪ acetic acid لمدة ١-٣ دقائق.

٦- أزل الحمض بالماء، مع الحرص على عدم تخريب الخلايا.

٧- اغمر الشريحة بمحلول phenolic Rose Bengal stain لمدة ٥-١٠ دقائق.

٨- اغسل الشريحة بالماء لإزالة الفائض من الملون، اترك الشريحة لتجف.

٩- افحص الشريحة تحت المجهر. ابحث عن خيوط فطرية وجراثيم و Actinomycetes .

١٠- سجّل جميع الملاحظات.

بهذه الطريقة يمكن ملاحظة علاقة الأحياء الدقيقة ببعضها وخاصة الفطريات وتراقفها مع حبيبات التربة وجذور النباتات.

ب- الإحصاء باستعمال الأطباق:

هناك أكثر من طريقة لإحصاء الفطريات الدقيقة في التربة بالأطباق، أهمها: الطريقة المباشرة (الجافة) والطريقة غير المباشرة (الرطبة). وفي كلتا الطريقتين يجب مراعاة الآتي:

طريقة أخذ العينة: حيث تراعى شروط العقامة للأدوات المستعملة، ويجب تسجيل جميع المعلومات عن التربة (صفتها، لونها، مكان أخذ العينة، قربها من نبات معين أو بعدها عن النباتات، عمقها).

طرائق نقل العينة: يجب أن تُنقل العينة مباشرة إلى المختبر والمحافظة عليها بحالة عقيمة وتُجرى الاختبارات فور الوصول إلى المختبر ما أمكن ذلك أو تحفظ العينة في البراد عند الدرجة 4°م لحين إجراء الاختبارات ويجب ألا تطول مدة الحفظ عن عدة أيام.

١ - الطريقة الجافة المباشرة:

نأخذ ١ غ من التربة الخصبة بوساطة ملعقة معقمة ثم ترش (تذر) بشكل متجانس على سطح الطبق المصبوب بوسط مغذ معقم، أو يمكن نثرها على هيئة أكوام متفرقة على سطح الطبق مع مراعاة أن تتم الزراعة بجانب اللهب. يمكن عمل ٢-٣ مكررات للعينة الواحدة.

٢ - الطريقة الرطبة غير المباشرة:

نأخذ ١ غ من التربة ونعمل على تحضير التربة وذلك بإضافة ١٠ مل من الماء المقطر المعقم أو الماء الفيزيولوجي المعقم أو نأخذ ١٠ غ من التربة ونضيف إليها ١٠٠ مل من الماء السابق مع السحق فنحصل على معلق التربة الذي نقوم بتخفيفه ثم زراعته بأحجام محددة على أوساط الاستزراع الخاصة. ملاحظة: تُستعمل الطريقتان لعدّ الفطريات والجراثيم.

استزراع الفطريات وإحصاؤها في ١ غ من التربة بالطريقة الرطبة: طريقة العمل:

١ - جهاز أوساط مغذية خاصة للفطريات (أعفان)؛ أهم الأوساط المستعملة هي وسط شابيك أو وسط خلاصة الشعير أو وسط دكستروز البطاطا أو وسط سابورود آغار. (راجع دليل الأوساط الغذائية).

٢ - اضبط درجة pH الوسط على ٣.٥ لمنع نمو الجراثيم المرافقة والتي تعيق نمو الفطر، ويكون ذلك بإضافة ١.٥ مل من حمض عضوي معقم (حمض العنب Tartaric acid أو حمض اللبن Lactic acid أو حمض الليمون Citric acid) بتركيز ١٠% لكل ١٠٠ مل من الوسط المغذي المصهور بدرجة ٤٥-٥٠° م. (لا يضاف الحمض إلى الوسط الساخن كي لا يتأثر الوسط المغذي) بعد ذلك امزج الوسط جيداً مع الحمض وصبه في أطباق معقمة وفارغة بشروط عقيمة واتركه حتى يتصلب.

يمكن إضافة صاد حيوي كالستربتوميسين إلى الوسط المغذي المصهور بدرجة ٤٥-٥٠° م لمنع نمو الجراثيم بدلاً من إضافة الحمض العضوي. (لا يضاف الصاد الحيوي على الوسط الساخن كيلا يتفكك الصاد الحيوي) ثم امزج الوسط جيداً مع الصاد الحيوي وصبه في أطباق معقمة وفارغة بشروط عقيمة واتركه حتى يتصلب.

٣ - لأخذ عينة التربة، جهز أكياساً بلاستيكية معقمة، وسكيناً معقمة، ومسطرة ومنكاشاً.

٤- سجّل ملاحظاتك المتعلقة بصفات التربة (الغطاء النباتي - مناخ - عمق العينة - المعالجة وغير ذلك).

٥- اعمل حفرة بعمق ١٠-١٥ في المكان المطلوب من التربة واجمع ثلاث عينات من كل مكان (حوالي ٢٥٠ غ من التربة) مع الحرص على عدم أخذ العينة من التربة السطحية.

٦- قُم بإزاحة الحصي والبقايا النباتية كالجذور من العينة واسحق العينة جيداً بالهاون المعقم ثم قُم بعملية الاستزراع.

الاستزراع:

١ - اسحق ١٠ غ من التربة بالهاون وصب فوقها بالتدرج مع السحق المستمر ١٠٠ مل من الماء الفيزيولوجي المعقم لتحصل على معلق التربة. اتركه ليرقد.

٢ - انقل بالماصة وعلى نحو عقيم ١ مل من معلق التربة إلى أنبوب يحتوي ٩ مل من الماء الفيزيولوجي المعقم، رجه جيداً لتحصل على التركيز 10^{-1} أو $10/1$.

٣ - كرر العملية لتحصل على التراكيز 10^{-1} ، $10^{-٢}$ ، $10^{-٤}$ مع مراعاة تغيير الماصة كل مرة وعدم غمس الماصة بالسائل.

٤ - خذ من التراكيز 10^{-1} ، $10^{-٢}$ ، $10^{-٤}$ مقدار ٠.٥ مل وضعها فوق سطح طبق يحتوي الوسط المغذي المحمض أو المضاف إليه صاد حيوي وافرشها على سطح الطبق بواسطة ماسحة معقمة (ملوقة)، اترك الطبق حوالي

نصف ساعة حتى يتشرب كمية السائل، سجل على الطبق اسم العينة والتركيز والمكرر، احضن الطبق بالوضع المقلوب بالدرجة ٢٨°م لمدة ٣-٧ أيام. اعمل ٢-٣ مكررات للتركيز الواحد.

٥ - بعد الحضن عد المستعمرات النامية على سطح الطبق واستنتج عدد الأبواغ الفطرية في ١ غ من التربة المدروسة كالآتي:
 عدد الفطريات في ١ غ من التربة = عدد المستعمرات × مقلوب نسبة التخفيف
 وزن العينة
 ٦ - يمكن أن نسجل النتائج في جدول (الجدول ١١).

الجدول 11 نتائج عد الفطريات في التربة						
١٠-١		١٠-٢		١٠-٣		التركيز
٢	١	٢	١	٢	١	عدد المكررات
						عدد المستعمرات
						× مقلوب نسبة التخفيف
						الوسطي لكل تركيز
						الوسطي العام

الوسطي العام يمثل عدد الفطريات في ١ غ من العينة

٧ - قم بعزل الفطريات النامية على سطح الوسط المغذي في أنابيب تحتوي أوساطاً مغذية على هيئة أرومات وذلك من أجل تحدد هويتها والقيام بتصنيفها. تعزل الأنواع الفطرية على نحو نقي بعملية تخفيف اللقاح بطرائق عديدة، منها أن نأخذ على نحو عقيم بإبرة الزرع بعض الأبواغ من المستعمرة الفطرية المراد

تنقيتها ونلقح بها أنبوباً يحتوي الماء المعقم، نجانس الأنبوب ثم نضع بضع قطرات منه على سطح طبق جديد يحتوي وسطاً مغذياً مناسباً ونفرشها ونحضن الطبق بشروط مناسبة. نكرر العملية حتى نحصل على مستعمرات فطرية نقية. ثم نحفظها كأرومات للدراسة.

أهم الأنواع الفطرية في التربة هي من الفطريات الناقصة (التي لا تقوم بالتكاثر الجنسي)، وبعض أنواع الزقية من رتبة Euroticales ورتبة Hypocreales ورتبة Pleosporales وغيرها، وأنواع من الخمائر، وأنواع من الازدواجية خاصة رتبة Mucoriales وبعض البيضية والكتريدية.

تصنيف الفطريات:

لقد اختلف العلماء كثيراً عبر التاريخ في تحديد هوية الفطريات ومكانها التصنيفين لذلك تغير تصنيف الفطريات مرات عديدة. بدأ تصنيف الفطريات بملاحظات اعتمدت على الشكل الخارجي والعين المجردة ثم على المجهر الضوئي؛ فأخذ بالحسبان نمط الخيط الفطري، والمشيجة، وشكل البوغة، ونمط التكاثر الجنسي، ووجود وشكل البنيات التكاثرية، حيث كانت تقسم الفطريات إلى شعبتين رئيسيتين هما.

• شعبة الفطريات المخاطية **Myxomycota**

• شعبة الفطريات الحقيقية **Eumycota** التي تضم:

١- تحت شعبة الفطريات السوطية **Mastigomycotina**

٢- تحت شعبة الفطريات الازدواجية **Zygomycotina**

٣ - تحت شعبة الفطريات الزقية Ascomycotina

٤ - تحت شعبة الفطريات الدعامية Basidiomycotina

٥ - تحت شعبة الفطريات الناقصة Deuteromycotina أو Fungi imperfecti

بعدها تم الاعتماد على الخصائص الكيميائية الحيوية إلى أن أصبح الاعتماد على الدراسات الجزيئية المتعلقة بالنتالي النكليوتيدي في جزيئات الحموض النووية كتصنيف John Webster & Roland W.S. Weber عام ٢٠٠٧، إذ يرى فيه الباحثون أن الفطريات تتبع لثلاث ممالك من حقيقيات النواة Eukaryota:

Protozoa: الأولي الحيوانية: وتضم الفطريات المخاطية.

Straminipila: وتضم الفطريات البيضية.

Eumycota: الفطريات الحقيقية: وتضم الكيتريدية والازدواجية والزقية والدعامية.

بقيت المشكلة التي لم تؤخذ بالحسبان في تصنيف بعض الباحثين والمتمثلة بالفطريات التي لم يتضح لديها التكاثر الجنسي (سابقاً الفطريات الناقصة).

١- شعبة الفطريات المخاطية **Myxomycota** :

أو العفونات المخاطية وهي تملك مرحلة إعاشية تتكون من كتلة بروتوبلاسمية حقيقية أو كاذبة، وتتكاثر عن طريق ثمار تعطي أبواغ ساكنة تعطي بعد إنتاشها خلايا أميبية تأخذ صفة الأعراس وتتحد مكونة البلاسموديوم.

٢- شعبة الفطريات البيضية Oomycota:

من الفطريات الدنيا، على الألب طفيلية، أعراسها مسوّطة، تكاثرها الجنسي من النمط البيضي (أعراس مختلفة بالشكل).

٣- شعبة الفطريات الكيتريدية Chytridiomycota:

ينمو معظم أفرادها هوائياً في التربة أو الدبال أو في الماء، مُشكّلة أبواغاً سابحة ذات سوط واحد خلفي أملس.

٤- شعبة الفطريات الازدواجية Zygomycota:

من الفطريات الدنيا، تتكاثر جنسياً بأبواغ ازدواجية (متماثلة بالشكل) ولا جنسياً بأبواغ تكون داخل أكياس بوغية، تتميز معظم أنواعها بمشيجة صوفية المظهر بعضها تملأ الفراغ الهوائي في طبق بتري منها الرمي وبعضها طفيلي.

٥- شعبة الفطريات الزقية Ascomycota

من الفطريات الراقية، تتكاثر جنسياً بالأبواغ الزقية الموجودة ضمن زقاق قد تكون عارية أو محمولة على ثمار زقية مختلفة الأنماط.

٦- شعبة الفطريات الدعامية Basidiomycota

من الفطريات الراقية، تتكاثر جنسياً بالأبواغ الدعامية المحمولة على دعامات مختلفة الأشكال قد تكون لا ثمريّة أو محمولة ضمن ثمار.

معظم الفطريات الدقيقة التي تنمو فوق أطباق بتري (نمو رمي) تنتسب إلى الفطريات التي لم يتضح لديها التكاثر الجنسي (الناقصة) والازدواجية والزقية.

الفطريات الازدواجية:

تعيش في التربة، أغلب أفرادها رمية عفوية، المشيجة لاحازبية غزيرة النفرع، أبواغها غير متحركة وتكون ضمن أكياس بوعية كبيرة أو صغيرة، يمكن أن تتشكل أبواغاً كلاميديية (مغطاة) Chlamydospores (خلايا بينية ذات جدار ثخين).

التكاثر الجنسي يحدث باتحاد أكياس عروسية متشابهة ، وتشكل الأبواغ الازدواجية الملقحة Zygosporé أو مايسمى بالبيضة الملقحة Zygote (الشكل ٦٣).

الشكل 63 الأبواغ الازدواجية Zygosporé أو مايسمى بالبيضة الملقحة Zygote

رتبة موكوراليز Mucorales

فصيلة موكوراسي Mucoraceae ندرس منها:

جنس *Rhizopus* : أو ما يسمى بفطر عفن الخبز أو العفن الأسود، تشكل المشيجة أراد وجذريدات يخرج حامل الكيس البوعي مقابل الجذريدات، ويكون

متفرعاً و طويلاً وينتهي بعماد شكله يساعد على التصنيف (الشكلين ٦٤-٦٥)،
يحمل الكيس البوغي عدداً كبيراً من الأبواغ سوداء اللون، للفطر مشيخة صوفية
المظهر وتملاً الفراغ الهوائي في طبق بتري. يكون الأبواغ المغطاة.

الشكل 64 جنس *Rhizopus* كما يبدو تحت المجهر

شامل كيس بوشى.

رنگ

شبهاء جذيرات

أبواغ

حوامل اكياس بوشية

عمود
Columella

أبواغ

شبهاء جذيرات

الشكل 65 رسم توضيحي لجنس *Rhizopus*

جنس *Mucor*: تشكل المشيعة أرآد وجذريدات، يخرج حامل الكيس البوعي مقابل الرئد يكون غير متفرع وطويلاً وينتهي بعماد (الشكل ٦٦) شكله يساعد على التصنيف، يحمل الكيس البوعي عدداً كبيراً من الأبواغ رمادية اللون، للفطر مشيعة صوفية المظهر وتملاً الفراغ الهوائي في طبق بتري، يسبب تعفن المواد الغذائية. يكون الأبواغ المغطاة.

الشكل 66 على اليمين جنس *Rhizopus* ، على اليسار جنس *Mucor*

الفطريات التي لا تتكاثر جنسياً (الناقصة):
رمية، ويمكن لبعض أفرادها أن تصيب النباتات سواء في الحقل أم في مستودعات التخزين.

تضم جميع الفطريات الخيطية التي تشكل أبواغاً لاجنسية فقط أو لا تشكل أبواغاً إطلافاً (لا يعرف لها تكاثر جنسي، وفي حال عُرف لها تكاثر جنسياً في شروط بيئية معينة، ينقل تصنيفها إلى الشعبة المناسبة؛ لذلك بعض أفرادها يأخذ أكثر من تصنيف).

حالياً يرى بعض الباحثين وضعها ضمن الفطريات الزقية.

الفطريات الزقية *Ascomycota*

رتبة *Euroticales*

فصيلة *Trichocomaceae* نذكر منها:

جنس *Penicillium*: ويسمى بالفطر المكنسي وهو المسبب للعفن الأزرق على الحمضيات، أحياناً يكون طفيلياً على الإنسان والطيور. حوامل الأبواغ الكونيدية متفرعة (عدد الفروع وزوايا التفرع وعدد التفرعات كلها تساعد على تصنيفه) وحامل الأبواغ يحمل بنهايته زوائد قارورية تسمى فياليدات *Vialids* تحمل أبواغ كونيدية سلسلية التوضع (الشكلين ٦٧-٦٨).

الفطر المفرز للصاد الحيوي البنسلين هو *P.chrysogenum*.

Penicillium sp.

الشكل 67 جنس *Penicillium* كما يبدو تحت المجهر

الشكل 68 رسم توضيحي لجنس *Penicillium*

جنس *Aspergillus*: حوامل الأبواغ الكونيدية غير متفرعة وتنتهي بانفخاخ يحمل صفاً واحداً من الزوائد القارورية *Vialids* فيكون من النمط البسيط، أو

أنه يحمل صفيين من الزوائد فيكون من النمط المركب. على الزوائد القارورية تُحمل الأبواغ سلسلية التوضع (الشكلين ٦٩-٧٠) وتكون الأبواغ ملونة بلون فاتح أو أسود. يخرج حامل الأبواغ الكونيدية من خلية قديمة.

الشكل 69 جنس *Aspergillus* كما يبدو تحت المجهر

الشكل 70 رسم توضيحي لجنس *Aspergillus*

رتبة Hypocreales

فصيلة Nectriaceae ندرس منها:

جنس *Fusarium* : المشيخة رقيقة وتحمل ثلاثة أنواع من الأبواغ هي الأبواغ الكونيدية الصغيرة بيضوية الشكل مكونة من خلية واحدة أو من خليتين محمولة على حوامل قصيرة، والأبواغ الكونيدية الكبيرة منجلية الشكل مكونة من عدة خلايا تحمل على حوامل قصيرة والأبواغ المغطاة Clamydospors التي تتشكل في الظروف البيئية السيئة وتوضعها بيني ضمن الخيط الفطري تكون ذات غلاف ثخين ومقاومة للظروف البيئية القاسية. على الطبق له شكل ومظهر القطن، يعيش في التربة حياة رمية لكنه يصيب العديد من النباتات في حال توفر المضيف ويسبب أمراض الذبول الفوزارية على عدد من النباتات مثل القطن والبندورة (الشكل ٧١).

الشكل 71 جنس *Fusarium*

رتبة Pleosporales

فصيلة Pleosporaceae ندرس منها:

جنس *Altenaria* : تُحمل الأبواغ على حوامل الأبواغ الكونيدية القصيرة نوعاً ما بشكل سلسلي، وتكون البوغة سوداء اللون ومتعددة الخلايا مخروطية الشكل أو بيضوية (الشكل ٧٢).

يعيش في التربة بشكل رمي ويكون طفيلياً في حال وجود المضيف، إذ يصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية بمرض اللفحة المبكرة مما يسبب تلف المحاصيل الزراعية. يظهر بشكل مخملي أسود في الطبق.

الشكل 72 جنس *Altenaria*

جنس *Stemphylium* : تُحمل الأبواغ على حوامل الأبواغ الكونيدية القصيرة نوعاً ما بشكل متفرع وتكون البوغة سوداء اللون ومتعددة. الخلايا كروية الشكل

ملساء أو مزودة بأشواك (الشكل ٧٣). يعيش في التربة بشكل رمي ويصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية، ويسبب بقعة الأوراق الرمادية في البندورة واللفحة الورقية في القطن. يظهر بشكل مخملي أسود في الطبقة.

الشكل 73 جنس *Stemphylium*

الفصل الثالث عشر

الطحالب Algae

مجموعة ضخمة ومتنوعة من حقيقيات النواة Eukarya متباينة الشكل والحجم والتشكل ونمط الحياة، تقوم بعملية التركيب الضوئي؛ لأنها تحتوي على اليخضور فهي ذاتية التغذية.

ملاحظة: يجب عدم الخلط بينها وبين الجراثيم الزرقاء Cyanobacteria التي تقوم أيضاً بعملية التركيب الضوئي لكنها تنتمي للجراثيم.

تسود الطحالب في الأوساط المائية، فهي تنتشر في هذه الأوساط على القاع، أو تبقى معلقة ضمن كتلة الماء، أو تطفو على سطحه، وتوجد أنواع تعيش في بيئات أخرى ولاسيما الترب الرطبة.

أهمية الطحالب - فوائدها ومضارها:

لها دور كبير في النظم البيئية، وبالدرجة الأولى النظم المائية حيث يكون دورها أساسياً، ويتمثل ذلك بمقدرتها على القيام بعملية التركيب الضوئي؛ مما يجعلها المجموعة المنتجة الحقيقية للمادة العضوية وللأكسجين الضروريين لتغذية الأحياء المائية وتنفسها.

وتظهر أهميتها في مجالات متعددة كالغذاء والزراعة والصناعة والطب. كما أنها ذات فائدة كبيرة في عمليات تنقية مياه الصرف الصحي والمياه المعرضة للتلوث نظراً إلى إنتاجها الأكسجين الضروري لقيام الجراثيم الهوائية

بعملها في تفكيك المخلفات العضوية والتخلص منها، وهذا ما يسمى بالتنقية الذاتية للمياه والتي لا تحدث بغياب الطحالب.

تعدّ الطحالب مصدراً غذائياً مهماً غنياً بالفيتامينات، كما أنها مصدرٌ لتكوين البترول وغاز الميثان، بالإضافة لكون المتكلسة منها مصدراً للحجر الكلسي.

هذا واستعمل الكثير منها في الدراسات البحثية وكمخصبات للتربة، ولها استعمالات طبية وصناعية، وتعدّ دالات حيوية مهمة على نوعية المياه نظراً لحساسيتها الكبيرة تجاه تغيرات الشروط المحيطة بها، كنسبة الأوكسجين المذاب في المياه وغازات العناصر المغذية ووجود ملوثات سامة؛ فوجود هذا النوع أو ذاك من الطحالب يمكن أن يكون دليلاً على نظافة المياه أو تلوثها بالنفط أو دليل وجود عنصر معدني معين بتركيز عالية.

بالمقابل للطحالب أضرار كثيرة، فقد تكون سبباً في إكساب الماء طعماً وروائح غير مرغوبة خاصة في محطات المياه، وقد تنتج مواد لزجة ويكون بعضها ساماً. كما تغلق النموات الغزيرة لطحالب *Chladophora* القنوات المفتوحة الصغيرة وتسبب فيضان المياه. وبعض الأنواع قد تؤدي إلى إغلاق مرشحات تصفية المياه وتخفيض تدفق المياه. كما أن النوع *Prymnesium parvum* المنتشر في أوروبا وفلسطين ينتج خلايا إضافية سامة تقتل الأسماك. كما يتطفل بعض الطحالب على طحالب أخرى أو على نباتات راقية كالشاي أو القهوة.

أشكالها:

من الناحية المورفولوجية نلاحظ تسلسلاً واضحاً في المرور من الأنماط وحيدة الخلية السابحة إلى المستعمرات الصغيرة؛ فالمستعمرات الخيطية أو الصفيحية محدودة التمايز وصولاً إلى الأشكال الكلاذومية المتطورة، والأشكال ذات النمو القمي التي يمكن أن تتمايز إلى ما يشبه الساق والأوراق.

تعرف الأنواع المجهرية بالطحالب الدقيقة، وتتضمن الطحالب النارية والذهبية والمشطورات والايوجلينات والطحالب الخضراء وكثيراً ما تضاف إليها الجراثيم الزرقاء Cyanobacteria .

جمع الطحالب والعوالق النباتية وتحضيرها للدراسة وحفظها:

تختلف طريقة جمع الطحالب تبعاً لمكان وجودها وطريقة حياتها، فالقاعية الكبيرة تجمع باليد، أما العوالق والطحالب المجهرية فهناك صعوبة أكبر في جمعها، وتستخدم عادة شباك جمع العوالق (البلانكتون) مخروطية الشكل قاعدتها دائرية ذات العيون الدقيقة والمصنوعة من الحرير، ولكن على الرغم من ذلك فهذه الشباك لا تحتجز إلا نحو ١٠% من الأنواع الموجودة فعلاً، لأن أغلب الأنواع ذات خلايا مفردة صغيرة الحجم. لذلك يمكن أن نلجأ لأخذ العينة من الماء بقارورة خاصة ثم إجراء عملية الترسيب البطيء (الترقيد) أو الترشيح أو التثقيب بسرعة ٢٠٠٠ دورة / دقيقة، وهي طريقة تمكننا من الحصول على معظم الأنواع الموجودة في حجم معين من الماء.

تحفظ العينات أو تثبت (قتل الخلايا مع الإبقاء على محتوياتها وشكلها) تبعاً للغاية من الدراسة، وعموماً يكفي أن نضيف إلى العينات اللوغول ٤% أو الفورمول بنسبة ٥% .

أما الدراسة المجهرية فيمكن أن تكون بوضع قطرة من معلق الطحالب الحية أو المثبتة على الشريحة الزجاجية وفحصها مباشرة، إذا كانت مستعمرات صغيرة، وتقطع المستعمرات الخيطية إلى قطع صغيرة وتفحص تحت المجهر .

تتطلب دراسة المشطورات معاملة خاصة حيث يوضع على العينة الموجودة على الشريحة الزجاجية قطرة من حمض الأزوت وتسخن بهدوء حتى درجة الغليان للتخلص من المادة العضوية الموجودة داخل الدرغ من أجل إظهار بنية الدرغ.

ويمكن استعمال ملون الهيماتوكسيلين (راجع دليل الصبغات) لتلوين خلايا الطحالب عموماً في حال رغبتنا في ذلك. ويتم التلوين وفق المراحل الآتية:

- اغسل العينات المثبتة بالماء المقطر .
- ضع العينات في محلول مائي من كبريتات الأمونيوم الحديدية بتركيز ٢% مدة ساعة.
- اغسل بالماء المقطر .
- أضف ملون الهيماتوكسيلين واتركها فيه مدة ١ - ٤ ساعات ثم اغسل بالماء المقطر .

استزراع الطحالب:

إن دراسة نوع معين من الطحالب تقتضي الحصول على أفراده بكمية كاف وعلى نحو نقي، ولتحقيق ذلك يجب أن نحقق شرطين هما عزل النوع المراد زرعه وتأمين شروط الاستزراع المناسبة:

• عزل النوع المراد زرعه:

يجب أولاً تأمين الشروط المناسبة لنموه وتكاثره ولاسيما اختيار الوسط المغذي المناسب الحاوي على معظم العناصر الضرورية لنمو وكذلك الإضاءة ودرجة الحرارة المناسبة.

وتختلف طريقة عزل الطحالب تبعاً لحجمها وطريقة معيشتها.

طحالب التربة: هي طحالب صغيرة الحجم أو مجهرية، تنمو في الفصل الرطب من السنة مكونة كتلاً هلامية كبيرة ونقية تقريباً مثل الجرثوم الأزرق *Nostoc* ، في هذه الحالة يكون عزلها سهلاً حيث يؤخذ جزء من المستعمرة ويزرع على وسط مغذ مناسب وتحضن بشروط مناسبة حيث تؤمن الرطوبة والحرارة والتهوية والإضاءة المناسبة.

أما في حال الطحالب الأصغر حجماً والموجودة في التربة، فيمكن عزلها وتنميتها بنشر حبيبات التربة فوق سطح الوسط المغذي الأغارى على نحو متجانس، أو تحضير معلق مائي للتربة بتراكيز محددة (١٠/١ ، ١٠٠/١ ، ١٠٠٠/١) ثم زرع ١ مل منه في وسط مغذي آغارى. وبعد حضنه

بالشروط المناسبة تنمو الأنواع الموجودة في التربة على الأغار على هيئة مستعمرات منعزلة؛ مما يمكننا من عزل كل نوع عن الآخر بسهولة، في مرحلة لاحقة نقل عدداً من الخلايا إلى الوسط النهائي.

طحالب المياه: تحتوي العينات المأخوذة من الأوساط المائية الطبيعية (برك، بحيرات، أنهار، بحار) على أنواع مختلفة من الطحالب وأحياء دقيقة أخرى. ولهذا تكون الخطوة الأولى في عملية الاستزراع هي تعرّف الأنواع الموجودة، ثم عزل النوع المطلوب، ويكون ذلك بأخذ عدة قطرات من العينة في زجاجة ساعة أو شريحة زجاجية وفحصها بالمكبرة ثم المجهر وعزل النوع المطلوب اعتماداً على الخاصة الشعرية حيث تلتقط خلايا النوع المطلوب بممص باستور مُدبّب النهائية (بحيث لا يتجاوز قطر فتحة ٠.٢ مم)، توضع الخلايا المعزولة في وسط مغذ مناسب، وتحضن بشروط مناسبة لتتكاثر. تكرر هذه العملية عدة مرات للتأكد من عزل النوع المطلوب ونقاؤه.

• شروط الاستزراع:

- يجب أن تأمين الشروط الأساسية والمعروفة في الدراسات الميكروبيولوجية، وأهمها:
- العمل على نحو معقم من حيث الأدوات والأوساط المغذية، ومنع أي تلوث جانبي.
- اختيار الوسط المناسب للنمو من حيث تركيبه الكيميائي.

- تحقيق الشروط البيئية المناسبة من ضوء وحرارة وغاز ثنائي أكسيد الكربون وغيرها.

تصنيف الطحالب:

تنتمي الطحالب إلى مملكة البروتستا Protista والأشكال البدائية منها (الزرقاء) تنتمي مع الجراثيم إلى بدائيات النواة Prokaryotae

يعتمد تصنيف الطحالب على الخصائص الأساسية المميزة للمجموعات المختلفة منها، وعليه تقسم الطحالب إلى عدة شعب:

شعبة الطحالب الحمراء Rhodophycophyta

شعبة الطحالب النارية Pyrrophytocyphya

شعبة الطحالب الذهبية Chrysophycophyta

شعبة المشطورات Bacillariophycophyta(Diatoms)

شعبة الطحالب الصفراء المخضرة Xanthophycophyta

شعبة الطحالب السمراء Phaeophycophyta

شعبة الطحالب الأوغلينية Euglenophycophyta

شعبة الطحالب الخضراء Chlorophycophyta

شعبة الطحالب الكاربية Charophycophyta

قبل دراسة بعضاً من الطحالب صغيرة الحجم والمجهريّة؛ سندرس الجراثيم

الزرقاء بدائية النواة.

الجراثيم الزرقاء : Cyanobacteria

تضم أنواعاً بدائية النوى واسعة الانتشار في الطبيعة نظراً لمرونتها الاستقلالية العالية، وتسامحها الواسع مع الشروط الفيزيائية والكيميائية للوسط، كما أن متطلباتها الغذائية أبسط ما هو معروف في العالم الحي نظراً لمقدرتها على القيام بعملية التركيب الضوئي وتثبيت الأزوت الجوي معاً عند بعض الأجناس.

من حيث البنية والتعضي فهي تحتل مكاناً وسطاً بين الجراثيم والطحالب، فخلاياها صغيرة الحجم، بدائية النوى، لا تحتوي على صانعات (الأصبغة منحلّة في السيتوبلازما) لذلك تبدو متجانسة نسبياً تحت المجهر تغزر فيها الأصبغة. أما الأجناس التي تقوم بتثبيت الأزوت الجوي فإنها تحتوي على خلايا مختصة حاوية على أنزيم النتروجيناز وتدعى بالحوصلات المتباينة أو المتغايرة heterocystis.

يمكن للخلايا أن توجد بشكل منفرد، أو تكون متعددة الخلايا فتشكل مستعمرات صغيرة مختلفة الأشكال، أو أنها تتألف من خيوط بسيطة أو متفرعة. نذكر من أجناسها:

Gleocapsa: مستعمرات صغيرة مؤلفة من ٢ - ٤ خلايا محاطة بغلاف هلامي مطبق (الشكل ٧٤).

Nostoc: خلايا كروية ترتبط ببعضها لتشكل خيوطاً بشكل السبحة، كما يوجد بين خلايا الخيوط خلايا الحوصلات المتباينة لتثبيت الأزوت الجوي،

وتكون المستعمرات محاطة بكمية غزيرة من الهلام (الشكلين ٧٥-٧٦).

الشكل 74 جنس *Gleocapsa*

الشكل 75 جنس *Nosto* كما يبدو تحت المجهر

الشكل 76 مستعمرات الـ *Nostoc*

١ - شعبة الطحالب الحمراء *Rhodophycophyta* :

تتميز بلونها الأحمر نظراً لغزارة صبغ اليحمور (الفيكوبيلين) في صانعاتها ينتشر معظمها في البحار . وهي تضم مجموعة من الطحالب كبيرة الحجم.

٢ - شعبة الطحالب النارية *Pyrrophycohyta* :

طحالب وحيدة الخلية سابحة غالباً، خلاياها عارية أو محاطة بدرع مؤلف من جزئيين علوي وسفلي، يفصلهما أخدود عرضي يتقاطع على الجبهة البطنية للخلية مع أخدود طولي خلفي. الخلايا النموذجية مجهزة بسوطين يتوضع أحدهما بالأخدود العرضي ويدور حول الخلية، بينما يتجه السوط الثاني نحو الخلف. الصانعات تحتوي على البيتاكاروتين والكارنوتين

والبيخصور أوج . ينتشر معظمها بالبحار، ولكن هناك أنواع عديدة توجد بالمياه العذبة. نذكر من أجناسها:

Peridinium: أفراد وحيدة الخلية ذات شكل بيضوي، الدرع السللوزي المحيط بها بيدي عادة زائدة علوية وزانديتين سفليتين تشبهان القرون (الشكل ٧٧).

الشكل 77 جنس *Peridinium*

Ceratium : أفراد وحيدة الخلية، يمكن تمييزها بسهولة بفضل الاستطالات والزوائد الطويلة التي بيديها الدرع (الشكل ٧٨).

الشكل 78 نوعين من جنس *Ceratium*

٣- شعبة الطحالب الذهبية *Chrysophycophyta* :

معظم أنواعه وحيدة الخلية ساكنة أو متحركة. أو أنها تشكل مستعمرات صغيرة متكتلة أو خيطية. تبدي معظم الأنواع ظاهرة التمعدن بالكلس أو بالسليكات. تنتشر بكثرة في العوالق البحرية ودرجة أقل في المياه العذبة، ويعيش بعضها بشكل فوقي أو مثبت على القاع.

٤- شعبة المشطورات *Bacillariophycophyta* (Diatoms) :

طحالب وحيدة الخلية مجهرية تتميز بسهولة عن غيرها من الطحالب بدرعها السيليسي المؤلف من قطعتين، تشكل إحدهما المصراع العلوي الكبير المنطبق على المصراع السفلي الأصغر، وبالتالي فإن الخلية تشبه الصندوق أو طبق بنري، وبذلك تبدي وجهين: الأول مصراعي، والثاني حزامي أو جانبي. يتمعدن الدرع بالسليكات، ويكون سميكاً بالأنواع القاعية ورقيقاً بالأنواع الطافية.

يمكن رؤية المشطورات من الوجه المصراعي أو الوجه الحزامي حسب درجة نمو كل منهما.

يمكن أن نميز مجموعتين من المشطورات:

رتبة المشطورات الريشية **Pennales** : يُبدي الدرع فيها مستويين للتناظر وأحياناً مستوى واحداً فقط، وتبدو النتوءات والفتحات متوزعة بشكل خطي على جانبي ثلم طولي متوسط على الوجه المصراعي، أو على جانبي خط متوسط في الأنواع عديمة الثلم الطولي. وهذه الأنواع واسعة الانتشار في المياه العذبة، حيث تشاهد بكثرة على القاع أو بشكل فوقى على الأحياء المائية. نذكر من أجناسها: **Synedra** : خلايا طويلة ذات مصراع عديم الثلم الطولي، غالباً ما ترى من الوجه المصراعي (الشكل ٧٩).

الشكل 79 جنس *Synedra*

Navicula : خلايا ذات ثلم طولي مستقيم ومدببة الطرفين (الشكل ٨٠).

الشكل 80 جنس *Navicula*

رتبة المشطورات المركزية **Centrales** : تتوزع فيها الفتحات والنتوءات بشكل شعاعي حول منطقة مركزية، وتبدي الخلية عادة عدداً كبيراً من مستويات التناظر، أو ينخفض فيها عدد مستويات التناظر إلى مستوى واحد، كثيراً من أنواعها تبدي نمواً كبيراً للوجه الحزامي، يمكن لبعضها أن تشكل مستعمرات صغيرة، تكثر أنواعها في البحار والمحيطات نذكر من أجناسها:

Coscinodiscus : خلايا ذات وجه مصراعي مسطح عليه نقوش منتظمة ومتجانسة (الشكل ٨١).



الشكل 81 جنس *Coscinodiscus*

Chaetoceros : تشكل مستعمرات ذات خلايا مسطحة مزودة بزوجين من الزوائد الطويلة (الشكل ٨٢).

الشكل 82 جنس *Chaetoceros*

٥ - شعبة الطحالب الصفراء المخضرة *Xanthophycophyta*:

طحالب ذات بنية بسيطة إما وحيدة الخلية أو تشكل مستعمرات صغيرة وأحياناً خيطية. تنتشر بشكل خاص في المياه العذبة والمستنقعات.

نذكر من أجناسها:

Vaucheria : مشرات خيطية أنبوية متفرعة، ذات أعضاء تكاثر متميزة ومتميزة إلى أكياس عروسية أنثوية بيضية تحوي بيضة واحدة، أما المناطق فهي أنبوية معقوفة (الشكل ٨٣).

الشكل 83 جنس *Vaucheria*

٦- شعبة الطحالب السمراء **Phaeophycophyta** :

تعرف بلونها الأسمر بسبب احتوائها على نسبة عالية من أصبغة الفيكوكزانثين، وهي من الطحالب الكبيرة المنتشرة بشكل خاص في البحار.

٧- شعبة الطحالب الأوغلينية **Euglenophycophyta** :

طحالب سوطية وحيدة الخلية غالباً تحتوي على اليخضور أ و ب فهي بذلك تشبه الطحالب الخضراء لكنها لا تحتوي على النشاء (بعض أنواعها لا تحتوي أصبغة) تكثر في المياه العذبة والمياه الغنية بالفضلات العضوية. تذكر من أجناسها:

Euglena : خلايا أسطوانية أو مغزلية طويلة مسوّطة (الشكل ٨٤).

الشكل 84 جنس *Euglena*

٨- شعبة الطحالب الخضراء *Chlorophycophyta* :

تركيبها الصباغي يشبه ما نلاحظه عند النباتات الراقية، فهي تحوي اليخضور أ و ب وأشباه الجزرينات وتُدخّر النشاء. الصانعات فيها تبدي تنوعاً كبيراً في الشكل والحجم ولها أهمية تصنيفية.

تعيش بالدرجة الأولى في المياه العذبة ثم البحار، حيث تكون مثبتة على القاع أو تعيش بشكل فوقى على النباتات المائية والحيوانات كما تشكل قسماً كبيراً من العوالق المائية، وبعضها يعيش حياة شبه هوائية على السطوح الرطبة. ويمكن أن تتعايش مع الفطريات لتشكل الأشن.

نميز فيها ثلاثة صفوف هي:

صف الطحالب التزاوجية *Zygothycetes* :

أنواعه لا تبدي خلايا سابحة، تتكاثر عن طريق التزاوج (الأعراس متماثلة) وتنمو فقط في المياه العذبة. نذكر من أجناسها:

Spirogyra : مشرة خيطية غير متفرعة خلاياها تحوي صانعة أو عدة صانعات لولبية (الشكل ٨٥).

الشكل 85 جنس *Spirogyra*

Cosmarium : وحيد الخلية، خلاياها مسطحة قليلاً ومؤلفة من نصفين

شبه كرويين، الصانع مقسم لأربعة فصوص (الشكل ٨٦).

الشكل 86 جنس *Cosmarium*

Closterium : خلاياها هلالية الشكل، الصانع هلالى ومؤلف من فصين

(الشكل ٨٧).

الشكل 87 جنس *Closterium*

صف الطحالب الخضراء *Chlorophytes* :

يضم هذا الصف الأشكال السوطية التي تشكل عند تكاثرها خلايا سابحة، الأنماط الشكلية متعددة وتصادف في المياه العذبة والبحار. نذكر من أجناسها:

Scendesmus : مستعمرة مؤلفة من (٢-٤ خلايا) وتحمل زوجين من الزوائد الشوكية، الصانعة شبكية (الشكل ٨٨).

الشكل 88 جنس *Scendesmus*

Pediastrum : مستعمرة مسطحة، خلاياها متعددة النوى، تنتظم في دائرة مسننة (الشكل ٨٩).

الشكل 89 جنس *Pediastrum*

٩ - شعبة الطحالب الكارية *Charophycophyta*:

من الطحالب الكبيرة، تنمو أجناسه في المياه العذبة.



دليل أوساط الاستزراع

Guide of Media

أولاً: الأوساط الزرعية السائلة الجرثومية

- المرق المغذي Nutrient broth

المكونات:

5 غ	مستخلص اللحم
10 غ	بيبون (هضمون) Peptone
5 غ	ملح الطعام NaCl
1000 مل	ماء مقطر

طريقة التحضير:

تُمزج المكونات، وتوزع في أنابيب بمعدل 5 مل لكل أنبوب وتعقم بالمعقمة (الصاد الموحد) مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م.

في حال عدم توفر مستخلص اللحم يمكن تحضيره كالاتي:

نأخذ 1 كغ من اللحم البقري المفروم جيداً، ونضيف إليه 2 ليتر من الماء العادي. يغلى على النار مدة 20 دقيقة، ثم يترك ليبرد من 2 - 3 ساعات. تزال الطبقة الدهنية من على السطح ثم يرشح. تجمع الرشاحة في وعاء نظيف، ثم يضاف إلى كل 1000 مل من خلاصة اللحم 10 غ من الببتون و 5 غ من ملح الطعام. نضبط درجة pH على 7.6 ثم نعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م.

بعدها نعيد ضبط درجة pH على 7 - 7.2 ثم نوزع المرق في الأنابيب بمعدل 5 مل لكل أنبوب وتعقم ثانية على الدرجة 115°م مدة 25 دقيقة (ملاحظة: يجب أن تكون درجة التعقيم الثانية أقل ارتفاعاً من درجة التعقيم في المرة الأولى لكي نتجنب ترسب الفوسفات القلوية الترابية التي تعكر المحلول).

أما الببتون (الهضمون) فيحضر من تهضيم اللحم البقري بالببسين أو التربسين (فيسمى التريبتون) أو بمواد أخرى. وقد يكون البروتين المستعمل من مصدر حيواني أو نباتي مثل لحم البقر أو نبات الصويا.

- مرق الببتون الفيزيولوجي أو الماء الهضموني

المكونات:

ببتون	10 غ
NaCl	5 غ
ماء مقطر	1000 مل

طريقة التحضير:

تمزج المكونات وتضبط درجة pH على 7 - 7.2 ، يوزع في أنابيب ويعقم بالمعقمة (الصاد الموصد) عند الدرجة 121°م مدة 20 دقيقة.

هذا الوسط يُستعمل غالباً لدراسة تخمر السكريات وإنتاج الاندول.

في حال استعماله لدراسة تخمر السكريات نضيف إليه مشعراً لدرجة الحموضة pH مثل أزرق البروم تيمول أو أحمر الفينول، والسكر المراد دراسته بنسبة تتراوح

بين 0.5 - 5% . ويمكن تنكيس أنبوب Durham بداخل أنبوب المرق لمراقبة انطلاق الغاز ، ثم يعقم.

- مرق تريبتيكاز الصويا Trypticase (Tryptic) Soy

المكونات :

تريبتون Tryptone	غ 17
بيتون الصويا Soytone	غ 3
ديكستروز Dextrose	غ 2.5
كلوريد الصوديوم NaCl	غ 5
فوسفات ثنائية البوتاسيوم HK_2PO_4	غ 2.5
ماء مقطر .	مل 1000

طريقة التحضير:

تمزج المكونات وتضبط درجة pH على 7.3 ثم يوزع في أنابيب ويعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م.

- مرق اللاكتوز Lactose broth

المكونات:

مستخلص اللحم	غ 3
بيتون Peptone	غ 5
لاكتوز	غ 5
ماء مقطر	مل 1000

طريقة التحضير:

تمزج المكونات وتوزع في أنابيب وتعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م. إذا أردنا دراسة انطلاق الغاز فنكس أنبوبة دورهام Durham بداخل كل أنبوب قبل التعقيم ثم يعقم.

- وسط التريببتون المغذي

التركيب:

10 غ	تريببتون
10 غ	غلوكوز أو 5 غ ديكستروز
3 غ	مستخلص اللحم
5 غ	فوسفات أحادية البوتاسيوم H_2KPO_4
1000 مل	ماء مقطر

طريقة التحضير :

تمزج المكونات وتضبط درجة pH على 7 - 7.2 ، توزع في أنابيب وتعقم.

- وسط السكريات ومشعر الحموضة

B.C.P. Carbohydrate medium

المكونات:

5 غ	غلوكوز أو لاكتوز
10 غ	بيتون
5 غ	مستخلص الخميرة
2 غ	فوسفات أحادية البوتاسيوم

1000 مل	ماء مقطر
2 مل	مشعر بروم كريزول الأرجواني

طريقة التحضير:

تمزج المكونات، وتوزع في أنابيب وتعقم بالمعقمة (الصاد الموصد) عند الدرجة 121°م مدة 20 دقيقة.

يمكن إضافة 15 غ من مادة الأغار، فنحصل على وسط صلب.

ثانياً: الأوساط الآغارية (الصلبة) الجرثومية

- الآغار المغذي Nutrient agar

المكونات:

1000 مل	مرق مغذي
15 غ	آغار

طريقة التحضير:

تمزج المكونات، ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تنفتح حبات الأغار وتنحل تماماً، ثم يهيا الوسط حسب المطلوب. فإما أن يوزع في أنابيب ويعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م، أو أن يعقم ويترك ليبرد حتى الدرجة 50°م ثم يوزع في أطباق معقمة.

- الهلام المغذي Nutrient Gelatin

المكونات:

1000 مل مرق مغذي
120 غ مسحوق الجيلاتين

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ويوضع المزيج في حمام مائي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تتفتح حبات الهلام وتنحل تماماً، ثم يهيا الوسط حسب المطلوب. فلما أن يوزع في أنابيب، ويعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م، أو أن يعقم ويترك ليبرد حتى الدرجة 50°م ثم يوزع في أطباق معقمة.

- آغار تريبتيكاز الصويا **Trypticase (Trypti) Soy Agar**

يحضر مرق تريبتيكاز الصويا ويضاف إليه الأغار بنسبة 15 غ لكل 1000 مل.

- آغار غلوكوز تريبتون **Glucose Tryptone – Agar**

المكونات:

3 غ	مستخلص اللحم
5 غ	تريبتون
10 غ	غلوكوز
15 غ	آغار
1000 مل	ماء مقطر

طريقة التحضير:

تمزج المكونات، ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو

أكثر حتى تتفتح حبات الأغار وتنحل تماماً، ثم يهيا الوسط حسب المطلوب. فإما أن يوزع في أنابيب ويعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م، أو أن يعقم، ويترك ليبرد حتى الدرجة 50°م، ثم يوزع في أطباق معقمة.

- وسط الحليب الأغاري

المكونات:

5 غ	مستخلص الخميرة
1 غ	غلوكوز
20 مل	حليب منزوع القشدة ومعقم بالترشيح
15 غ	آغار
980 مل	ماء مقطر

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ما عدا الحليب، ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تتفتح حبات الأغار وتنحل تماماً، ثم يعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م، ويترك ليبرد حتى الدرجة 45°م حيث يضاف إليه الحليب المعقم بشروط عقيمة ثم يوزع في أطباق معقمة.

- وسط آغار إيوزين زرقة الميتلين

Eosine Methylene blue agar

المكونات:

10 غ	بيتون
2 غ	فوسفات ثنائية البوتاسيوم HK_2PO_4

15 غ آغار
1000 مل ماء مقطر

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تتفتح حبات الآغار وتنحل تماماً، ثم يوزع في دوارق بمقدار 100 مل لكل دورق ويعقم بالمعقمة مدة 30 دقيقة عند الدرجة 121°م، وعند الاستعمال تذاب الدوارق ويضاف إلى كل دورق (أي لكل 100 مل) الآتي:

5 غ لاكتوز

5 غ سكروز

0.4 غ ايوزين أو 2 مل من محلول الايوزين 2 %

0.1 غ أزرق الميتلين أو 1 - 2 مل من محلوله 0.2 %

تمزج المحتويات جيداً، وتسخن حتى درجة الغليان مدة 5 دقائق، ثم تبرد حتى الدرجة 50°م، وتوزع في أطباق معقمة.

- وسط آغار ماكونكي Mac Conkey agar

المكونات:

5 غ توركولات الصوديوم أو أي ملح صفراوي مناسب

20 غ ببتون

5 غ ملح الطعام NaCl

20 غ
1000 مل
آغار
ماء مقطر

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تتفتح حبات الآغار وتتحل تماماً، يضبط pH من 7.6 - 7.8 ويترك ليبرد حتى الدرجة 50°م ثم يضاف بياض البيض بنسبة بياض بيضة لكل ثلاثة لترات من الوسط. يعقم مدة 15 دقيقة عند الدرجة 115°م، يرشح وهو ساخن ثم يضبط pH عند 7.3. يضاف 10 غ لاکتوز و 5 - 10 مل من محلول 1 % من الأحمر المعتدل، ويمزج جيداً، يوزع في دوارق، ويعقم ثانية مدة 15 دقيقة عند الدرجة 115°م، يترك ليبرد حتى الدرجة 50°م ثم يوزع في أطباق معقمة.

- وسط النشاء الآغاري Starch agar

المكونات:

1 غ
100 مل
نشاء بطاطا قابل للانحلال
وسط الآغار المغذي المصهور

طريقة التحضير:

نحل 1 غ من نشاء البطاطا في 10 مل من الماء المقطر البارد ثم نمزجه مع 100 مل من الآغار المغذي المصهور، يعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م، ويترك ليبرد حتى الدرجة 50°م ثم يوزع في أطباق معقمة.

- وسط السيترات الآغاري (وسط سيمون) Simmons agar

المكونات:

كبريتات المغنيزيوم	0.2 غ
فوسفات وحيدة الأمونيوم	1 غ
فوسفات ثنائية البوتاسيوم	1 غ
سيترات الصوديوم	1 غ
كلور الصوديوم	5 غ
آغار	15 غ
أزرق البروم تيمول	0.08 غ
ماء مقطر	1000 مل

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تتفتح حبات الآغار وتنحل تماماً، تضبط درجة pH على 6.8 ثم يهيا الوسط حسب المطلوب. فإما أن يوزع في أنابيب ويعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م، أو أن يعقم ويترك ليبرد حتى الدرجة 50°م ثم يوزع في أطباق معقمة.

- وسط يحوي تحت خلاص الرصاص للكشف عن انطلاق غاز H_2S

المكونات:

تحت خلاص الرصاص

وسط الأغار المغذي المصهور

ماء مقطر

طريقة التحضير:

يحضر تحت خلاات الرصاص بنسبة 10/1 في الماء المقطر، ويضاف منه إلى لأغار المغذي المصهور بنسبة قطرتين لكل 5 مل من الأغار المغذي، ثم يوزع في أنابيب ويعقم.

- وسط *Salmonella – Shigella S.S*

المكونات:

مستخلص لحم البقر	5 غ
سيترات الحديد	1 غ
تيو سلفات الصوديوم	8.5 غ
سيترات الصوديوم	8.5 غ
بيتون	5 غ
لاكتوز	10 غ
أملاح صفراوية	8.5 غ
الحمرة المعتدلة	25 ملغ
الأخضر اللامع	0.33 ملغ
أغار	13.5 غ
ماء مقطر	1000 مل

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تنفتح حبات الأغار وتحل تماماً، يترك ليبرد حتى الدرجة 50 °م ثم يوزع في أطباق بتري معقمة دون أن يعقم الوسط (أي الوسط ليس بحاجة إلى تعقيم).

- وسط الأكسدة والتخمر

Oxidation – Fermentation (O – F) medium

المكونات :

بيتون أو تريبتون	غ 2
كلور الصوديوم	غ 5
فوسفات ثنائية البوتاسيوم	غ 3
آغار	غ 12.5
مشعر أزرق البرومثيمول (راجع دليل الصبغات والكواشف)	مل 3
ماء مقطر	مل 1000

طريقة التحضير:

تمزج المكونات من دون أزرق البرومثيمول، ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تنفتح حبات الأغار وتحل تماماً، ثم يبرد حتى الدرجة 55 °م، ويضاف إليها البرومثيمول، تضبط درجة pH على 7.1، توزع في أنابيب، وتعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121 °م. تترك الأنابيب لتتصلب بالوضع المائل.

يستعمل هذا الوسط للتفريق بين أنواع الجراثيم التي تؤكسد السكريات والأنواع التي تخمر السكريات حيث يضاف السكر المراد اختباره إلى الوسط ، ويلقح أنبوبان بالجراثيم المراد دراستها، على أن يغطى أحد الأنبوبين بطبقة من زيت البرفين المعقم لجعل الظروف لاهوائية، ويترك الأنبوب الآخر في ظروف هوائية. تحضن الأنبوب وتقرأ النتائج بانقلاب اللون.

- وسط آغار المانيتول الملحي (شابمان) Mannitol salt agar

المكونات:

مستخلص اللحم	1 غ
بيتون	10 غ
مانيتول	10 غ
كلور الصوديوم	75 غ
أحمر الفينول Phenol red	0.025 مل
آغار	15 غ
ماء مقطر	1000 مل

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تتفتح حبات الآغار، وتتحل تماماً، تضبط درجة pH على 7.4، ويعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م. يستعمل هذا الوسط لعزل العنقوديات.

- وسط لاختبار الحركة Motility test medium

المكونات :

10 غ تريبتوز Tryptose

5 غ كلور الصوديوم

5 غ آغار

1000 مل ماء مقطر

طريقة التحضير:

تمزج المكونات ويوضع المزيج في حمام مائي مغلي مدة دقيقة واحدة أو أكثر حتى تنفتح حبات الآغار، وتنحل تماماً ، تضبط درجة pH على 7.2 ويوزع في أنابيب، ويعقم مدة 20 دقيقة عند الدرجة 121°م، ثم يترك ليتصلب بالوضع القائم.

ملاحظة: يمكن إضافة ملح النتراتيلوم للوسط الذي يلون الخلايا باللون الأحمر؛ فتظهر الحركة أكثر وضوحاً.

ثالثاً: الأوساط الصلبة الفطرية

- وسط شابيك Czapek medium

3 غ NaNO_3

1 غ K_2HPO_4

MgSO₄. 7H₂O غ ٠.٥

KCl غ ٠.٥

سكروز غ ٣٠

ماء مقطر ١٠٠٠ مل

آغار آغار غ ٢٠

تحل المكونات بالماء ثم يعقم بجهاز التعقيم بالحرارة الرطبة بدرجة ١٢١ م° مدة ١٥ دقيقة.

- وسط البطاطا السكرية (PDA) Potato dextrose agar medium

قطع بطاطا مقشرة غ ٢٠٠

غلوكوز غ ١٠

ماء عادي ١ ليتر

آغار آغار غ ١٥

تحل المكونات بالماء ثم يعقم بجهاز التعقيم بالحرارة الرطبة بدرجة ١٢١ م° مدة ١٥ دقيقة.

- وسط خلاصة الشعير Malt extract medium :

خلاصة الشعير غ ٢٠

غليكويز غ ٢٠

بيتون غ ١

ماء عادي ١ ليتر

٢٠ غ آغار آغار

تحل المكونات بالماء ثم يعقم بجهاز التعقيم بالحرارة الرطبة بدرجة ١٢١ م° مدة ١٥ دقيقة.

رابعاً: أوساط استزراع الطحالب

- وسط عام للدراسة الروتينية

٢٠٠ ملغ KNO_3

٤٠ ملغ K_2HPO_4

٣٠ ملغ $MgSO_4$

٣٠ غ $NaNO_3$

١٠٠٠ مل ماء مقطر

تُحلُّ الأملاح السابقة بالماء المقطر ويضاف إليها بضع قطرات من محلول عناصر النادرة، كما يفضل أن يضاف إليه ١٠ مل من مستخلص التربة، يُعقم بجهاز التعقيم بالحرارة الرطبة بدرجة ١٢١ م° مدة ١٥ دقيقة.

- وسط خاص لتنمية الطحالب الخضراء

٨٠٩ ملغ KNO_3

468 ملغ $NaCl$

178 ملغ Na_2HPO_4

٤٦٨ ملغ $NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$

CaCl ₂	٢٢ ملغ
MgSO ₄ . 7H ₂ O	247 غ
FeSO ₄ . 7H ₂ O	٢٠ ملغ
MnCl ₂ . 2H ₂ O	٠.٢ ملغ
ZnSO ₄ . 7H ₂ O	٠.١ ملغ
ماء مقطر	١٠٠٠ مل

تُحلّ المكونات بالماء ثم يعقم بجهاز التعقيم بالحرارة الرطبة بدرجة ١٢١°م مدة ١٥ دقيقة.



دليل الصبغات والكواشف

محاليل صبغة غرام Gram staining

أ - صبغة الكريستال البنفسجي Crystal violet

1 غ بلورات بنفسجية بنقاوة 90% من الصبغة

100 مل من الماء المقطر

تذاب الصبغة ثم ترشح.

طريقة أخرى

2 غ بلورات بنفسجية

20 مل كحول ايتيلي 95%

80 مل من محلول أوكزالات الأمونيوم 1%

تذاب ثم ترشح.

طريقة ثالثة

1 غ بلورات بنفسجية

10 مل كحول 100%

1 غ حمض فيني

100 مل ماء مقطر

تُحلُّ البلورات البنفسجية في الكحول، ثم يضاف الحمض الفيني بالتدريج حتى

تمام الانحلال ثم يضاف الماء المقطر ببطء. يترك المزيج 24 ساعة ثم يرشح.

ب - محلول لوغول أو صبغة غرام اليودية Iodine solution

1 غ يود

2 غ يود البوتاسيوم

300 مل ماء مقطر

يسحق اليود ويود البوتاسيوم في هاون، ثم يذاب المسحوق بالماء ويرشح. يحفظ في زجاجة بنية اللون، لأنه يحمض بالضوء فلا يعود صالحاً للتلوين، وتعطل الحموضة حين حصولها بإضافة قليل من ثنائي كربونات الصوديوم.

ج - محلول السفرائين Safranin

0.25 غ سفرائين نقاوة 90%

10 مل كحول ايتيلي 95%

1000 مل ماء مقطر

يذاب السفرائين في الكحول ثم يضاف 10 مل ماء مقطر ويرشح المزيج.

صبغة أزرق الميتلين Methylene blue

3 غ أزرق الميتلين

30 مل كحول 95%

100 مل ماء مقطر

يذاب أزرق الميتلين بالكحول، ثم يضاف إليه الماء، ويرشح.

صبغة الهيماتوكسيلين لتلوين الطحالب Hematoxyline

0.5 غ هيماتوكسيلين

٠.٢٩ غ بيكربونات الصوديوم

١٠٠ مل ماء مقطر

يُذاب الملون بالماء المقطر المسخن لدرجة الغليان، ثم تضاف كمية

الببيكربونات، ويبرد، ويرشح.

مشعر أزرق بروم تيمول

يحل 0.4 غ من أزرق البروم تيمول في 500 مل من الكحول الإيثيلي

95% ثم يضاف إليه 500 مل من الماء المقطر، ثم نرشح المزيج.

مشعر الفينول فتالين

يُحل 1 غ من الفينول فتالين في 50 مل من الكحول الإيثيلي 95% ثم يضاف

50 مل من الماء المقطر.

كاشف إرلخ - كوفاكس Ehrlich - Kovacs

هو بارا دي مثيل أمينو بنز ألدهيد Paradimethylaminobenzaldehyde

يحضر بمزج 5 غ بارا دي مثيل أمينو بنز ألدهيد مع 75 مل من الغول

الأميلي Alcohol amylique على البارد ثم يضاف 25 مل من حمض

كلور الماء النقي.



المصطلحات Terms

A

Actinobacteria	الجراثيم الشعاعية، الشعيات
Actinomycetes	الأكثينوميستات، الشعيات
Aerobicbacteria	الجراثيم الهوائية
Agar	الأغار
Agarslope	الأغار المائل
Agglutination	التراص
Algae	الطحالب
Amylas	أنزيم الاميلاز
Anaerobicbacteria	الجراثيم اللاهوائية
Antibiotic	صا د حيوي
Antibodies	الأجسام المضادة
Antigens	مولدات الضد
Ascomycota	تحت شعبة الفطريات الزقية
Autoclave	المعقمة، الأوتوغلاف (الصا د الموصد)

B

Bacillus	عُصية
Bacteria	جراثيم
Bacterial	جرثومي
Bacterial Counter	عدادة جرثومية
Bacterialmutation	طفرة جرثومية
Basidymycota	تحت شعبة الفطريات الدعامية
Biological	حيوي
Biology	علم الأحياء (بيولوجيا)
Blue Bromothymol	زرقة البروموثيمول
Broth	مرق
Buffer	المحاليل الموقية
Buffer solutions	مواد واقية (منظمة)
Bunsen burner	موقد بنزن

C

Capsule	المحفظة
---------	---------

Cell	خلية
Centrales	المشطورات المركزية
Centrifuge	جهاز الطرد المركزي
Carbohydrates	سكريات
Charophycetes	صف الطحالب الكاربية
Chlamydiaceae	المتدثرات
Chlamydospores	أبواغ مغطاة
Chlorophycetes	صف الطحالب الخضراء
Chlorophycophyta	شعبة الطحالب الخضراء
Chrysophycetes	صف الطحالب الذهبية
Chrysophycophyta	شعبة الطحالب الذهبية
Citric acid	حمض الليمون
Cocci	المكورات
Coccobacilli	عصيات مكورة
Coliforms	أشكال معوية أو قولونية
Colony	مستعمرة
Compound Microscope	المجهر المركب

Culture Media
Cyanobacteria

أوساط الاستنبات
الجرائيم الزرقاء

D

Dark-Field Microscope	مجير الحقل المظلم
Deuteromycotina -Fungi imperfecti	تحت شعبة الفطريات الناقصة
Diatomophycetes	صف المشطورات
Diplococci	مكورات دقيقة
Disinfectants	المطهرات
Disinfection	التطهير
Dry heat	الحرارة الجافة

E

Electron Microscopes	المجاهر الالكترونية
Electronic Radiations	الأشعة الالكترونية
Endospores	الأبواغ الداخلية
Enterobacteriaceae	فصيلة الامعائيات
Euglenophycophyta	شعبة الطحالب الأوغلينية
Eumycota	شعبة الفطريات الحقيقية

F

Facultatively anaerobic bacteria	الجراثيم اللاهوائية اختيارياً
Filtration	ترشيح
Fimbriae	أهداب
Fixation	عملية التثبيت
Flagella	السياط
Fluorescence	الفلورة، التألق
Fluorescence Microscope	المجهر الفلورسيسي - التألقي
Fungi – Mycota	الفطريات

G

Gelatinase	إنزيم الجيلاتينات
Gelatinous	هلامي
Gene	المورثة، الجيني
Glycoproteines	بروتينات سكرية
Gram – negative	سلبي لصبغة الغرام

Gram staining
Growth factors

صبغة غرام
عوامل النمو

Hypa

الخيط الفطري

In – vivo

في الأحياء

In – Vitro

في الزجاج

Incubator

حاضنة

Isotope

نظير مشع

Lactic acid

حمض اللبن

Laminar flow

غرفة الزرع الجرثومي (اللامنير)

Lichens

الأشن

Light

ضوء

Light Microscope

المجاهر الضوئية

Lipids شحوم، دهون

Lipoproteins بروتينات شحمية- دهنية

Lysis تحلل الخلايا

M

Mastigomycota تحت شعبة الفطريات السوطية

Media أوساط

Medical طبي

Medical microbiology ميكرو بيولوجيا طبية

Membrane غشاء

Metabolism استقلاب

Micro balance ميزان حساس

Microaerophilic bacteria الجراثيم أليفة قلة الأكسجين

Microbes أحياء دقيقة

Microbial الميكروبات / ميكروبي

Microbiological Safety cabinet غرفة العزل الميكروبي الآمنة

Microbiology	علم الأحياء الدقيقة، الميكروبيولوجيا
Micrococci	مكورات دقيقة
Microflora	النبات الطبيعي
Microscope	مجهر
Milliporfilter	أغشية ترشيح دقيقة
Mycelium	مشيجة، أفطورة
Mycoplasma	المفطورات
Mycorrhizae	الفطريات الجذرية
Myxomycota	شعبة الفطريات المخاطية
N	
Natural Media	أوساط طبيعية
Negative staining	التلوين السلبي
Nutrient	مغذ
O	
Obligate thermophytes	أليف للحرارة إجبارياً
Organic	عضوي

Organism	حي، كائن حي، عضوية
Ovens	أفران الهواء الساخن
Oxidation	أكسدة

P

Pasteurization	البسترة
Pennales	المشطورات الريشية
Peritrichous	محيطي السياط
pH	دالة الهيدروجين
PH Meter	مقياس الرقم الهيدروجيني
Phase Contrast Microscope	مجهر الأطوار المتباينة
Pheophycophyta	صف الطحالب السمراء
Pili	أهداب
Pipette Pasteur	ممص باستور
Plectechyma	الأنسجة المحبوكة
Polypeptides	عديد الببتيد
Polysaccharides	عديدات السكر

Simple Microscope	المجهر البسيط
Simple staining	التلوين البسيط
Smear	اللطفة الجرثومية
Soil	التربة
Solution	المحلول
Spectrophotometer	مقياس الطيف الضوئي
Spirals	الملويات / اللولبيات / حلزوني
staining	التلوين المركب
Staphylococci	مكورات عنقودية
Starch agar	آغار النشاء
Sterilization	التعقيم
Strain	سلالة
Streptobacilli	عصيات عقدية
Streptococci	مكورات عقدية
Sugars	سكريات
Sulphate	كبريتات

Synthetic Media

أوساط صناعية

T

Tartaric acid

حمض العنب

Temperature

درجة الحرارة

Tetracocci

مكورات رباعية

Thermal

حراري

Thermoduric e

جراثيم متحملة للحرارة

Thermophilic

جراثيم أليفة للحرارة

Theromphile

أليف للحرارة

Transmission Electron

المجهر الإلكتروني الناقل

Microscope

Treponema

اللولبيات

Typhoid

التيفية

U

Ultra Violet

الأشعة فوق البنفسجية

Ultrasonic

فوق الصوتية

Ultraviolet

فوق البنفسجية

Ultra Violet Light Microscope

مجهر الأشعة فوق البنفسجية

V

Vialids

زوائد قارورية

Vibrio

الضمات

Viruses

الفيروسات

Vitamins

فيتامينات

W

Water -bath

حمام مائي

Water heat

التعقيم بالحرارة الرطبة

X

Xanthophycetes

صف الطحالب الصفراء المخضرة

Y

Yeasts

خمائر

Z

Zygomycota	تحت شعبة الفطريات الازدواجية
Zygomycetes	صف الطحالب التزاوجية
Zygospor	الأبواغ الازدواجية الملقحة
Zygote	بيضة ملقحة
Zygote	بيضة ملقحة



المصادر والمراجع العربية

- ١- الأشقر، كمال (٢٠٠٩) الفطريات الجزء النظري، منشورات جامعة دمشق.
- ٢- السلامة، علي عبد الله - علي، زيد - علي، محمد، (٢٠٠٢) التجارب العلمية في البكتريا الطبية، منشورات جامعة الملك سعود.
- ٣- بغدادي، وفاء - ميهوب، حامد - حمد، ابتسام (١٩٨٨) بيولوجيا المشريات، جامعة دمشق.
- ٤- حمد ، ابتسام - بكور الزيانت ، ميساء - سوسان ، عماد (٢٠١٠) علم الجراثيم الجزء العملي ، منشورات جامعة دمشق.
- ٥- حمد، ابتسام، (٢٠٠٦) علم الجراثيم العام، كلية العلوم، منشورات جامعة دمشق.
- ٦- حمد، ابتسام - الأشقر، كمال (٢٠١٠) علم الحياة النباتية (٢) التكاثر في الزمر النباتية الجزء النظري ، منشورات جامعة دمشق.
- ٧- عبيد، ميخائيل، (١٩٩٧) علم الجراثيم الجزء النظري، منشورات جامعة دمشق.
- ٨- عبيد، ميخائيل، (٢٠٠٠) علم الجراثيم الجزء العملي، منشورات جامعة دمشق.
- ٩- علي نظام، عدنان - الأشقر، كمال (٢٠٠٨) بيولوجيا الأحياء الدقيقة الجزء النظري، منشورات جامعة دمشق.

١٠- مرعي، عبد الوهاب - بكور الزييات، ميساء (٢٠٠٦) ميكروبيولوجيا الأغذية، الجزء العملي، منشورات جامعة دمشق.



المصادر والمراجع الأجنبية

- 1-Abigail, A.S, Dixie. D.W. (2001), Microbiology Diversity, Disease, and the Environment Fitzgerald Science Press Publisher.
- 2-Baron, E.J, Peterson, L.R, Fine Gold, S.M, (1994), Diagnostic Microbiology. Ninth Edition Copyright by Mosby – Year Book, Inc Publishers.
- 3- Betsy, T.D.C, Keoyh, J. (2005). Microbiology Demystified. McGraw- Hill. U.S.A. ISBN: 0-07 147134-0.
- 4- Burton, G.R.W, Engelkirk, P.G (2002). Microbiology for the Health Sciences. 7th . Ed. Lippincott Williams and Wilkins co. U.S.A.
- 5- Forbes, B.A, Sahm, D.F, Weissfeld, A.S. (2002). Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology. 11th edition. Mosby, Inc. Philadelphia, PA, USA.
- 6-Harry W. Seeley, Jr, Paul J, Vandemark (1989), Microbes in Action, Laboratory Manual of Microbiology, this Edition, Cornell University Publisher.

7-Harley, J.P,(2005) Laboratory Exercises In Microbiology, Sixth Edition, Kentucky University, the Mc Graw- Hill Higher Education Publisher.

8- Lerner, K.L, Lerner, B.W. (2003) world of Microbiology and Immunology. Vol. 1. Thomson Gale Group, Inc. U.S.A. ISBN: 0-7876-6541-1.

9-Prescott, L.M, Harley, J.P, Klein, D.A, (1996) Microbiology, Threeth Edition, W.M.C.Brown Publishers, Turnhout, Canada.

10- Prescott, L.M. (2002). Microbiology.5th . Ed. McGraw-Hill. U.S.A. ISBN: 0-07- 282905-2.

11-Prescott, Harley and Klein s , (2008), Microbiology Seveth Edition, the Mc Graw- Hill companies Publisher.

12- Talaro, K.P, Talaro, A. (2002). Foundation in Microbiology.4th .ed. McGraw- Hill. U.S.A. ISBN: 0-07-248864-6.

اللجنة العلمية:

- الأستاذ الدكتور عدنان علي نظام
- الدكتور محمد بشير عرنوس
- الدكتورة غيثاء منصور

المدقق اللغوي:

الدكتورة منيرة محمد فاعور

حقوق الطبع والترجمة والنشر محفوظة لمديرية الكتب والمطبوعات الجامعية

